

FOR CHAIRSIDE HARD DENTURE LININGS AND
EXTENSION OF DENTURE BORDERS

TOKUYAMA REBASE II

CE REF RB02

Instructions for Use

Manufacturer



Tokuyama Dental Corporation

38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo 110-0016, Japan

Tel: +81-3-3835-7201

URL: <http://www.tokuyama-dental.com/>

EC Rep.

Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Via Chizzalunga, 1

36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Tel: +39 0444 659650

Fax: +39 0444 750345

Importer

Tokuyama Dental Deutschland GmbH

Am Landwehrbach 5

48341 Altenberge Germany

Tel: +49 2505 938513

Fax: +49 2505 938515



ENGLISH	2	ČESKY	9	DANSK	17	DEUTSCH	24
EESTI KEEL	32	FRANÇAIS	39	ITALIANO	46	LATVISKI	53
LIETUVIŲ K.	61	MAGYAR	68	NEDERLANDS	76	NORSK	84
POLSKI	91	SLOVENČINA	99	SUOMI	106	SVENSKA	113

Read all information, precautions, notes and materials before using TOKUYAMA REBASE II.

■ Contents

Kit: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80g)	×1
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50mL)	×1
ADHESIVE (15mL)	×1
Measuring Cup (for TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
Dropper (for TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
Rubber Cup (for mixing TOKUYAMA REBASE II POWDER and LIQUID)	×1
Spatula (for spreading TOKUYAMA REBASE II on the denture)	×1
Plastic Cup (for ADHESIVE)	×2
Brush (for ADHESIVE)	×2
TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
Spoon (for TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1
Refills: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80g)	
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50mL)	
ADHESIVE (15mL)	
TOKUSO RESIN HARDENER II	

※ Limited availability of FAST SET and/or NORMAL SET in certain areas. Contact your local dealer for availability.

■ Storage

1. Store the material at 0-25°C (32-77°F) at all times.
DO NOT use the material past its expiration date.
2. Replace caps tightly when finished.
3. If LIQUID is not to be used for more than a month, store the LIQUID with the original cap.
DO NOT store LIQUID with Dropper.
4. To avoid accidental ingestion or spillage, ALWAYS keep out of the reach of children and patients.

■ Disposal

1. To dispose of materials, mix the POWDER and LIQUID together, and allow it to harden. Be careful of the heat produced by the setting material.
2. Any remaining ADHESIVE should be absorbed in gauze or cotton, and disposed of in accordance with Federal and/or local regulations. Avoid any inhalation of the volatile substance.

■ Clinical Precautions

1. Use TOKUYAMA REBASE II only as instructed in these directions. DO NOT use TOKUYAMA REBASE II for any other application.
2. TOKUYAMA REBASE II is intended for use only by licensed dental care professionals.
3. Do not use this product if the safety seals are broken or if the contents have been tampered with.
4. Do not apply ADHESIVE to the patient's mouth or gums. Application of the ADHESIVE must be performed outside of the patient's mouth.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID and ADHESIVE are flammable. Do not use near an open flame. Use in a well ventilated area.
6. Always clean the powder measuring cup, rubber cup, brushes, plastic cups and spatula with alcohol after each use.
7. Always determine whether your patient is allergic to, or is hypersensitive to acryl-based monomers. DO NOT use TOKUYAMA REBASE II on patients with a history of sensitivity to acrylic. Patients should be instructed to remove the prosthesis and immediately contact their dentist at the first sign of sensitivity.
 - Before using TOKUYAMA REBASE II, perform tissue conditioning for one week if there are signs of inflammation of the mucus membrane, or tissue irritaion from the old denture.
 - Discontinue wearing the newly relined denture if there are any signs of hypersensitivity, redness, and ulcerations.
8. The use of examination gloves (plastic, vinyl, latex) is recommended at all times to avoid the possibility of allergic reactions from acryl-based monomers. If ADHESIVE comes in contact with the examination gloves, immediately dispose of the examination gloves and wash hands thoroughly with water.
 - After removal of the material from the patient's mouth, immediately have the patient rinse with water or mouthwash.
9. AVOID CONTACT WITH EYES. In case of contact with eyes, thoroughly flush eyes with water, and immediately contact a physician for assistance.

10. Avoid contact of uncured chemicals with skin. In case of contact with skin, clean affected area with rubbing alcohol, then thoroughly flush with water.
11. Immediately remove any excess lining material from the palatal area to avoid flow of material down the patient's throat. TOKUYAMA REBASE II is not radiopaque, and X-rays will not detect aspirated or ingested material.
12. Do not mix TOKUYAMA REBASE II with any materials not noted in these instructions.
13. To avoid breathing in the cured dust when polishing, always wear a mask recommended by Federal and/or local regulations.

■ Clinical Application


1. If the denture is a partial denture or has an undercut, residual root, etc, remove the denture from the mouth, trim it extraorally prior to final curing, and re-insert it for final curing. Otherwise, it will be difficult to remove the denture from the mouth.
 - FAST POWDER should only be used with FAST LIQUID, and NORMAL POWDER should only be used with NORMAL LIQUID.
Do not mix FAST POWDER with NORMAL LIQUID, or vice versa.
Measuring Cup for FAST POWDER is different from NORMAL SET.
Use corresponding Measuring Cup for each type.
2. Standard treatment time is based on temperatures of 23°C/73°F (Extraoral) and 37°C/98°F (Intraoral).
Treatment time is shortened by a rise in temperature caused by higher body temperature or elevated room temperature.
3. To minimize the formation of bubbles, mix TOKUYAMA REBASE II POWDER into the TOKUYAMA REBASE II LIQUID (White cap and White label).
4. Apply ADHESIVE (Blue cap and Blue label) only to denture surface. Do not mix ADHESIVE with TOKUYAMA REBASE II POWDER.

■ Patient Precautions


Patients should be instructed to remove dentures at bedtime for cleaning.

Directions For Use

STANDARD POWDER-TO-LIQUID MIXING RATIO



STANDARD TREATMENT TIME



*Treatment time varies according to room temperature and powder-liquid ratio.

- If trimming is done extraorally, always insert the denture back into the mouth just before final curing starts.
- Always keep the denture in the patient's mouth until final hardening is completed.
- Standard setting time is given at 23°C/73°F (extraoral) and 37°C/98°F (intraoral).

(1) Checking the adaptation

(2) Removal of the dentures surface

Carefully remove the old resin and expose the new resin of the dentures surface, especially the surface of the mucosal side, the marginal, buccal and labial areas where it is necessary to be relined with TOKUYAMA REBASE II.

Note:

- 1) Areas where the TOKUYAMA REBASE II should not contact, such as artificial teeth, the denture base or the interdental area, should first receive a coat of a separating agent.
- 2) As the relining surface of denture becomes larger, the resin paste shows a higher resistance in its flow. In this case, remove a large amount of the old resin or make a hole to let the resin flow out.

(3) Application of ADHESIVE

Apply ADHESIVE in a single layer with the brush to all areas of the surface to be relined. Leave the ADHESIVE for 20 seconds at room temperature. If the ADHESIVE liquid is still observed on alveolar crest area of the denture, air blow to dry it completely.

Note:

- 1) Apply ADHESIVE to the buccal and labial side of the denture to be relined.
- 2) Apply ADHESIVE twice to the marginal area so that the relining material will not come off the denture.
- 3) ADHESIVE will remain effective for ten minutes after application.
- 4) Because ADHESIVE is extremely volatile, be sure to screw the cap tightly, immediately after use.

(4) Measuring and mixing

Use approximately one graduation of the TOKUYAMA REBASE II POWDER in the measuring cup for every two graduations of the TOKUYAMA REBASE II LIQUID in the dropper.

Note:

- 1) FAST and NORMAL come with different powder measuring cups. Be sure to use each powder with its appropriate cup.
 - 2) The dropper for liquid can be used for either the FAST or NORMAL.
- After measuring, place the powder into liquid (using the supplied rubber cup) and mix gently with the spatula for about 5-10 seconds. Mix gently to minimize bubbles.

Note:

- 1) Put the liquid in the cup first and then the powder to minimize the formation of bubbles.
- 2) Mixing too vigorously or for too long of a period will facilitate bubble formation, producing an

uneven consistency. This in turn will create a rough surface and result in incomplete curing.

- 3) If necessary or so desired, the viscosity of the resin can be increased by increasing the quantity of the powder used.

(5) Application of the resin

With the spatula, apply the resin to the surface of the denture that will come in contact with the oral mucosa.

Note:

- 1) Apply resin within 20 to 60 seconds (at normal temperatures) after mixing for FAST (for NORMAL, within 30 to 90 seconds).
- 2) Apply the resin paste to all surfaces being relined, especially to the marginal, buccal and labial areas in the denture.
- 3) Be careful not to apply too much resin to the surface. Applying too much resin to the surface will result in the resin flowing down the patient's throat upon insertion of the denture.
- 4) Viscosity and hardening are temperature dependent. The warmer the room temperature, the faster the set. The colder the room temperature, the slower the set.

If too much time is taken to mix the powder and liquid, the available working time will be shortened.

(6) Insertion of the denture

Insert the denture properly into the patient's mouth and have them bite down correctly at the centric position.

Note:

- 1) Insert denture within 60 to 90 seconds after the mixing has begun for FAST (for NORMAL, within 90 to 120 seconds).
- 2) Be extremely careful to avoid occlusal malposition.
- 3) Make sure there is no extra resin flowing down the patient's throat.
- 4) In case excess resin flows into the patient's throat, remove it with a fingertip or an appropriate instrument.

(7) Muscle Treatment and trimming

After following the above steps, and when the resin begins to harden, perform the necessary treatment of the muscles in the mouth. When the resin becomes harder than paste, remove the denture from the patient's mouth, and trim if necessary.

Note:

- 1) Timing

Be sure to complete all of the muscle treatment and trimming within 3 minutes from the time

mixing started for FAST (within 5 1/2 minutes for NORMAL).

2) In case of a Full Denture

There is no need to remove the denture from the mouth, unless there are undercuts. Remove the excess portion of the resin intraorally, and keep the denture in the patient's mouth until hardening is complete.

3) In case of Undercut & Partial Denture

In the situation where patient has an undercut, partial denture, residual root or other problems, remove the denture from the mouth and trim it extraorally prior to final curing. Otherwise it will be difficult to remove the denture from the mouth.

(8) Re-insertion and oral maintenance of the denture (final curing)

Re-insert the denture and keep it in the patient's mouth until final hardening is complete.

Note:

- 1) Keep the denture fixed in the patient's mouth for 3 to 5 1/2 minutes after mixing has commenced for FAST. For NORMAL keep the denture fixed in the patient's mouth for 5 1/2 to 8 minutes. The resin will cure at this time. Do not remove the denture from the mouth during the period, since the presence of oxygen prevents the resin from fully curing.
- 2) Incomplete cure as a result of removing the denture too early will create undesired problems such as an inadequate surface hardness or a poor adaptation.

Using TOKUSO RESIN HARDENER II

1. For additional hardness of cured denture relines, TOKUSO RESIN HARDENER II maybe used.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II improves the surface hardness and final polish of the denture base.
3. Prepare 40-60°C (104-140°F) water in a container.
Be sure to pour enough water to completely immerse the denture.
4. Dissolve 1 scoop of TOKUSO RESIN HARDENER II per 200mL of water.
5. Once the material is completely dissolved, immerse the denture for 3 minutes.
6. Remove the denture, rinse, and polish.

(9) Modifying and polishing

After final hardening, use a carbide bur, silicone point, finishing wheel, etc. to modify and polish the denture.

(10) Checking the adaptation

(11) Completion

The user and/or patient should report any serious incident that has occurred in relation to the

device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

IMPORTANT NOTE: The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by improper use of this product. It is the personal responsibility of the dental professional to ensure the product is suitable for application before use.

Specifications are subject to change without notice. When the product specification changes, the instructions and precautions may change also.

ČESKY

Před použitím TOKUYAMA REBASE II si přečtěte všechny informace, bezpečnostní opatření, poznámky a materiály.

■ Obsah

Sada: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	× 1
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	× 1
ADHESIVE (15 ml)	× 1
Měřicí kalíšek (pro TOKUYAMA REBASE II POWDER)	× 1
Kapátko (pro TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	× 1
Gumový kalíšek (pro smíchání TOKUYAMA REBASE II POWDER a LIQUID)	× 1
Stěrka (pro roztírání TOKUYAMA REBASE II na zubní protéze)	× 1
Plastový kalíšek (pro ADHESIVE)	× 2
Kartáček (pro ADHESIVE)	× 2
TOKUSO RESIN HARDENER II	× 1
Lžice (pro TOKUSO RESIN HARDENER II)	× 1

Náplně: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※Omezená dostupnost FAST SET a/nebo NORMAL SET v určitých oblastech. Zeptejte se svého místního distributora na dostupnost.

■ Skladování

1. Po celou dobu uchovávejte materiál při teplotě 0–25 °C (32–77 °F). NEPOUŽÍVEJTE materiál po vyznačené době použitelnosti.
2. Uzávěry po dokončení pevně dotáhněte.
3. Pokud se nemá používat LIQUID déle než měsíc, LIQUID skladujte s originálním uzávěrem. NESKLADUJTE LIQUID v kapátku.
4. VŽDY uchovávejte mimo dosah dětí a pacientů, aby nedošlo k náhodnému požití nebo rozlítí.

■ Likvidace

1. Pro likvidaci materiálů smíchejte dohromady POWDER a LIQUID a nechte jej ztvrdnout. Buďte opatrní na teplo vzniklé tuhnutím materiálu.
2. Jakýkoliv zbylý ADHESIVE by se měl absorbovat do gázy nebo vaty, a zlikvidovat v souladu s federálními a/nebo místními předpisy. Vyvarujte se jakékoliv inhalace volatilní látky.

■ Klinická bezpečnostní opatření

1. TOKUYAMA REBASE II používejte pouze podle pokynů v těchto pokynech. NEPOUŽÍVEJTE TOKUYAMA REBASE II k jakékoliv jiné aplikaci.
2. TOKUYAMA REBASE II je určen k použití výhradně odborníky na dentální péči s příslušnou licenci.
3. Tento výrobek nepoužívejte v případě, že jsou porušené bezpečnostní uzávěry nebo bude-li se zdát, že byl obsah narušen před použitím dentálním odborníkem.
4. ADHESIVE nepoužívejte na ústa či dásně pacienta. Nasazení ADHESIVE se musí provádět mimo ústa pacienta.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID a ADHESIVE jsou hořlavé. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Používejte v dobře ventilovaných oblastech.
6. Vždy čistěte kalíšek na odměřování prášku, gumový kalíšek, kartáčky, plastové kalíšky a stěrku alkoholem po každém použití.
7. Vždy zjistěte, zda je pacient alergický nebo přecitlivělý na monomery obsahující akryláty. NEPOUŽÍVEJTE TOKUYAMA REBASE II u pacientů, kteří mají v anamnéze citlivost na akryláty. Pacienty je zapotřebí poučit, aby při první známce citlivosti vyjmuli protézu a neprodleně kontaktovali svého zubního lékaře.
 - Před použitím TOKUYAMA REBASE II provádějte kondicionování tkáně po jeden týden, pokud existují známky zánětu sliznice nebo podráždění tkáně od staré zubní protézy.
 - Přerušete nošení zubní protézy s novou opakovanou výstelkou, pokud existují jakékoliv znám-

ky přecitlivělosti, zarudnutí a ulcerace.

8. Doporučuje se používat po celou dobu vyšetřovací rukavice (plastové, vinylové nebo latexové), aby nehrozily případně alergické reakce způsobené akrylátovými monomery. Pokud ADHESIVE přijde do styku s vyšetřovacími rukavicemi, okamžitě vyšetřovací rukavice zlikvidujte a ruce důkladně omyjte vodou.
 - Po vyjmutí materiálu z úst pacienta ho nechte okamžitě vypláchnout ústa vodou a poté ústní vodou.
9. **CHRAŇTE PŘED VNIKNUTÍM DO OČÍ.** Pokud dojde k vniknutí do očí, důkladně oči propláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékaře a požádejte o pomoc.
10. Chraňte kůži před stykem s nepolymerovanými chemikáliemi. V případě kontaktu s kůží vyčistěte postiženou plochu vtíráním alkoholu, pak důkladně opláchněte vodou.
11. Jakýkoliv přebytečný výstelkový materiál okamžitě odeberte z palatální oblasti, aby nedošlo ke stékání materiálu dolů do hrdla pacienta. TOKUYAMA REBASE II není neprostupný pro záření a rentgenové snímky nebudou detekovat vdechnutý či spolknutý materiál.
12. TOKUYAMA REBASE II nemíchejte s žádnými materiály, které nejsou uvedeny v těchto pokynech.
13. Během leštění vždy používejte masku doporučenou federálními a/nebo místními předpisy, aby nedošlo ke vdechování prachu z polymeru.

■ Klinická aplikace

1. Pokud je zubní protéza zubní protézou částečnou nebo má podsekřivinu, zbytekový kořen atd., vyjměte zubní protézu z úst, seřízněte ji mimo ústní dutinu před konečnou polymerací a znovu ji vložte dovnitř ke konečné polymeraci. Jinak bude vyjmutí zubní protézy z úst obtížné.
 - FAST POWDER by se měl používat pouze s FAST LIQUID a NORMAL POWDER by se měl používat pouze s NORMAL LIQUID.
 - FAST POWDER nemíchejte s NORMAL LIQUID nebo naopak.
 - Odměřovací kalíšek pro FAST POWDER se liší od NORMAL SET.
 - Používejte příslušný odměřovací kalíšek pro každý typ.
2. Standardní doba ošetření vychází z teplot 23 °C/73 °F (mimo dutinu ústní) a 37 °C/98 °F (v ústní dutině).

Doba léčby se zkrátí zvýšením teploty způsobeným vyšší tělesnou teplotou nebo zvýšenou teplotou místnosti.
3. Aby se minimalizovala tvorba bublin, míchejte TOKUYAMA REBASE II POWDER přidáváním do TOKUYAMA REBASE II LIQUID (bílý uzávěr a bílý štítek).


4. ADHESIVE (modrý uzávěr a modrý štítek) nanášejte pouze na povrch zubní protézy. Nesmíchejte ADHESIVE a TOKUYAMA REBASE II POWDER.

■ Bezpečnostní opatření pro pacienta


Pacienty je nutné poučit, aby před ulehnutím vyjímali zubní protézy z úst a čistili je.

■ Návod k použití

STANDARDNÍ POMĚR MÍCHÁNÍ PRAŠKU A KAPALINY



STANDARDNÍ DOBA OŠETŘENÍ



*Doba ošetření se mění podle pokojové teploty a poměru prášku a kapaliny.

- Pokud se seřiznutí provádí extraorálně, vždy vložte zubní protézu zpět do úst těsně předtím, než začne konečná polymerace.
- Vždy držte zubní protézu v ústech pacienta, dokud nebude dokončeno konečné vytvrzení.
- Standardní doba tuhnutí se udává při teplotě 23°C/73°F (mimo dutinu ústní) a 37°C/98°F (v ústní dutině).

(1) Kontrola adaptace

(2) Odstranění nečistot z povrchů zubních protéz

Opatrně odstraňte starou pryskyřici a obnažte novou pryskyřici povrchu zubní protézy, zvláště povrch na straně sliznice, v oblastech okrajů, bukalních a labiálních oblastech, kde je nezbytné, aby byla provedena opakovaná výstelka TOKUYAMA REBASE II.

Poznámka:

- 1) Plochy, kde by TOKUYAMA REBASE II neměl přijít do styku například s umělými zuby, základnou zubní protézy nebo mezizubní prostor, by se měly nejprve pokrýt nátěrem separačního přípravku.
- 2) S tím, jak se povrch opakované výstelky zvětšuje, vykazuje pryskyřičná pasta při průtoku větší odpor. V tomto případě odstraňte velké množství staré pryskyřice, nebo vytvořte otvor, kterým nechte pryskyřice vytéci.

(3) Nanesení ADHESIVE

ADHESIVE nanášejte v jediné vrstvě štětečkem na všechna místa povrchu, kde se má podložit

vnitřní strana protéz. ADHESIVE ponechte při pokojové teplotě v klidu 20 sekund. Pokud bude přesto kapalný ADHESIVE pozorován na místě alveolárního hřebene zubní protéz, dokonale jej vysušte proudem vzduchu.

Poznámka:

- 1) Nanášejte ADHESIVE na bukální a labiální stranu zubní protéz, kde se má podložit její vnitřní strana.
- 2) Do okrajové oblasti naneste ADHESIVE dvakrát, aby materiál pro podložení vnitřní strany protéz ze zubní protéz neunikal.
- 3) ADHESIVE bude působit deset minut po aplikaci.
- 4) ADHESIVE je extrémně těžký, proto musíte zajistit pevné dotažení uzávěru bezprostředně po použití.

(4) Měření a míchání

Použijte přibližně jeden dílek TOKUYAMA REBASE II POWDER v odměřovacím kališku pro každé dva díly TOKUYAMA REBASE II LIQUID v kapátku.

Poznámka:

- 1) FAST a NORMAL se dodávají s odlišnými kališky na odměřování prášku. Dbejte na to, abyste používali každý prášek s vhodným kališkem.
 - 2) Kapátko pro kapalinu lze použít buď pro FAST, nebo NORMAL.
- Po odměření vložte prášek do kapaliny (pomocí dodávaného gumového kališku) a jemně míchejte stěrkou asi 5–10 sekund. Jemným mícháním minimalizujete vznik bublin.

Poznámka:

- 1) Nejprve nalijte do kališku kapalinu a pak prášek, aby se minimalizovala tvorba bublin.
- 2) Příliš intenzivní míchání nebo po příliš dlouhou dobu usnadní vznik bublin, čímž se vytvoří nerovnoměrná konzistence. To obratem povede ke vzniku hrubého povrchu s následnou neúplnou polymerací.
- 3) Pokud to bude nezbytné nebo budete-li si to přát, lze zvýšit viskozitu pryskyřice zvýšením množství použitého prášku.

(5) Použití pryskyřice

Pryskyřici nanášejte stěrkou na povrch zubní protéz, která přijde do styku se sliznicí v ústech.

Poznámka:

- 1) Pryskyřici nanášejte 20 až 60 sekund (při normálních teplotách) po míchání pro FAST (pro NORMAL do 30 až 90 sekund).
- 2) Naneste pryskyřičnou pastu na všechny povrchy, kde se má podložit vnitřní strana protéz, zvláště na okrajové, bukální a labiální plochy zubní protéz.

3) Postupujte opatrně, abyste na povrch nenesli příliš velké množství pryskyřice. Nanesení příliš velkého množství povrchu způsobí, že pryskyřice bude stékat dolů do krku pacienta po vložení zubní protézy.

4) Viskozita a tvrdnutí závisí na teplotě. Čím je vyšší pokojová teplota, tím je tuhnutí rychlejší. Čím je nižší pokojová teplota, tím je tuhnutí pomalejší.

Pokud míchání prášku a kapaliny zabere příliš času, dostupný čas na zpracování se zkrátí.

(6) Vložení zubní protézy

Vložte zubní protézu správně do úst pacienta a nechte jej správně skousnout v centrální poloze.

Poznámka:

1) Zubní protézu vložte do úst do 60 až 90 sekund od začátku míchání pro FAST (pro NORMAL do 90 až 120 sekund).

2) Postupujte mimořádně opatrně, aby nedošlo k chybnému polohování skusu.

3) Dbejte na to, aby do krku pacienta nezatékala žádná přebytečná pryskyřice.

4) Pokud bude přebytečná pryskyřice stékat do krku pacienta, odstraňte ji konečkem prstu nebo vhodným nástrojem.

(7) Ošetření svalů a seřiznutí

Po provedení shora uvedených kroků, když pryskyřice začte tvrdnout, proveďte nezbytné ošetření svalů v ústech. Když bude pryskyřice tvrdší než pasta, odstraňte zubní protézu z ústa pacienta a v případě potřeby seřizněte.

Poznámka:

1) Načasování

Dbejte na dokončení všech ošetření svalů a seřiznutí do 3 minut od zahájení míchání pro FAST (do 5,5 minuty pro NORMAL).

2) V případě plné zubní protézy

Není zapotřebí vyjmout zubní protézu z úst, pokud v nich nejsou podsekřiviny. Odstraňte přebytečnou část pryskyřice intraorálně a držte zubní protézu v ústech pacienta, dokud zcela neproběhne vytvrzení.

3) V případě podsekřiviny a částečné zubní protézy

V situaci, kdy má pacient podsekřivinu, částečnou zubní protézu, zbytkový kořen nebo jiné problémy, vyjměte zubní protézu z úst, seřizněte ji mimo ústní dutinu před konečnou polymerací. Jinak bude vyjmutí zubní protézy z úst obtížné.

(8) Opakované vložení a údržba zubní protézy v ústní dutině (konečná polymerace)

Opakovaně vložte zubní protézu do úst pacienta a držte ji tam, dokud zcela neproběhne konečné vytvrzení.

Poznámka:

- 1) Držte zubní protézu upevněnou v ústech pacienta 3 až 5,5 minuty od zahájení míchání pro FAST. Držte zubní protézu upevněnou v ústech pacienta 5,5 až 8 minut od zahájení míchání pro NORMAL. Prskyřice během této doby dokončí polymeraci. Během této doby nevyjímejte zubní protézu z úst, protože přítomnost kyslíku brání plné polymeraci prskyřice.
- 2) Neúplná polymerace v důsledku předčasného vyjmutí zubní protézy způsobí problémy, jako je neadekvátní tvrdost povrchu nebo špatné přizpůsobení.

Použití TOKUSO RESIN HARDENER II

1. TOKUSO RESIN HARDENER II lze použít k dodatečnému vytvrzení polymerovaného materiálu pro podkládání zubní protézy.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II zlepšuje tvrdost povrchu a konečné leštění podložky zubní protézy.
3. V nádobce připravte vodu o teplotě 40–60 °C (104–140 °F).
Musíte nalít dostatek vody, aby se zubní protéza do ní celá ponořila.
4. Rozpusťte 1 odměrku TOKUSO RESIN HARDENER II v 200 ml vody.
5. Jakmile se materiál dokonale rozpustí, ponořte do něj zubní protézu na 3 minuty.
6. Vyjměte zubní protézu, opláchněte vodou a vyleštěte.

(9) Úprava a leštění

Po konečném vytvrzení použijte k úpravě a leštění zubní protézy karbidový vrtáček, silikonový brousek, dokončovací kotouč atd.

(10) Kontrola adaptace

(11) Dokončení

Je nutné, aby uživatel a/nebo pacient hlásil jakýkoliv závažný incident, který nastal v souvislosti se zařízením výrobcí a kompetentnímu úřadu členskému státu, v němž uživatel a/nebo pacient sídlí.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Výrobce není odpovědný za škodu či újmu způsobenou nesprávným použitím tohoto výrobku. Dentální odborník osobně odpovídá za to, že před použitím je výrobek vhodný k tomuto účelu.

Technické parametry se mohou změnit bez ohlášení. Když se změní technické parametry výrobku, mohou se rovněž změnit pokyny a bezpečnostní opatření.

Læs alle oplysninger, forholdsregler, bemærkninger og materialer før anvendelse af TOKUYAMA REBASE II.

Indhold

Kit:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	×1
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	×1
	ADHESIVE (15 ml)	×1
	Målekop (til TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
	Dråbepipette (til TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
	Gummikop (til blanding af TOKUYAMA REBASE II POWDER og LIQUID)	×1
	Spatel (til spredning af TOKUYAMA REBASE II på protesen)	×1
	Plastikkop (til ADHESIVE)	×2
	Børste (til ADHESIVE)	×2
	TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
	Ske (til TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Refills:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	
	ADHESIVE (15 ml)	
	TOKUSO RESIN HARDENER II	

※Begrænset tilgængelighed for FAST SET og/eller NORMAL SET i visse områder. Kontakt din lokale forhandler vedrørende tilgængelighed.

Opbevaring

1. Opbevar altid materialet ved 0-25 °C (32-77 °F).
Materialet må IKKE anvendes efter udløbsdatoen.
2. Hætterne skal lukkes forsvarligt, når du er færdig.
3. Hvis LIQUID ikke skal anvendes i mere end en måned, opbevares det med den originale hætte på. LIQUID må IKKE opbevares med dråbepipetten på.
4. For at undgå utilsigtet indtagelse eller spild, skal materialet ALTID holdes utilgængeligt for børn og patienter.

■ Bortskaffelse

1. Bortskaffelse af materialerne foregår ved, at POWDER og LIQUID blandes sammen, hvorefter det får lov til at hærde. Vær forsigtig med varmen, der produceres af det hærdende materiale.
2. Eventuelt resterende ADHESIVE skal absorberes med gaze eller vat og bortskaffes i henhold til nationale og/eller lokale bestemmelser. Undgå indånding af det flygtige stof.

■ Kliniske forholdsregler

1. TOKUYAMA REBASE II må kun anvendes som angivet i disse anvisninger. TOKUYAMA REBASE II må IKKE anvendes til andre anvendelser.
2. TOKUYAMA REBASE II er kun beregnet til salg til og anvendelse af tandlægefagligt personale.
3. Dette produkt må ikke anvendes, hvis sikkerhedsforseglingerne er brudt, eller hvis indholdet er blevet manipuleret.
4. Der må ikke appliceres ADHESIVE på patientens mund eller gummer. Applicering af ADHESIVE skal udføres uden for patientens mund.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID og ADHESIVE er brændbare. Må ikke anvendes i nærheden af en åben flamme. Anvendes på et sted med god udluftning.
6. Pulvermålekop, gummikop, børster, plastikkopper og spatel skal altid rengøres med sprit efter hver brug.
7. Bestem altid, om din patient er allergisk eller overfølsom over for acrylbaserede monomerer. Brug IKKE TOKUYAMA REBASE II til patienter med overfølsomhed over for acryl i anamnesen. Patienten skal instrueres i at fjerne protesen og straks kontakte sin tandlæge ved det første tegn på overfølsomhed.
 - Før anvendelsen af TOKUYAMA REBASE II udføres vævskonditionering i en uge, hvis der er tegn på inflammation af slimhinderne eller vævsirritation fra den gamle protese.
 - Ophør med at bære den nyligt underforede protese, hvis der er tegn på overfølsomhed, rødme og sår.
8. Det anbefales altid at anvende undersøgelseshandsker (af plastik, vinyl eller latex) for at undgå muligheden for allergiske reaktioner over for acrylbaserede monomerer. Hvis ADHESIVE kommer i kontakt med undersøgelseshandskerne, skal de straks bortskaffes og hænderne vaskes grundigt med vand.
 - Efter fjernelse af materialet fra patientens mund, skal patienten straks skylle munden med vand eller mundskyllemiddel.
9. **UNDGÅ, AT PRODUKTET KOMMER I KONTAKT MED ØJNENE.** Ved kontakt med øjne-

- ne, skylles øjnene grundigt med vand, hvorefter der straks søges lægehjælp.
10. Undgå, at uøhærdede kemikalier kommer i kontakt med huden. Ved kontakt med huden, skal det berørte område renses med isopropylalkohol, hvorefter det skylles grundigt med vand.
 11. Fjern straks overskydende underforingsmateriale fra ganeområdet for at undgå, at der løber materiale ned i patientens hals. TOKUYAMA REBASE II er ikke røntgenfast, og der vil ikke opdages indåndet eller indtaget materiale med røntgen.
 12. TOKUYAMA REBASE II må ikke blandes med andre materialer, der ikke er angivet i disse anvisninger.
 13. For at undgå indånding af hærdningsstøvet ved polering, skal der altid bæres maske, som det anbefales i henhold til nationale og/eller lokale bestemmelser.

■ Klinisk anvendelse

1. Hvis protesen er en halvprotese eller har en underskæring, tilbagebleven rod osv. fjernes protesen fra munden, den beskæres før den endelige hærdning, og den sættes tilbage i munden for den endelige hærdning. Det vil ellers være svært at fjerne protesen fra munden.
 - FAST POWDER må kun anvendes sammen med FAST LIQUID, og NORMAL POWDER må kun anvendes med NORMAL LIQUID.Du må ikke blande FAST POWDER med NORMAL LIQUID eller omvendt. Målekoppen til FAST POWDER er anderledes end NORMAL SET.

Anvend den målekop, der svarer til den rette type.
2. Standardbehandlingstid er baseret på temperaturer på 23 °C/73 °F (ekstraoral) og 37 °C/98 °F (intraoral).


Behandlingstiden forkortes ved en stigning i temperaturen, der forårsages af en højere kropstemperatur eller forhøjet stuetemperatur.
3. For at minimere dannelsen af bobler blandes TOKUYAMA REBASE II POWDER i TOKUYAMA REBASE II LIQUID (hvid hætte og hvid mærkat).
4. Applicér kun ADHESIVE (blå hætte og blå mærkat) til proteseoverfladen. Bland ikke ADHESIVE med TOKUYAMA REBASE II POWDER.

■ Forholdsregler for patienten


Patienten skal instrueres i at fjerne protesen ved sengetid for rengøring.

Brugsanvisning

STANDARD PULVER-TIL-VÆSKE-BLANDINGSFORHOLD



STANDARD BEHANDLINGSTID



*Behandlingstid varierer i henhold til stuetemperatur og pulver-væske-forhold.

- Kui kärpimine tehakse suust väljaspool, pange hambaproteesi alati enne lõpliku kõvastamise alustamist suhu tagasi.
- Hoidke hambaproteesi alati patsiendi suus, kuni lõplik kõvastumine on lõpule jõudnud.
- Standardne tardumisaeg on antud temperatuuril 23°C/73°F (väljaspool suud) ja 37°C/98°F (suus).

(1) Kontrol af tilpasningen

(2) Fjernelse af proteseoverfladen

Fjern forsigtigt det gamle plast, så der er plads til den nye plast, særligt på overfladen ved slimhinder, kanter, buccal- og facialområder, hvor det er nødvendigt at underfore med TOKUYAMA REBASE II.

Bemærk:

- 1) Områder, hvor TOKUYAMA REBASE II ikke må få kontakt, såsom kunstige tænder, protesebund eller interdental områder, skal først have en belægning med et separationsmiddel.
- 2) Idet protesens underforingsflade bliver større, bliver også plastpastaens flydemodstand højere. Hvis det er tilfældet fjernes en stor mængde af den gamle plast, eller der laves et hul, så platen kan flyde ud.

(3) Applicering af ADHESIVE

Applicér ADHESIVE i et enkelt lag med børsten på alle områder af overfladen, der skal have underføring. Lad ADHESIVE sidde i 20 sekunder ved stuetemperatur. Hvis der stadig ses ADHESIVE-væske i protesens alveolære fremspring, lufttørres, så den er helt tør.

Bemærk:

- 1) Applicér ADHESIVE på protesens buccale og faciale side.
- 2) Applicér ADHESIVE to gange til kantområdet, så underforingsmaterialet ikke vil slippe protesens.
- 3) ADHESIVE vil forblive virkningsfuld i ti minutter efter appliceringen.
- 4) Da ADHESIVE er ekstremt flygtigt, skal du sørge for at skrue hættten stramt på umiddelbart efter brug.

(4) Måling og blanding

Anvend ca. et mål TOKUYAMA REBASE II POWDER i målekoppen for hver to mål TOKUYAMA REBASE II LIQUID i dråbebipetten.

Bemærk:

- 1) FAST og NORMAL kommer med forskellige pulvermålekopper. Sørg for at anvende den kop, der hører til den rette type pulver.
 - 2) Dråbebipetten til væske kan anvendes til både FAST eller NORMAL.
- Efter afmåling anbringes pulveret i væsken (vha. den vedlagte gummikop) og det blandes forsigtigt med spatelen i omkring 5-10 sekunder. Bland forsigtigt for at minimere bobler.

Bemærk:

- 1) Anbring væsken i koppen først og dernæst pulveret for at minimere dannelsen af bobler.
- 2) For kraftig omblanding eller blanding i for lang tid vil fremme dannelsen af bobler, som giver

en ujævn konsistens. Dette vil til gengæld skabe en ru overflade og resultere i en ufuldstændig hærkning.

- 3) Om nødvendigt, eller hvis det ønskes, kan plastens viskositet øges eller reduceres ved at øge mængden af det anvendte pulver.

(5) Applicering af plasten

Med spatelen appliceres plasten på protesens overflade, som vil komme i kontakt med slimhinden i munden.

Bemærk:

- 1) Applicér plasten inden for 20 til 60 sekunder (ved normale temperaturer) efter blanding for FAST (for NORMAL, inden for 30 til 90 sekunder).
- 2) Applicér plastpastaen på alle overflader, der skal have underføring, særligt på protesens kanter, buccale og faciale områder.
- 3) Sørg for ikke at applicere for megen plast på overfladen. Hvis der appliceres for megen plast på overfladen, vil det resultere i, at der løber plast ned i patientens hals ved indsættelse af protesen.
- 4) Viskositet og hærkning er afhængig af temperaturen. Jo varmere stuetemperatur, jo hurtigere hærder det. Jo koldere stuetemperatur, jo langsommere hærder det.

Hvis det tager for lang tid at blande pulveret og væsken, vil den tilgængelige arbejdstid blive reduceret.

(6) Indsættelse af protesen

Indsæt protesen korrekt i patientens mund og få vedkommende til at bide korrekt sammen.

Bemærk:

- 1) Indsæt protesen inden for 60 til 90 sekunder efter blandingens start for FAST (for NORMAL, inden for 90 til 120 sekunder).
- 2) Vær ekstremt forsigtig og undgå forkert bid.
- 3) Sørg for, at der ikke flyder ekstra plast ned i patientens hals.
- 4) Hvis dette sker, fjernes den med en fingerspids eller et passende instrument.

(7) Muskelbehandling og tilpasning

Efter at have fulgt de ovennævnte trin, og når plasten begynder at hærde, udføres den nødvendige behandling af musklerne i munden. Når plasten bliver hårdere end pasta, fjernes protesen fra patientens mund, og den tilpasses, om nødvendigt.

Bemærk:

- 1) Tidshorisont

Sørg for at færdiggøre al muskelbehandling og tilpasning inden for 3 minutter fra blandingens begyndelse for FAST (inden for 5 1/2 minutter for NORMAL).

2) Ved helprotese

Der er ingen grund til at fjerne protesen fra munden, medmindre der er underskæringer. Fjern den overskydende del af plasten intraoralt og behold protesen i patientens mund, indtil hærddningen er fuldført.

3) Ved underskæring og delprotese

Hvis patienten har en underskæring, delprotese, tilbagebleven rod eller andre problemer, fjernes protesen fra munden, og den tilpasses ekstraoralt før den endelige hærddning. Det vil ellers være svært at fjerne protesen fra munden.

(8) Genindsættelse og oral vedligeholdelse af protesen (endelig hærddning)

Genindsæt protesen og lad den forblive i patientens mund, indtil den endelige hærddning er færdig.

Bemærk:

- 1) Hold protesen i samme fastlåste stilling i patientens mund i 3 til 5 1/2 minutter, når blandingen er begyndt for FAST. Hold protesen i samme fastlåste stilling i patientens mund i 5 1/2 til 8 minutter, når blandingen er begyndt for NORMAL. Plasten vil hærde inden for denne periode. Fjern ikke protesen fra munden i løbet af denne periode, da tilstedeværelsen af ilt forhindrer plasten i at hærde helt.
- 2) Ufuldstændig hærddning som et resultat af, at protesen bliver fjernet for tidligt, vil skabe uønskede problemer, såsom en utilstrækkelig overfladehårdhed eller en ringe tilpasning.

Anvendelse af TOKUSO RESIN HARDENER II

1. TOKUSO RESIN HARDENER II kan anvendes for at gøre den hærdede proteseunderføring yderligere hård.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II forbedrer protesebundens overfladehårdhed og endelig polering.
3. Klargør 40-60 °C (104-140 °F) vand i en beholder.
Sørg for at hælde nok vand i, så protesen er helt under vand.
4. Opløs 1 mål TOKUSO RESIN HARDENER II pr. 200 ml vand.
5. Når materialet er helt opløst, nedsænkes protesen i 3 minutter.
6. Fjern protesen, skyl og polér.

(9) Modificering og polering

Efter den endelige hærddning anvendes et carbidbor, en siliconespids, finisheringsskive osv. til at modificere og polere protesen.

(10) Kontrol af tilpasningen

(11) Færdiggørelse

Brugeren og/eller patienten skal indberette eventuelle alvorlige hændelser, der har fundet sted med udstyret, til producenten og den kompetente myndighed i medlemslandet, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

VIGTIGT: Producenten er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade forårsaget af ukorrekt anvendelse af dette produkt. Det er tandlægens personlige ansvar at sikre, at produktet er egnet til anvendelsen før brug.

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Når produktspecifikationerne ændres, kan anvisningerne og forholdsreglerne også ændre sig.

DEUTSCH

Bevor Sie TOKUYAMA REBASE II benutzen, lesen Sie sämtliche Informationen, Sicherheitsvorschriften und Hinweise aufmerksam durch.

Inhalt

Kit: TOKUYAMA REBASE II PULVER (80g).....	× 1
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50mL)	× 1
HAFTMITTEL (15mL)	× 1
Meßbecher (für TOKUYAMA REBASE II PULVER)	× 1
Pipette (für TOKUYAMA REBASE II LIQUID).....	× 1
Mischtiegel (für TOKUYAMA REBASE II PULVER and LIQUID)	× 1
Spatel	× 1
Kunststoffbecher (für HAFTMITTEL).....	× 2
Pinsel (für HAFTMITTEL)	× 2
TOKUSO RESIN HARDENER II	× 1
Löffel (für TOKUSO RESIN HARDENER II).....	× 1
Refills: TOKUYAMA REBASE II PULVER (80g)	
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50mL)	
HAFTMITTEL (15mL)	
TOKUSO RESIN HARDENER II	

※Wegen begrenzter Lagerbestände von Fast Sets und Normal Sets in manchen Gebieten, setzen Sie sich bitte-wie immer-mit dem örtlichen Vertrieb in Verbindung.

■ Lagerung

1. Vor und nach dem Öffnen das Material bei 0-25°C lagern.
Das Material darf nach dem Verfallsdatum NICHT mehr verwendet werden.
2. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder fest verschließen.
3. Wenn REBASE FLÜSSIG länger als einen Monat lang nicht in Gebrauch ist, das Fläschchen mit der Originalverschlusskappe lagern. NICHT mit dem Tropfer lagern.
4. Um ein versehentliches Einnehmen oder Verschütten zu vermeiden, STETS für Kinder und Patienten unzugänglich aufbewahren.

■ Entsorgung

1. Zum Entsorgen REBASE PULVER und FLÜSSIGKEIT mischen und aushärten lassen.
Vorsicht, beim Aushärten wird Wärme freigesetzt.
2. Reste von HAFTMITTEL sollten mit Gaze oder Watte aufgenommen und vorschriftsgemäß entsorgt werden. Darauf achten, dass die flüchtige Substanz nicht eingeatmet wird.

■ Klinische Hinweise

1. TOKUYAMA REBASE II nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben verwenden.
2. TOKUYAMA REBASE II ist zur Verwendung durch Fachpersonal vorgesehen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Versiegelung beschädigt oder mit dem Inhalt unsachgemäß umgegangen worden ist.
4. HAFTMITTEL nicht intraoral auf die Prothese oder auf den Gaumen des Patienten auftragen.
HAFTMITTEL darf nur auf die Zahnprothese aufgetragen werden, wenn sich die Prothese nicht im Mund des Patienten befindet.
5. TOKUYAMA REBASE II FLÜSSIG und das HAFTMITTEL sind leicht entzündlich. Nicht in der Nähe offener Flammen verwenden. Nur in gut durchlüfteten Räumen verwenden.
6. Reinigen Sie den Pulvermeßbecher, den Mischtiigel, den Pinsels, den Kunststoffbechers und den Spatel nach jeder Benutzung mit Alkohol.
7. Stellen Sie fest, ob Ihr Patient gegen Monomere auf Acrylbasis allergisch oder empfindlich ist.
TOKUYAMA REBASE II kann bei diesen Patienten nicht verwendet werden. Die Patienten sollten angewiesen werden, bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeit die Prothese herauszunehmen und sofort den Zahnarzt zu verständigen.
 - Vor der Anwendung von TOKUYAMA REBASE II das Gewebe eine Woche lang vorbehandeln, wenn Anzeichen einer Schleimhautentzündung oder Gewebereizung durch die alte Prothese festzustellen sind.
 - Die neu unterfütterte Prothese nicht weiter tragen, wenn Anzeichen einer


- Überempfindlichkeitsreaktion, Schwellung, Rötung oder Geschwürsbildung auftreten.
8. Um allergische Reaktionen durch das Material zu vermeiden, empfehlen wir, Untersuchungshandschuhe aus Plastik, Vinyl oder Latex zu tragen.
Bei Kontakt von HAFTMITTEL mit den Untersuchungshandschuhen bitte die Handschuhe sofort entsorgen und die Hände mit reichlich Wasser waschen.
 - Nach Entfernung des Materials aus dem Mund den Patienten sofort mit Wasser oder Mundspüllösung spülen lassen.
 9. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen: die Augen gründlich mit Wasser ausspülen und sofort einen Facharzt aufsuchen.
 10. Kontakt der nicht gehärteten Chemikalien mit der Haut vermeiden. Bei Hautkontakt den betroffenen Bereich mit Alkohol abreiben, dann gründlich mit Wasser abspülen.
 11. Das überschüssige Unterfütterungsmaterial muß sofort aus dem Gaumenbereich entfernt werden, damit das Material nicht in den Hals des Patienten fließen kann. TOKUYAMA REBASE II ist nicht röntgendicht, Röntgenstrahlen erfassen aspiriertes oder verschlucktes Material nicht.
 12. Mischen Sie TOKUYAMA REBASE II nicht mit anderen Materialien als mit denen, die in dieser Anweisung genannt sind.
 13. Damit beim Polieren kein ausgehärteter Staub eingeatmet wird, stets wie vorgeschrieben eine Schutzmaske tragen.

■ Klinische Anwendung


1. Wenn die zu behandelnde Prothese eine Teilprothese ist, wird die Prothese aus dem Mund herausgenommen und außerhalb des Mundes vor dem endgültigen Härten bearbeitet. Für das endgültige Härten wird die Teilprothese wieder eingesetzt.
 - FAST PULVER darf nur mit FAST FLÜSSIGKEIT und NORMAL PULVER nur mit NORMAL FLÜSSIGKEIT verwendet werden.
 - FAST PULVER nicht mit NORMAL FLÜSSIGKEIT vermischen und umgekehrt.
 - Der Messbecher für FAST PULVER ist nicht identisch mit dem für NORMAL PULVER.
 - Darauf achten, dass jeweils der zugehörige Messbecher verwendet wird.
2. Die Standardbearbeitungszeit basiert auf Temperaturen von 23°C extraoral und 37°C intraoral. Die Bearbeitungszeit wird durch eine höhere Temperatur verkürzt.
3. Um eine mögliche Blasenbildung beim Herstellungsprozeß so gering wie möglich zu halten, muß TOKUYAMA REBASE II Pulver in das TOKUYAMA REBASE II Liquid gegeben werden.
4. HAFTMITTEL nur auf die Oberfläche der Prothese auftragen. HAFTMITTEL darf nicht mit TOKUYAMA REBASE II Pulver gemischt werden.

Gebrauchsanleitungen

Mischungsverhältnis Pulver-Flüssigkeit



Normale Behandlungszeit



*Die Behandlungszeit variiert je nach Raumtemperatur und Pulver-Flüssigkeitsverhältnis.

- Wenn die Bearbeitung extraoral ausgeführt wird, die Prothese stets unmittelbar vor der endgültigen Aushärtung wieder in den Mund einsetzen.
- Die Prothese immer solange im Mund des Patienten belassen bis die endgültige Aushärtung abgeschlossen ist.
- Die Standardzeiteinstellung ist bei 23°C/73°F (extraoral) und bei 37°C/98°F (intraoral) gegeben.

(1) Paßgenauigkeit überprüfen

(2) Vorbereiten der Prothesenoberfläche

Entfernen Sie sorgfältig etwas alten Kunststoff von der Prothesenoberfläche um Platz für das Unterfütterungsmaterial zu erhalten, besonders auf der Schleimhautseite und in den marginalen, bukkalen und labialen Bereichen, die mit TOKUYAMA REBASE II unterfüttert werden sollen.

Hinweis:

- 1) Bereiche, die nicht mit TOKUYAMA REBASE II in Berührung kommen sollten, wie zum Beispiel künstliche Zähne, die Zahnprothesenbasis, oder die interdentalen Bereiche, sollten zuerst mit einer Schicht eines Trennmittels, beschichtet werden.
- 2) Mit größer werdender Oberfläche der Zahnprothese neigt die Harzpaste dazu, einen höheren Fließwiderstand aufzuweisen. In diesem Fall sollten Sie mehr altes Harz entfernen oder ein Loch machen, um das Harz ausfließen zu lassen.

(3) Aufbringung von HAFTMITTEL

Eine dünne Schicht HAFTMITTEL mit einem Pisel auf alle zu unterfütternden Teile der Prothese aufbringen um die Verbindung zwischen Prothese und Unterfütterungsmaterial zu erhöhen. Belassen Sie das Adhesiv für 20 Sekunden in Raumtemperatur. Wenn ein Rest der Adhesivflüssigkeit auf dem Alveolarkamm der Prothese verbleibt, verblasen Sie es, bis es komplett trocken ist!

Hinweis:

- 1) HAFTMITTEL auf die bukkale und labiale Seite der zu beschichtenden Zahnprothese aufbringen.
- 2) HAFTMITTEL zweimal auf die marginalen Bereiche auftragen, so daß sich das Material für die Neubeschichtung nicht von der Zahnprothese löst.
- 3) HAFTMITTEL bleibt für etwa 10 Minuten nach seiner Auftragung wirksam.
- 4) Achten Sie bitte darauf, den Deckel der Flasche unmittelbar nach Gebrauch fest zu verschließen, da HAFTMITTEL extrem flüchtig ist.

(4) Dosieren und Mischen

Geben Sie einen Teilstrich des Meßbechers mit TOKUYAMA REBASE II Pulver auf jeweils zwei Teilstriche der Pipette TOKUYAMA REBASE II Flüssigkeit.

Nach dem dosieren geben sie zuerst die benötigte Menge Flüssigkeit in den Mischbecher und dann das Pulver dazu. Mischen Sie vorsichtig etwa 5 bis 10 Sekunden und vermeiden Sie eine Bläschenbildung.

Hinweis:

- 1) Der FAST und der NORMAL werden mit unterschiedlichen Meßbechern geliefert. Achten Sie

darauf, die entsprechenden Becher für die einzelnen Pulver zu verwenden.

- 2) Der Tropfer für die Flüssigkeit kann sowohl für den FAST als auch den NORMAL verwendet werden.

Nach dem Abmessen der beiden Komponenten wird das Pulver in die Flüssigkeit im beigelegten Mischtiegle gemischt und mit dem Spatel etwa 5 bis 10 Sekunden gerührt. Um eine Blasenbildung zu vermeiden, reicht ein leichtes Umrühren.

Hinweis:

- 1) Zuerst die Flüssigkeit und anschließend das Pulver in die Schale geben, um die Blasenbildung zu minimieren.
- 2) Zu heftiges oder zu langes Mischen führt leicht zur Blasenbildung, welche für eine ungleichmäßige Konsistenz verantwortlich ist. Diese wiederum resultiert in einer rauen Oberfläche und in unvollständiger Aushärtung.
- 3) Falls erforderlich oder gewünscht, kann die Viskosität des Harzes erhöht werden, indem mehr Pulver verwendet wird.

(5) Applikation von TOKUYAMA REBASE II

Tragen Sie TOKUYAMA REBASE II mit dem mitgelieferten Plastikspatel auf der Schleimhautseite auf die Prothesenbasis auf.

Hinweis:

- 1) Beim FAST den Kunststoff innerhalb von 20 bis 60 Sekunden (bei normaler Raumtemperatur) nach dem Mischen auftragen (beim Normalsatz innerhalb von 30 bis 90 Sekunden) Den Kunststoff auf alle zu unterfütternden Beschichtenden Oberflächen auftragen, insbesondere die marginalen, bukkalen und labialen Bereiche der Prothese.
- 2) Achten Sie Sorgfältig darauf, nicht zu viel Kunststoff aufzutragen, um ein abtropfen des Überschusses von der Prothese oder eine eventuelle Aspiration zu vermeiden.
- 3) Darauf achten, dass nicht zu viel Harz aufgebracht wird. Wenn zu viel Harz auf die Oberfläche aufgebracht wird, läuft das überschüssige Harz beim Einsetzen der Prothese dem Patienten in den Rachen.
- 4) Viskosität und Aushärtung sind temperaturabhängig. Je wärmer die Raumtemperatur, desto schneller härtet das Material aus. Je kälter die Raumtemperatur, desto länger dauert die Aushärtung.

(6) Einsetzen der Prothese

Die Prothese in den Mund des Patienten einsetzen und den Patienten zubeißen lassen bis zur zentralen Position.

Hinweis:

- 1) Beim FAST die Prothese innerhalb von 60 bis 90 Sekunden nach Mischbeginn (beim NORMAL innerhalb von 90 bis 120 Sekunden) einsetzen.
- 2) Seien Sie äußerst vorsichtig um eine Malokklusion zu vermeiden Prüfen Sie, ob nicht eventuell überschüssiges Harz in den Hals des Patienten läuft.
- 3) Für den Fall, daß Produkt in den Hals des Patienten fließt, muß dieses sofort entfernt werden.
- 4) Wenn überschüssiges Harz dem Patienten in den Rachen läuft, muss es mit der Fingerspitze oder einem geeigneten Instrument entfernt werden.

(7) Muskelbehandlung und Bearbeitung

Die notwendige Muskelbewegungen im Mund vernehmen, bevor der Kunststoff beginnt auszuhärten. Nehmen Sie die Prothese aus dem Mund des Patienten wenn der Kunststoff eine plastische Phase erreicht und entfernen Sie eventuelle Überschüsse.

Hinweis: Bearbeitung

- 1) Achten Sie darauf, daß die Anpassung der bearbeiteten Prothese innerhalb von 3 Minuten ab Beginn des Mischens bei Verwendung des FAST (innerhalb von 5 1/2 Minuten bei Verwendung des NORMAL) beendet sein muß.
- 2) Sofern keine Unterschnitte vorliegen ist es nicht erforderlich, Prothesen aus dem Mund zu entfernen. Entfernen Sie überschüssiges Harz intraoral und lassen Sie den Patienten die Zahnprothese solange im Mund behalten, bis die Aushärtung abgeschlossen ist.
- 3) In der Teilprothetik

Bei partiellen Prothesen oder wenn untersichgehende Bereiche vorhanden sind, entfernen Sie die Prothese aus dem Mund des Patienten spätestens 2 bis 3 Minuten nach Mischbeginn und bearbeiten Sie diese extraoral vor der endgültigen Aushärtung (mit Skalpell oder Schere Überschüsse entfernen und untersichgehende Stellen entfernen). Sollte die Anpassung bis dahin nicht vorgenommen sein, kann es zu leichten Verzögerungen bei der Entnahme der Prothese aus dem Mund kommen.

(8) Wiedereinsetzen der Prothese

Die Prothese wieder in den Mund des Patienten einsetzen und abwarten, bis die endgültige Aushärtung abgeschlossen ist.

Hinweis:

- 1) Lassen Sie die Prothese beim FAST während 3 bis 5 1/2 Minuten ab Mischbeginn intraoral aushärten, Bei NORMAL Material die Prothese 5 1/2 bis 8 Minuten im Mund des Patienten fixieren. In diesem Zeitraum härtet der Kunststoff. Während dieser Zeit die Prothese nicht aus dem Mund entfernen, da der Kunststoff in Gegenwart von Sauerstoff nicht vollständig aushärtet.
- 2) Unvollständiges Aushärten, als Folge einer zu frühzeitigen Entfernung aus dem Mund während

dieser Zeit erzeugt unerwünschte Probleme wie zum Beispiel unzureichende Oberflächenhärte oder eine schlechte Paßgenauigkeit.

Verwendung von TOKUSO RESIN HARDENER II

1. Zur Steigerung der Härte kann TOKUSO RESIN HARDENER II verwendet werden.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II verbessert die Oberflächenhärte und die Beschaffenheit der Prothesenbasis.
3. 40-60°C warmes Wasser in ein Behältnis geben. Das Behältnis muss so viel Wasser enthalten, dass die Prothese ganz eingetaucht werden kann.
4. 1 Löffel TOKUSO RESIN HARDENER II für je 200 mL Wasser verwenden.
5. Wenn der Härter vollständig aufgelöst ist, die Prothese 3 Minuten lang eintauchen.
6. Die Prothese herausnehmen, spülen und polieren.

(9) Ausarbeiten und Polieren

Nach der endgültigen Aushärtung kann die Prothese mit Hartmetallfräsen, Silikon-Polierern und Schwabbeln bearbeitet und poliert werden.

(10) Paßgenauigkeit prüfen

(11) Fertigstellung

Der Anwender und/oder Patient sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, jeden schwerwiegenden Zwischenfall melden, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist.

WICHTIGER HINWEIS: Der Hersteller ist für Schäden durch falschen Gebrauch nicht verantwortlich. Der Benutzer muß sich vor dem Gebrauch vergewissern, daß das Produkt gebrauchsfähig und für die Anwendung geeignet ist.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lugege enne TOKUYAMA REBASE II kasutamist läbi kogu teave, ettevaatusabinõud, märkused ja materjalid.

Sisu

Komplekt:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	×1
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	×1
	ADHESIVE (15 ml)	×1
	Mõõtetops (TOKUYAMA REBASE II POWDERI jaoks)	×1
	Tilguti (TOKUYAMA REBASE II LIQUIDI jaoks)	×1
	Kummist tops (TOKUYAMA REBASE II POWDERI ja LIQUIDI segamiseks)	×1
	Spaatel (TOKUYAMA REBASE II proteesile kandmiseks)	×1
	Plastiktops (ADHESIVE'I jaoks)	×2
	Hari (ADHESIVE'I jaoks)	×2
	TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
	Lusikas (polümeeri kõvastusaine TOKUSO RESIN HARDENER II jaoks)	×1

Täitepakendid: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※FAST SET-i (Kiiresti tarduv) ja/või NORMAL SET-i (Tavapäraselt tarduv) saadavus mõnedes piirkondades on piiratud. Pöörduge kättesaadavuse küsimuses kohaliku edasimüüja poole.

Hoiustamine

1. Hoidke materjali alati temperatuuril 0–25 °C (32–77 °F).
ÄRGE kasutage materjali pärast selle realiseerimiskuupäeva.
2. Pange pärast kasutamise lõpetamist korgid tugevasti peale.
3. Kui LIQUIDIT ei kasutata rohkem kui kuu aja jooksul, hoiustage LIQUIDI koos originaalkorgiga. ÄRGE hoiustage LIQUIDIT tilgutis.
4. Juhusliku sissevõtmise või mahaloksutamise vältimiseks hoidke ainet ALATI laste ja patsientide käeulatusesst väljas.

■ Kõrvaldamine

1. Materjalide kõrvaldamiseks segage POWDER ja LIQUID kokku ja laske segul kõvastuda. Olge ettevaatlik tarduva materjali poolt toodetava kuumusega.
2. ADHESIVE'I jäägid tuleks imada marlisse või vatti ning kõrvaldada viisil, mis on kooskõlas föderaalsete ja/või kohalike eeskirjadega. Vältige lenduva aine sissehingamist.

■ Kliinilised ettevaatusabinõud

1. Kasutage TOKUYAMA REBASE II ainult nii, nagu selles juhendis kirjeldatud. ÄRGE kasutage TOKUYAMA REBASE II ühekski muuks rakenduseks.
2. TOKUYAMA REBASE II on välja töötatud kasutamiseks ainult litsentsitud hambaravispetsialistidele.
3. Ärge kasutage seda toodet, kui kaitsetihendid on katki või sisu on muudetud.
4. Ärge pange ADHESIVE'I patsiendi suhu ega igemetele. ADHESIVE'I tuleb peale kanda väljaspool patsiendi suud.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID ja ADHESIVE on tuleohtlikud. Ärge kasutage neid lahtise tule läheduses. Kasutage hästi õhutatud piirkonnas.
6. Puhastage pulbri mõõdetops, kummist tops, harjad, plastiktops ja spaatel pärast iga kasutuskorda alkoholiga.
7. Tehke alati kindlaks, kas patsient on akrüülipõhiste monomeeride suhtes allergiline või ülitundlik. ÄRGE kasutage TOKUYAMA REBASE II patsientidel, kellel on akrüüli suhtes tundlikkust esinenud. Patsiente tuleks suunata tundlikkuse ilmnemisel proteesi eemaldama ja kohe hambaarstiga ühendust võtma.
 - Kui esinevad limaskesta põletiku tunnused või kudede ärritus vanadest hambaproteesidest, tehke ühe nädala jooksul enne TOKUYAMA REBASE II kasutamist kudede parandust.
 - Lõpetage uue voodriga hambaproteeside kandmine, kui esinevad ülitundlikkuse, punetuse või haavandite tunnused.
8. Kaitsekinnaste (kilest, vinüülist või lateksist) kasutamine on alati soovitatav, et vältida võimalikke allergilisi reaktsioone akrüülipõhistele monomeeridele.
Kui ADHESIVE puutub kaitsekinnastega kokku, visake kindad kohe ära ja peske käsi põhjalikult veega.
 - Pärast materjali eemaldamist patsiendi suust laske patsiendil kohe vee või suuveega suud loputada.
9. VÄLTIGE KOKKUPUUDET SILMADEGA. Kokkupuutel silmadega loputage silmi põhjalikult veega ja pöörduge abi saamiseks kohe arsti poole.

10. Vältige kõvastumata kemikaalide kokkupuudet nahaga. Kokkupuutel nahaga puhastage kokkupuutepiirkond piiritusega ning loputage siis põhjalikult veega.
11. Eemaldage liigne voodrimaterjal kohe suulae piirkonnast, et vältida materjali voolamist patsiendi kurku. TOKUYAMA REBASE II ei ole röntgenkiirgust läbilaskmatu ning röntgen ei tuvasta aspireeritud ega allaneelatud materjali.
12. Ärge segage TOKUYAMA REBASE II materjalidega, mida ei ole selles juhendis kirjeldatud.
13. Kandke poleerimise ajal tolmu sissehingamise vältimiseks alati föderaal- ja/või kohalikes eeskirjades soovitatud maski.

■ Kliiniline rakendus

1. Kui hambaprotees on osaline või selles on sisselõige, allesjäänud juur vms, eemaldage protees suust, kärpige seda enne lõplikku kõvastamist väljaspool suud ning pange see lõplikuks kõvastamiseks uuesti suhu. Muidu on hambaproteesi raske suust eemaldada.
 - FAST POWDERIT tohib kasutada ainult FAST LIQUIDIGA ja NORMAL POWDERIT tohib kasutada ainult NORMAL LIQUIDIGA.
 - Ärge segage FAST POWDERIT NORMAL LIQUIDIGA ega vastupidi.
 - FAST POWDERI mõõtetops erineb NORMAL SETI mõõtetopsist.
 - Kasutage iga tüübi jaoks sobivat mõõtetopsi.
2. Standardne raviks kuluv aeg põhineb temperatuuridel 23 °C/73 °F (väljaspool suud) ja 37 °C/98 °F (suus).


Raviks kuluv aeg lüheneb temperatuuri tõusmisel, mis tuleneb kõrgemast kehatemperatuurist või kõrgemast temperatuurist ruumis.
3. Mullide tekke vähendamiseks segage TOKUYAMA REBASE II POWDER TOKUYAMA REBASE II LIQUIDIGA (valge korgi ja valge sildiga).
4. Kandke ADHESIVE'I (sinine kork ja sinine silt) ainult hambaproteesi pinnale. Ärge segage ADHESIVE'I TOKUYAMA REBASE II POWDERIGA.

■ Patsiendi ettevaatusabinõud


Patsientidel peaks soovitama hambaproteesid ööseks puhastamiseks ära võtta.

Juhtnõõrid kasutamiseks

STANDARDNE PULBRI JA VEDELIKU SEGAMISE SUHE



STANDARDNE RAVIKS KULUV AEG



*Raviks kuluv aeg erineb olenevalt toatemperatuurist ja pulbri-vedeliku suhtest.

- Kui kärpimine tehakse suust väljaspool, pange hambaprotees alati enne lõpliku kõvastamise alustamist suhu tagasi.
- Hoidke hambaproteesi alati patsiendi suus, kuni lõplik kõvastumine on lõpule jõudnud.
- Standardne tardumisaeg on antud temperatuuril 23°C/73°F (väljaspool suud) ja 37°C/98°F (suus).

(1) Kohanduse kontrollimine

(2) Proteeside pinna eemaldamine

Eemaldage hoolikalt vana polümeer ja tooge välja hambaproteeside pinna uus polümeer, eriti li-maskesta poolsel pinnal, piiripealsel, põsepoolisel ja huulte ümbruses paikneval alal, kus on vajalik uus vooderdamine TOKUYAMA REBASE II-ga.

Märkus.

- 1) Piirkondadele, millega TOKUYAMA REBASE II ei tohiks kokku puutuda, nt kunsthambad, proteesipõhi või interdentaalne piirkond, peaksid kõigepealt saama kaetud eraldusaine kihiga.
- 2) Kui proteesi vooderduspind suureneb, muutub takistus polümeeripasta voolus tugevamaks. Sel juhul eemaldage suur kogus vana polümeeri või tehke auk, et polümeer saaks välja voolata.

(3) ADHESIVE'I pealekandmine

Kandke ADHESIVE harjaga ühe kihina kõigile vooderdatava pinna aladele. Jätke ADHESIVE 20 sekundiks toatemperatuuril seisma. Kui proteesi alveolaartipu piirkonnas on ikka veel ADHESIVE'I vedelikku, kuivatage see täielikult õhuga.

Märkus.

- 1) Kandke ADHESIVE'I vooderdatava proteesi põse- ja huulepoolsele küljele.
- 2) Kandke ADHESIVE'I äärealale kaks korda, et voodrimaterjal proteesilt maha ei tuleks.
- 3) ADHESIVE toimib kümme minutit pärast pealekandmist.
- 4) Kuna ADHESIVE on väga lenduv, keerake kork kohe pärast kasutamist kõvasti kinni.

(4) Mõõtmise ja segamine

Kasutage ligikaudu üks ühik TOKUYAMA REBASE II POWDERIT mõõtetopsis iga kahe ühiku TOKUYAMA REBASE II LIQUIDI kohta tilgutis.

Märkus.

- 1) FASTI mõõtetops erineb NORMALI mõõtetopsist. Kasutage kindlasti iga pulbriga õiget topsi.
- 2) Vedeliku tilgutit saab kasutada nii FASTI kui NORMAL tarduva vedeliku jaoks. Pärast mõõtmist pange pulber vedeliku sisse (kasutades kaasasolevat kummist topsi) ja segage 5–10 sekundit õrnalt spaatliga. Segage õrnalt, et mulle tekiks võimalikult vähe.

Märkus.

- 1) Mullide tekke vähendamiseks pange topsi kõigepealt vedelik ja seejärel pulber.
- 2) Liiga jõuliselt või liiga kaua segamine soodustab mullide teket, muutes konsistentsi ebahütlas-eks. See omakorda loob ebatasase pinna ning tulemuseks on mittetäielik kõvastumine.
- 3) Kui see on vajalik või soovitatav, saab polümeeri viskoossust tõsta, suurendades kasutatava pulbri hulka.

(5) Polümeeri pealekandmine

Kandke spaatliga polümeer proteesi pinnale, mis puutub kokku suu limaskestaga.

Märkus.

- 1) Kandke FASTI materjali puhul polümeer peale 20 kuni 60 sekundi jooksul (normaaltemperatuuril) (NORMALI materjali puhul 30 kuni 90 sekundi jooksul).
 - 2) Kandke polümeeripasta kõigile vooderdatavatele pindadele, eriti proteesi ääre-, põse- ja huulepoolsetele aladele.
 - 3) Jälgige hoolikalt, et te ei paneks pinnale liiga palju polümeeri. Liigse polümeeri kandmine pinnale põhjustab proteesi suhupanekul polümeeri valgumise patsiendi kurku.
 - 4) Viskoossus ja kõvastumine olenevad temperatuurist. Mida soojem on ruumis, seda kiirem on tardumine. Mida külmem on ruumis, seda aeglasem on tardumine.
- Kui pulbri ja vedeliku segamiseks kulub liiga palju aega, lüheneb tööks jääv aeg.

(6) Proteesi suhupanek

Pange protees õigesti patsiendile suhu ja paluge tal korralikult keskmises asendis kokku hammustada.

Märkus.

- 1) Pange FASTI materjali puhul protees suhu 60 kuni 90 sekundi jooksul pärast segamise alustamist (NORMALI materjali puhul 90 kuni 120 sekundi jooksul).
- 2) Olge väga ettevaatlik, et mitte tekitada vale oklusaalset asendit.
- 3) Veenduge, et polümeerijääke ei voolaks patsiendi kurku.
- 4) Kui polümeerijääke valgub patsiendi kurku, eemaldage need sõrmeotsa või sobiva instrumendiga.

(7) Lihase ravi ja kärpimine

Pärast ülaltoodud etappide järgimist ning kui polümeer hakkab kõvastuma, tehke suu lihastele vajalik ravi. Kui polümeer muutub pastast kõvemaks, eemaldage protees patsiendi suust ja kärpige seda vajaduse korral.

Märkus.

1) Ajastus

Lõpetage kogu lihaseravi ja kärpimine FASTI materjali puhul kindlasti 3 minuti jooksul pärast segamise algust (5,5 minuti jooksul NORMALI materjali puhul).

2) Täisproteesi puhul

Kui sisselõikeid ei ole, ei ole vaja hambaproteesi suust välja võtta. Eemaldage liigne polümeer suusiseselt ja hoidke hambaproteesi patsiendi suus, kuni kõvastumine on lõpule jõudnud.

3) Sisselõike ja osalise proteesi puhul

Kui patsiendil on sisselõige, osaline protees, allesjäänud juur või muid probleeme, eemaldage

proteesi suust ning kärpige seda enne lõplikku kõvastamist väljaspool suud. Muidu on hambaproteesi raske suust eemaldada.

(8) Proteesi suhupaneek ja proteesi suusisene hooldus (lõplik kõvastumine)

Pange hambaprotees uuesti suhu ja hoidke seda patsiendi suus, kuni lõplik kõvastumine on lõpule jõudnud.

Märkus.

- 1) FASTI puhul hoidke proteesi patsiendi suhu kinnitatuna 3 kuni 5,5 minutit pärast segamise alustamist. NORMALI puhul hoidke proteesi patsiendi suhu kinnitatuna 5,5 kuni 8 minutit. Polümeer kõvastub selle aja jooksul. Ärge võtke selle aja jooksul proteesi suust välja, kuna hapnik takistab polümeeri täielikku kõvastumist.
- 2) Ebapiisav kõvastumine proteesi liiga varajase eemaldamise tõttu põhjustab probleeme nagu pinna ebapiisav tugevus või halb kohandamine.

TOKUSO RESIN HARDENER II kasutamine

1. Proteesi kõvastunud voodrimaterjalile tugevuse lisamiseks võib kasutada polümeeritugevdajat TOKUSO RESIN HARDENER II.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II parandab proteesipõhja pinna tugevust ja lihvi.
3. Pange anumasse valmis vesi temperatuuriga 40–60 °C (104–140 °F).
Valage kindlasti piisavalt vett, et kogu protees oleks vee all.
4. Lahustage 1 kulbitäis polümeeritugevdajat TOKUSO RESIN HARDENER II 200 ml vees.
5. Kui materjal on täielikult lahustunud, leotage proteesi 3 minutit.
6. Võtke protees välja, loputage ja poleerige.

(9) Muudatuste tegemine ja poleerimine

Pärast lõplikku kõvastumist kasutage hambaproteesi muutmiseks ja poleerimiseks karbiidpuuri, viimistlusratast jne.

(10) Kohanduse kontrollimine

(11) Lõpetamine

Kasutaja ja/või patsient peavad tootjat ning kasutaja ja/või patsiendi elukohariigi pädevat asutust teavitama seadmega seoses tekkinud mis tahes rasketest juhtumitest.

OLULINE MÄRKUS: tootja ei vastuta selle toote valest kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega vigastuste eest. Toote kasutuskõlblikkuses veendumine enne selle kasutamist on hambaravispetsialisti isiklik kohustus.

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata. Kui toote tehnilised andmed muutuvad, võivad muutuda ka juhised ja ettevaatusabinõud.

Lire toutes les informations, les précautions d'emploi, le mode d'emploi avant d'utiliser TOKUYAMA REBASE II.

■ Contenu

Kit: TOKUYAMA REBASE II POUDRE (80g)	× 1
TOKUYAMA REBASE II LIQUIDE (50mL)	× 1
ADHÉSIVE (15mL)	× 1
Godet doseur (pour TOKUYAMA REBASE II POUDRE)	× 1
Compte goutte (pour TOKUYAMA REBASE II LIQUIDE)	× 1
Coupelle en caoutchouc (pour le mélange de la POUDRE et du LIQUIDE TOKUYAMA REBASE II) ···	× 1
Spatule (pour étaler TOKUYAMA REBASE II après son application sur la prothèse) ·····	× 1
Coupelle en plastique (pour ADHÉSIVE)	× 2
Pinceau (pour ADHÉSIVE)	× 2
TOKUSO RESIN HARDENER II	× 1
Godet (pour TOKUSO RESIN HARDENER II)	× 1

Refill: TOKUYAMA REBASE II POUDRE (80g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUIDE (50mL)
ADHÉSIVE (15mL)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※Disponibilité de FAST SET et/ou de NORMAL SET limitée à certaines zones. Adressez-vous à votre vendeur pour en connaître la disponibilité

■ Stockage

1. Avant et après ouverture du produit, il faut le stocker à une température comprise entre 0-25°C (32-77°F).
Ne PAS utiliser le produit après la date de péremption.
2. Il faut bien refermer les bouchons après usage.
3. En cas de non-utilisation du LIQUIDE pendant plus d'un mois : pour le stockage, remettre le bouchon d'origine sur le flacon de LIQUIDE. Pour le stockage, ne PAS laisser le compte-gouttes sur le flacon de LIQUIDE.
4. Pour prévenir une ingestion ou un épanchement fortuit, TOUJOURS laisser le produit hors de portée des patients, en particulier des enfants.

■ Élimination

1. Pour éliminer les produits, mélanger la **POUDRE** et le **LIQUIDE** et laisser durcir l'ensemble. Prendre garde à la production de chaleur occasionnée par la mise en œuvre du matériau.
2. Il faut absorber dans de la gaze ou du coton toute **ADHÉSIVE** résiduelle et l'éliminer conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur. Éviter d'inhaler ce produit volatil.

■ Indications cliniques

1. Utiliser **TOKUYAMA REBASE II** conformément au mode d'emploi. **NE PAS** utiliser **TOKUYAMA REBASE II** pour une quelconque autre application.
2. **TOKUYAMA REBASE II** est réservé uniquement aux professionnels du secteur dentaire.
3. Ne pas utiliser ce produit si les sceaux de sécurité sont déchirés ou si le produit lui-même n'est pas intact.
4. Ne pas appliquer l'**ADHÉSIVE** dans la bouche du patient ou sur les gencives. L'application de **ADHÉSIVE** doit se faire en-dehors de la bouche du patient.
5. **TOKUYAMA REBASE II LIQUIDE** et **ADHÉSIVE** sont inflammables. Ne pas les utiliser à proximité d'une flamme découverte. Les utiliser dans un endroit bien aéré.
6. Toujours nettoyer la coupelle de dosage de la poudre, la coupelle en caoutchouc, les princeaux, la coupelles en plastique et la spatule avec de l'alcool après chaque utilisation.
7. Toujours déterminer si votre patient est allergique ou hypersensible aux monomères de résine, **NE PAS** utiliser **TOKUYAMA REBASE II** chez des patients sensibles à la résine.
Il faut prévenir les patients qu'ils doivent retirer leur prothèse dentaire et contacter immédiatement leur dentiste au premier signe d'intolérance ou d'allergie.
 - Avant d'utiliser **TOKUYAMA REBASE II**, préparer les tissus buccaux pendant une semaine en cas de signes d'inflammation de la muqueuse ou d'irritation due à l'ancienne prothèse dentaire.
 - Interrompre le port de la prothèse équipée de sa nouvelle garniture en cas de signes d'hypersensibilité, d'inflammation, de rougeurs ou d'ulcérations.
8. L'utilisation de gants d'examen (plastique, vinyl, latex) est recommandée pour éviter les risques de réactions aux monomères de résine.
 - Après avoir retiré le produit de la bouche du patient, demander immédiatement au patient de se rincer la bouche avec de l'eau ou une solution pour bain de bouche.
En cas de contact entre **ADHÉSIVE** et vos gants d'examen, les gants doivent être enlevés immédiatement et les mains lavées soigneusement à l'eau.

9. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement les yeux à l'eau et contacter immédiatement un médecin.
10. Éviter tout contact de produits chimiques non durcis avec la peau. En cas de contact avec la peau, nettoyer la zone touchée avec de l'alcool avant de rincer soigneusement à l'eau.
11. Éliminer immédiatement un quelconque matériau de rebasage excédentaire de la zone palatine pour éviter un écoulement du matériau dans la gorge du patient. TOKUYAMA REBASE II n'est pas radio opaque, un matériau aspiré ou avalé ne pourra pas être détecté.
12. Ne pas mélanger TOKUYAMA REBASE II avec de quelconques matériaux non cités dans les présentes instructions.
13. Pour éviter de respirer la résine pendant le polissage, toujours porter un masque conformément aux réglementations nationales et/ou locales.

■ Applications cliniques


1. Lorsque la prothèse est une prothèse partielle ou présente une contre-dépouille ou une racine résiduelle, enlever la prothèse de la bouche, l'ébarber en-dehors de la bouche avant le durcissement final et la réinsérer en vue du durcissement final. Il sera sinon difficile d'enlever la prothèse de la bouche.
 - Utiliser la POUDRE FAST seulement avec le LIQUIDE FAST et la POUDRE NORMAL seulement avec le LIQUIDE NORMAL
 - Ne pas mélanger la POUDRE À FAST avec le LIQUIDE À NORMAL et vice versa.
 - Le récipient de mesure de la POUDRE À FAST est différent de celui de NORMAL.
 - Utiliser le récipient de mesure correspondant à chaque type.
2. La durée de traitement standard est basée sur des températures de 23°C/73°F (extra-buccal) et de 37°C/98°F (intra-buccal). La durée de traitement est réduite par suite d'un accroissement de la température entraîné par une température du corps supérieure à la normale ou une température ambiante accrue.
3. Pour réduire au minimum la formation de bulles, mélanger la poudre TOKUYAMA REBASE II avec le liquide TOKUYAMA REBASE II (capuchon blanc et étiquette blanche).
4. Appliquer ADHÉSIVE (capuchon bleu et étiquette bleue) uniquement sur la surface de la prothèse. Ne pas mélanger ADHÉSIVE avec la poudre TOKUYAMA REBASE II.

■ Mesures de précaution à l'attention des patients


Il faut indiquer aux patients qu'ils doivent enlever la prothèse avant de se coucher pour la nettoyer.

■ Instructions pour l'utilisation

TAUX DE MELANGE STANDARD POUDRE-LIQUIDE



TEMPS DE TRAITEMENT STANDARD



*Le temps de traitement varie selon la température ambiante et le taux de mélange poudre-liquide.

- Si la mise en état est faite en extra-buccal, toujours réinsérer la prothèse dentaire dans la bouche juste avant la polymérisation finale.
- Toujours laisser la prothèse dentaire dans la bouche du patient jusqu'à la fin la polymérisation.
- Le temps de réglage standard est indiqué pour 23°C/73°F (extra-oral) et 37°C/98°F (intra-oral).

(1) Contrôle de l'adaptation

Nettoyer la prothèse dentaire à la bouche du patient, puis vérifier la compatibilité selon le contrôle d'adaptation conventionnel.

(2) Élimination de surface de prothèse dentaire

Soigneusement enlever l'ancienne résine et exposer la nouvelle à la surface de la prothèse dentaire, en particulier la surface du côté muqueuse, et les zones marginales, buccale et labiale où elle doit être regarnie de TOKUYAMA REBASE II.

Remarques:

- 1) Les zones que TOKUYAMA REBASE II ne doit pas toucher, telles que les dents artificielles, la base de la prothèse dentaire, ou la zone inter dentaire, doivent d'abord être recouvertes d'un agent séparateur.
- 2) Au fur et à mesure que la surface de la prothèse dentaire devient plus grande, la pâte de résine présente une plus grande résistance dans son flux. Dans ce cas, enlever une quantité plus grande d'ancienne résine ou faire un trou pour laisser s'écouler la résine.

(3) Application de ADHÉSIVE

Appliquer une seule couche de ADHÉSIVE à la brosse sur toute la surface à regarnir afin d'augmenter la cohésion entre la prothèse dentaire et le matériau de garniture.

Laisser l'adhésif en place pendant 20 secondes à température ambiante. Si du liquide adhésif est resté sur la crête alvéolaire de la prothèse, le sécher totalement avec un jet d'air.

Remarques:

- 1) Appliquer ADHÉSIVE sur la face buccale et labiale de la prothèse dentaire à regarnir.
- 2) Appliquer ADHÉSIVE sur la zone marginale de sorte que le matériau de regarniture ne se décolle pas de la prothèse dentaire.
- 3) ADHÉSIVE étant très volatile, refermer le bouchon de la bouteille immédiatement après l'emploi.

(4) Mesure et mélange

Utiliser environ une graduation du récipient de mesure de poudre TOKUYAMA REBASE II pour deux graduations de liquide TOKUYAMA REBASE II du compte-gouttes.

Remarques:

- 1) FAST et NORMAL ont des récipients de mesure de poudre différents. Utiliser le récipient correct.
- 2) Le compte-goutte pour le liquide est utilisable aussi bien pour FAST que pour NORAML. Après le dosage, mélanger la poudre dans le liquide (en utilisant la coupelle en caoutchouc fournie) et malaxer soigneusement avec la spatule pendant environ 5 à 10 secondes. Mélanger lentement

pour réduire la formation de bulles a un minimum.

Remarques:

- 1) Verser d'abord le liquide dans le récipient, puis la poudre pour réduire la formation de bulles au minimum.
- 2) Un mélange trop vigoureux ou trop long facilitera la formation de bulles, provoquant une consistance inégale. Ce qui à son tour donnera lieu à une surface rugueuse et se traduira par un curage incomplet.
- 3) Si nécessaire ou souhaité, la viscosité de la résine peut être accrue en augmentant la quantité de poudre utilisée.

(5) Application de la résine

Appliquer la résine sur la surface de la prothèse dentaire qui sera au contact de la muqueuse buccale avec la spatule fournie.

Remarques:

- 1) Appliquer la résine dans les 20 à 60 secondes (à température normale, après le mélange de FAST) (dans les 30 à 90 secondes pour NORMAL).
- 2) Appliquer la pâte résine sur toutes les surfaces à regarnir, en particulier sur les zones marginale, buccale et labiale de la prothèse dentaire.
- 3) Veiller à ne pas appliquer trop de résine sur la surface. S'il y a trop de résine sur la surface, il y aura un écoulement de résine dans la gorge du patient lors de l'insertion de la prothèse dentaire.
- 4) La viscosité et le durcissement dépendent de la température. Plus la température est élevée, plus la prise est rapide. Inversement, la prise sera d'autant plus lente que la température est basse.
- 5) Si l'on met trop de temps à mélanger la poudre et le liquide ou à faire un autre travail, le temps de polymérisation sera réduit.

(6) Insertion de la prothèse dentaire

Insérer correctement la prothèse dentaire dans la bouche du patient et le faire mordre sur la partie centrale.

Remarques:

- 1) Insérer la prothèse dentaire environ 60 à 90 secondes après le début du mélange pour l'ENSEMBLE RAPIDE (et entre 90 à 120 secondes pour l'ENSEMBLE NORMAL).
- 2) Veiller à éviter toute malposition occlusale.
- 3) Vérifier qu'il n'y a pas de résine en excès s'écoulant dans la gorge du patient.
- 4) Si un excédent de résine s'écoule dans la gorge du patient, il faut l'enlever avec le bout du doigt ou un instrument approprié.

(7) Traitement musculaire et mise en état

Après les étapes ci-dessus, quand la résine commence à durcir, effectuer le traitement nécessaire des muscles de la bouche. Quand la résine durcit au point de devenir plus dure qu'une pâte, retirer la prothèse dentaire de la bouche du patient, et si nécessaire, effectuer la mise en état.

Remarques:

1) Temps de traitement musculaire et mise en état.

Il faut effectuer l'enregistrement musculaire et l'ébarbage dans les 3 minutes, à partir du début du mélange en cas d'utilisation de FAST (en 5 1/2 minutes en cas d'utilisation de NORMAL).

2) Dans le cas d'une prothèse dentaire complète

Il est inutile de retirer la prothèse dentaire de la bouche, sauf en cas de sous-coupures. Elimination intra-buccalement la résine en excès, et laisser la prothèse dans la bouche du patient jusqu'au durcissement complet.

3) En cas de prothèse dentaire sous-coupée ou partielle, de racine résiduelle ou d'autres problèmes, retirer la prothèse de la bouche et la mettre en état en extra-buccale avant le polymérisation finale. Sinon, il sera sinon difficile d'enlever la prothèse de la bouche.

(8) Reinsertion et maintien buccale de la prothese dentaire (curage final)

Réinsérer la prothèse dans la bouche du patient et l'y laisser jusqu'à la fin du durcissement.

Remarques:

1) Laisser la prothèse dentaire dans la bouche du patient 3 à 5 1/2 minutes et demie après le début du mélange pour FAST. Pour NORMAL, laisser la prothèse dentaire en place dans la bouche du patient pendant 5 1/2 minutes et demie à 8 minutes.

La résine sera polymérisée à ce moment-là. Ne pas retirer la prothèse de la bouche du patient pendant ce temps, sinon la présence d'oxygène empêchera la prise complète.

2) Un curage incomplet suite à un retrait trop rapide de la prothèse conduira à des problèmes de non souhaités, tels que durcissement inadéquat de la surface ou mauvaise adaptation.

Utilisation de TOKUSO RESIN HARDENER II

1. Pour obtenir une dureté plus importante, vous pouvez utiliser TOKUSO RESIN HARDENER II.

2. TOKUSO RESIN HARDENER II améliore la dureté surfacique et le poli final de la base de la prothèse dentaire.

3. Préparer de l'eau à 40-60°C (104-140°F) dans un récipient.

Verser suffisamment d'eau pour que la prothèse dentaire soit complètement immergée.

4. Dissoudre 1 godet de TOKUSO RESIN HARDENER II par 200 mL d'eau.

5. Après la dissolution complète du matériau, immerger la prothèse dentaire pendant 3 minutes.

6. Enlever la prothèse dentaire, la rincer et la polir.

(9) Polissage et modification

Après le durcissement final, utiliser une fraise de carbure, une pointe de silicium, une meule de finition, etc. pour modifier et polir la prothèse.

(10) Contrôle pour l'adaptation

(11) Fin

L'utilisateur et/ou le patient doivent signaler tout incident grave survenant en lien avec le dispositif au fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

REMAQUE IMPOTANTE: Le fabricant n'est pas responsable d'un endommagement ou d'une lésion causés par une utilisation non appropriée du présent produit. L'utilisateur est personnellement responsable et doit garantir que le produit convient à une application appropriée avant l'utilisation.

Les spécifications peuvent être soumises à des changements sans notification.

ITALIANO

Leggete attentamente tutte le informazioni, precauzioni, note e gli altri elementi forniti prima di usare il prodotto TOKUYAMA REBASE II.

Contenuto

Kit: TOKUYAMA REBASE II POLVERE (80g)	×1
TOKUYAMA REBASE II LIQUIDO (50mL)	×1
ADESIVO (15mL)	×1
Recipiente graduato (per la misurazione del TOKUYAMA REBASE II POLVERE)	×1
Contagocce (per TOKUYAMA REBASE II LIQUIDO)	×1
Crogiolo in gomma (per la miscelazione di TOKUYAMA REBASE II POLVERE e LIQUIDO)	×1
Spatola (per la distribuzione del TOKUYAMA REBASE II dopo l'applicazione sulla protesì)	×1
Bicchieri in plastica (per ADESIVO)	×2
Spazzole (per ADESIVO)	×2
TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
Misurino (per TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Refill: TOKUYAMA REBASE II POLVERE (80g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUIDO (50mL)
ADESIVO (15mL)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※Disponibilita' di FAST SET e/o NORMAL SET limitata ad alcune zone. Contattate il vostro distributore di fiducia per conoscerne la disponibilita'.

■ Conservazione

1. Prima e dopo l'apertura, conservare il materiale a 0-25°C (32-77°F).
NON usare il materiale dopo la data di scadenza.
2. Richiudere bene con il tappo subito dopo l'utilizzo.
3. Se si prevede di non usare il LIQUIDO per più di un mese, conservarlo ben chiuso con il tappo originale. Non conservare il LIQUIDO con il contagocce.
4. Per evitare il pericolo di ingestione accidentale o rovesciamento, tenere SEMPRE fuori dalla portata dei bambini e dei pazienti.

■ Eliminazione

1. Per eliminare i materiali, miscelare tra loro la POLVERE e il LIQUIDO e lasciar indurire la miscela. Attenzione al calore prodotto dal materiale durante la presa.
2. Assorbire ogni residuo di ADESIVO con garza o cotone, smaltendolo in conformità con le norme federali e/o locali. Evitare di inalare le esalazioni.

■ Indicazioni cliniche

1. Usare TOKUYAMA REBASE II seguendo scrupolosamente le istruzioni qui fornite. Non usare il TOKUYAMA REBASE II per altri fini.
2. L'impiego del TOKUYAMA REBASE II è destinato soltanto alla cura dentale.
3. Non utilizzare il prodotto qualora sia stata manomessa la sigillatura o sia stato fatto un uso inappropriato del contenuto.
4. Non applicare l'ADESIVO nella bocca o sul palato del paziente. L'applicazione dell'ADESIVO deve essere effettuata esternamente alla bocca del paziente.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUIDO e ADESIVO è infiammabile. Non usare su fiamme libere o nelle vicinanze di fonti in fiammabili. Usare in ambiente ben ventilato.
6. Dopo ogni impiego pulire con alcool il recipiente di miscelazione della polvere, il crogiolo di gomma, le spazzole, la coppetta e la spatola.

7. Assicurarsi sempre che il paziente non sia allergico o ipersensibile ai monomeri acrilici. Non impiegare il TOKUYAMA REBASE II con pazienti sensibili alle sostanze acriliche. I pazienti devono essere istruiti a rimuovere la protesi e contattare immediatamente il dentista al primo segno di reazione allergica. Prima di usare TOKUYAMA REBASE II, lasciar riposare i tessuti per una settimana se sono presenti segni d'inflammatione delle mucose o d'irritazione dei tessuti causati dalla vecchia protesi.
 - Togliere immediatamente la nuova protesi se si riscontrano sintomi di ipersensibilità, gonfiore, arrossamento o ulcerazioni.
8. Si raccomanda sempre l'uso di guanti appositi (plastica, vinile, latex) al fine di evitare la possibilità di reazioni allergiche da monomeri acrilici.
 - Una volta rimosso il materiale dalla bocca del paziente, farlo risciacquare immediatamente con acqua o un collutorio.
Se l'ADESIVO entra in contatto con i guanti, provvedere subito a toglierli e a risciacquare accuratamente le mani.
9. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI. In caso di contatto con gli occhi, sciacquarli gli occhi con abbondante acqua e consultare subito un medico.
10. Evitare il contatto epidermico con sostanze chimiche non ancora indurite. In caso di contatto con la pelle strofinare la zona interessata con alcool, sciacquare poi con abbondante acqua.
11. Rimuovere subito tutto il materiale di rivestimento in eccesso dalla regione palatale, onde evitare che del materiale possa essere ingerito dal paziente. Il TOKUYAMA REBASE II non è radiopaco; i raggi X non sono in grado di rilevare materiale aspirato o ingerito.
12. Non miscelare il TOKUYAMA REBASE II con materiali non espressamente menzionati in queste istruzioni.
13. Per evitare l'inalazione della polvere di resina polimerizzata durante la lucidatura, indossare sempre una mascherina conforme alle norme federali e/o locali.

■ Applicazione clinica

1. Se la protesi è solo parziale (quindi con presenza di sottosquadri), estrarre la protesi dalla bocca, lavorarla fuori della bocca prima dell'indurimento definitivo e reinserirla per l'indurimento definitivo. Risulterà altrimenti difficoltoso estrarre la protesi dalla cavità orale.
 - Usare FAST POLVERE esclusivamente con FAST LIQUIDO, e NORMAL POLVERE esclusivamente con NORMAL LIQUIDO.
Non miscelare FAST POLVERE con NORMAL LIQUIDO o viceversa.
Il misurino per FAST POLVERE è differente da quello per NORMAL.

Utilizzare il misurino appropriato.

2. I tempi medi per la lavorazione sono rapportati alle temperature di 23°C (extraorale) e 37°C (intraorale). Un aumento di temperatura, generato da una temperatura corporea superiore al normale o da una temperatura ambiente maggiore, abbrevia i tempi di lavorazione.
3. Per ridurre al minimo la formazione di bolle d'aria, aggiungere il TOKUYAMA REBASE II nel TOKUYAMA REBASE II liquido (coperchio bianco ed etichetta bianca).
4. Applicare l'ADESIVO (coperchio azzurro ed etichetta azzurra) soltanto sulla superficie della protesi. L'ADESIVO non deve essere miscelato al TOKUYAMA REBASE II polvere.

■ Indicazioni per il paziente

Istruire il paziente sulla necessità di togliere e pulire la protesi prima di coricarsi.

■ Istruzioni d'uso

RAPPORTI DI MISCELAZIONE TRA POLVERE E LIQUIDO


Una dose di polvere : **due dosi di liquido**

una dose di polvere

due dosi di liquido

Note: Il FAST e il NORMAL hanno due diversi sistemi di misurazione. Utilizzare quello appropriato.

TEMPO STANDARD DI TRATTAMENTO



*La durata del trattamento varia a seconda della temperatura e della quantità di liquido.

- Tenere sempre la protesi nella bocca del paziente fino a quando l'indurimento non è completato.
- Se l'adattamento avviene extraoralmente, inserire sempre la protesi nel cavo orale per il trattamento finale.
- Il tempo standard di attivazione è indicato a 23°C/73°F (extraoralmente) ed a 37°C/98°F (intraoralmente).

(1) Controllo dell'adattamento

(2) Rimozione della superficie della protesi

Con attenzione rimuovere dalla protesi la vecchia resina e applicare la resina nuova, in particolare sulla superficie a contatto con la mucosa, e sulle aree marginali, boccali e labiale dove è necessario il riempimento con il TOKUYAMA REBASE II.

Note:

- 1) Isolare le aree che non devono essere a contatto con il TOKUYAMA REBASE II, come un dente artificiale o la zona interdentale, con un separatore.
- 2) Se la superficie della protesi è molto larga, la pasta sarà più resistente a defluire. In questo caso, rimuovere una parte più grossa della vecchia resina o praticare un foro in modo che la resina possa scorrere.

(3) Applicazione del ADESIVO

Applicare uno strato sottile di ADESIVO con un pennello, stendendolo in un solo verso su tutta la superficie della protesi da riempire allo scopo di aumentare il legame adesivo tra la base della

protesi e il metecriale di ribasatura.

Lasciare l'adesivo per 20 secondi a temperatura ambiente. Se il liquido dell'adesivo rimane ancora sull'area della cresta alveolare della protesi, soffiare per asciugarla completamente.

Note:

- 1) Applicare l'ADESIVO sulla parte boccale e labiale della protesi da ribasare.
- 2) Applicare l'ADESIVO due volte sull'area marginale in modo che il materiale di riempimento non esca dalla protesi.
- 3) L'ADESIVO conserva le sue proprietà per dieci minuti dopo l'applicazione.
- 4) Poiché l'ADESIVO è un prodotto volatile rimettere subito il tappo dopo l'utilizzo.

(4) Misurazione e miscelazione

Utilizzare approssimativamente una parte di polvere di TOKUYAMA REBASE II e due parti di liquido, aspirandolo con l'apposita pipetta. Dopo averla misurata, miscelare la polvere con il liquido (nel crogiolo di gomma in dotazione) e miscelare con la spatola per circa 5-10 secondi. Miscelare con cautela onde evitare la formazione di bolle d'aria.

Note:

- 1) Mettere il liquido nel contenitore prima della polvere in modo da evitare la formazione di bollicine d'aria.
- 2) Mescolare con troppa forza o troppo a lungo, potrebbe causare l'indurimento indesiderato della resina.
- 3) Se necessario aumentare la viscosità della resina con l'aggiunta di polvere.

(5) Applicazione della resina

Con il pennello incluso, applicare la resina sulla superficie della protesi che entra in contatto con la mucosa.

Note:

- 1) Applicare la resina entro 20-60 secondi dopo aver miscelato i componenti.
- 2) Attenzione a non applicare troppa resina, al fine di non farla fuori uscire dalla protesi con l'applicazione.
- 3) Fare attenzione a non applicare una quantità eccessiva di resina alla superficie. Applicando una quantità eccessiva di resina alla superficie si corre il rischio che la resina fuoriesca dalla protesi all'inserimento.
- 4) La viscosità e il tempo d'indurimento dipendono dalla temperatura. In ambiente caldo, il tempo d'indurimento diminuisce. In ambiente freddo, il tempo d'indurimento aumenta.

(6) Inserimento della protesi

Inserire la protesi in modo appropriato nella bocca del paziente e chiudere leggermente in

posizione centrica.

Note:

- 1) Inserire la protesi entro 60-90 secondi dopo aver iniziato la miscelazione.
- 2) Attenzione ad evitare malposizioni occlusali di centrica.
- 3) Assicurarci che la resina in eccesso non cada nella gola del paziente.
- 4) In caso di fuoriuscita della resina in eccesso, rimuovere la resina fuoriuscita con la punta del dito o con uno strumento idoneo.

(7) Trattamento del muscolo e adattamento

Dopo aver seguito tali passaggi e quando la resina inizia ad indurirsi, effettuare il trattamento del muscolo all'interno della bocca. Quando la resina è diventata più dura della pasta, estrarre la protesi ed effettuare una rifinitura della stessa, se necessario.

Note:

- 1) Assicurarci di terminare tutte le operazioni di preparazione e trattamento dei muscoli entro 3 minuti dalla miscelazione con FAST SET.
- 2) Salvo i casi in cui la base sia indebolita, non c'è bisogno di rimuovere la protesi dalla bocca.
- 3) Nel caso in cui il paziente abbia delle incisioni, protesi parziali, singoli elementi o altri problemi, rimuovere la protesi dal cavo orale ed effettuare l'adattamento fuori dal cavo orale. Risulterà altrimenti alquanto difficoltoso estrarre la protesi dalla bocca.

(8) Reinserimento e mantenimento nel cavo orale della protesi

Reinserire la protesi nel cavo orale e mantenerla nel cavo orale fino all'indurimento finale.

Note:

- 1) Tenere la protesi fissata in bocca al paziente per 3-5 1/2 minuti dopo la miscelazione dei componenti nel Fast. Il trattamento sarà così completato. Non rimuovere la protesi durante questo periodo in quanto l'ossigeno impedirebbe l'azione indurente della resina.
- 2) L'esecuzione non adeguata di questo passaggio provocherebbe problemi di indurimento eccessivo del materiale o poca adattabilità dello stesso.

Uso di TOKUSO RESIN HARDENER II

1. Per ottenere una maggior durezza, si può usare TOKUSO RESIN HARDENER II.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II aumenta la durezza superficiale e favorisce la lucidatura finale della base della protesi.
3. Preparare dell'acqua a 40-60°C (104-140°F) in un recipiente.
La quantità d'acqua deve essere sufficiente all'immersione completa della protesi.
4. Disciogliere un misurino di TOKUSO RESIN HARDENER II ogni 200mL d'acqua.
5. Una volta che il prodotto si è completamente dissolto, immergere la protesi per 3 minuti.

6. Rimuovere la protesi, risciacquare e lucidare.

(9) Pulizia e rifinitura

Dopo l'indurimento finale, pulire la protesi utilizzando frese al carburo di tungsteno, punte siliconate, o dischi da rifinitura.

(10) Controllo dell'adattamento

(11) Completamento del trattamento

L'utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

NOTA IMPOTANTE: Il fabbricante non è responsabile di danni o rischi causati da un utilizzo improprio di questo materiale. Resta sotto la personale responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto sia idoneo per il tipo d'intervento richiesto.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

LATVISKI

Pirms TOKUYAMA REBASE II lietošanas izlasiet visu šajā dokumentā ietverto informāciju, norādījumus par piesardzības pasākumiem un pazīmes.

Saturs

Komplekts:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	×1
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	×1
	ADHESIVE (15 ml)	×1
	Mērtrauks (TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
	Pipete (TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
	Gumijas uzgalis (TOKUYAMA REBASE II POWDER un LIQUID sajaukšanai)	×1
	Lāpstiņa (TOKUYAMA REBASE II uzklāšanai uz zobu protēzēm)	×1
	Plastmasas trauciņš (ADHESIVE)	×2
	Ota (ADHESIVE)	×2
	TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
	Karote (TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Uzpildes: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※Noteiktās valstīs izstrādājums FAST SET un/vai NORMAL SET var nebūt pieejams. Informāciju par pieejamību jautājiet vietējam izplatītāja pārstāvim.

■ Uzglabāšana

1. Vienmēr glabājiet materiālu 0–25 °C (32–77 °F) temperatūrā. NELIETOJĒT materiālu, ja ir beidzies derīguma termiņš.
2. Pēc lietošanas stingri uzlieciet vāciņus.
3. Ja šķidrums LIQUID netiks lietots ilgāk par mēnesi, glabājiet šķidrumu LIQUID, tā pudelītei uzliekot oriģinālo vāciņu. NEGLABĀJĒT šķidrumu LIQUID pipetē.
4. Lai nepieļautu netīšu norīšanu vai izšļakstīšanos, NENOVIETOJĒT izstrādājumu bez uzraudzības pacientiem un bērniem pieejamā vietā.

■ Atbrīvošanās

1. Lai drošā veidā atbrīvotos no materiāliem, sajauciet pulveri POWDER un šķidrumu LIQUID un ļaujiet maisījumam sacietēt. Uzmanieties, jo sacietēšanas procesā materiāls rada siltumu.
2. Atlikušā līmviela ADHESIVE ir jāsavāc ar inertu absorbējošu marli vai vati, un no šī materiāla ir jāatbrīvojas saskaņā ar Federālajiem un/vai vietējiem noteikumiem. Uzmanieties, lai neieelpotu vielas, kas izgaro.

■ Piesardzības pasākumi klīnikām

1. Izmantojiet TOKUYAMA REBASE II tikai saskaņā ar šajā dokumentā ietvertajiem norādījumiem. NEIZMANTOJĒT materiālu TOKUYAMA REBASE II jebkādā citā nolūkā, kas nav minēts šajos norādījumos.
2. Materiālu TOKUYAMA REBASE II drīkst izmantot tikai licencēti stomatoloģijas speciālisti.
3. Nelietojiet šo izstrādājumu, ja ir bojātas drošības plombas vai kāds ir piekļūvis iepakojuma saturam.
4. Nelietojiet līmvielu ADHESIVE pacienta mutes dobumā vai pie smaganām. Līmvielas ADHESIVE uzklāšana jāveic ārpus pacienta mutes dobuma.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID un līmviela ADHESIVE viegli izliesmo. Nelietot atklātas liesmas tuvumā. Lietot atbilstoši vēdināmā telpā.

6. Pēc pulvera mērtrauka, gumijas trauka, otas, plastmasas trauka un lāpstiņas lietošanas vienmēr notīriet tos ar spirtu.
7. Vienmēr noskaidrojiet, vai pacientam ir alerģija vai paaugstināta jutība pret akrila monomēriem. **NELIETOJĒT** materiālu TOKUYAMA REBASE II pacientiem, kam anamnēzē ir paaugstināta jutība pret akrilu. Pacientiem jānorāda, ka tiklīdz tiek novēroti jutīguma simptomi, ir nekavējoties jāizņem zobu protēzes un jāsaazinās ar savu zobārstu.
 - Ja pacientam tiek novērotas gļotādas membrānas iekaisuma pazīmes vai veco zobu protēžu izraisīts aušu kairinājums, vienu nedēļu pirms materiāla TOKUYAMA REBASE II lietošanas veiciet aušu reģenerācijas procedūru.
 - Ja tiek pamanītas jebkādas paaugstinātas jutības, apsārtuma un čūlas pazīmes, nelietojiet jaunās zobu protēzes.
8. Ir ieteicams vienmēr lietot medicīnas cimdus (plastmasas, vinila vai lateksa), lai nepieļautu alerģisku reakciju pret akrila monomēriem.

Ja līmviela ADHESIVE nokļūst uz medicīnas cimdiem, nekavējoties novelciet cimdus, atbrīvojieties no tiem un rūpīgi nomazgājiet rokas ar ūdeni.

 - Kad materiāls ir izņemts no pacienta mutes, nekavējoties lūdziet pacientu izskalot muti ar ūdeni vai mutes dobuma skalošanas līdzekli.
9. **UZMANIETIES, LAI IZSTRĀDĀJUMS NEIEKĻŪST ACĪS.** Ja izstrādājums iekļūst acīs, rūpīgi skalojiet tās un nekavējoties sazinieties ar ārstu.
10. Uzmanieties, lai nesacietējušas ķīmikālijas nenokļūst uz ādas. Ja nokļūst uz ādas, tīriet skarto vietu ar spirta salveti un pēc tam rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.
11. Lai materiāls neietecētu pacienta rīklē, nekavējoties notīriet visu oderējuma materiāla pārpalikumu no mutes. Materiāls TOKUYAMA REBASE II nav rentgena staru caurlaidīgs, tādēļ iecelpota vai norīta materiāla atrašanās vietu nevarēs noteikt, izmantojot rentgenoloģijas iekārtas.
12. Nejauciet materiālu TOKUYAMA REBASE II ar jebkādu citu materiālu, kas nav minēts šajos norādījumos.
13. Lai slīpēšanas laikā neieelpotu sacietējušā materiāla putekļus, vienmēr lietojiet aizsargmasku, kas ieteikta Federālajos un/vai vietējos noteikumos.

■ Klīniskā procedūra

1. Ja zobu protēzes ir daļējas vai tās nosedz tikai daļu no saknes, izņemiet zobu protēzes no mutes, pirms ārstēšanas pēdējā posma apgrieziet ekstraordināri un pēc tam no jauna ievietojiet, lai veiktu ārstēšanas pēdējo posmu. Citādi tās būs sarežģīti izņemt no mutes.
 - Pūderis FAST POWDER jāizmanto tikai šķidrumam FAST LIQUID, savukārt pūderis

NORMAL POWDER — tikai šķidrumam NORMAL LIQUID.

Nejauciet kopā pūderi FAST POWDER ar šķidrumu NORMAL LIQUID vai otrādi. Mērtrauks pulverim FAST POWDER un materiālam NORMAL SET ir atšķirīgs.

Katram no šiem izstrādājumiem izmantojiet atbilstošos mērtrauku.

2. Standarta apstrādes laiks ir atkarīgs no temperatūras: 23 °C/73 °F (ārpus mutes dobuma) un 37 °C/98 °F (mutes dobumā).

Apstrādes laiks var būt īsāks, ja pacienta ķermeņa temperatūra ir augstāka vai temperatūra telpā ir zemāka.

3. Lai novērstu gaisa burbuļu veidošanos, sajauciet pūderi TOKUYAMA REBASE II POWDER ar šķidrumu TOKUYAMA REBASE II LIQUID (baltais vāciņš un baltā etiķete).
4. Lietojiet līmvielu ADHESIVE (zilais vāciņš un zilā etiķete) tikai uz zobu protēžu virsmas. Nejauciet līmvielu ADHESIVE ar pūderi TOKUYAMA REBASE II POWDER.


■ Piesardzības pasākumi pacientiem

Lūdziet pacientu pirms iešanas gulēt izņemt zobu protēzes no mutes un notīrīt tās.

■ Lietošanas norādījumi


STANDARTA PULVERA UN ŠĶIDRUMA JAUKŠANAS ATTIECĪBA

Viena izmērīta deva pulvera : divas izmērītas devas šķidruma



Piezīme: Izstrādājuma FAST un NORMAL komplektā ir ietverti atšķirīgi mērtrauki.
Katram pulverim noteikti lietojiet atbilstošu trauku.

STANDARTA APSTRĀDES LAIKS



* Apstrādes laiks ir atkarīgs no pulvera un šķidruma attiecības un temperatūras telp.

- Ja apgrīšana tiek veikta ārpus mutes dobuma, zobu protēzes atpakaļ mutē vienmēr ievietojiet tieši pirms galīgās apgrīšanas.
- Zobu protēzes vienmēr atstājat pacienta mutē tikmēr, kamēr materiāls pilnībā sacietē.
- Standarta sacietēšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras: 23°C/73°F (ārpus mutes dobuma) un 37°C/98°F (mutes dobumā).

(1) Pārbaude un pielāgošana

(2) Zobu protēžu virsmas noņemšana

Uzmanīgi noņemiet veco sveķu pārklājumu un uzklājiet uz zobu protēžu virsmas jaunu sveķu slāni, jo īpaši uz virsmas muskuļu, robežvietas, vaiga un lūpu daļā, kur nepieciešama protēžu pielāgošana, izmantojot materiālu TOKUYAMA REBASE II.

Piezīme.

- 1) Vietās, kur nedrīkst lietot materiālu TOKUYAMA REBASE II, piemēram, pie makslīgajiem zobiem, zobu protēzes pamatnes vai zonā starp zobiem, vispirms jāievieto atdalītājs.
- 2) Zobu protēžu vieta, kur tiek izveidots oderējums, kļūst biežāka, tādēļ sveķu pastas ieklāšana ir sarežģītāka. Šajā gadījumā noņemiet lielu daudzumu veco sveķu vai arī izurbiet caurumu, lai iztecinātu tos.

(3) Līmvielas ADHESIVE uzklāšana

Ar otu uzklājiet vienu slāni līmvielas ADHESIVE uz visām virsmām, kur paredzēts lietot oderējuma materiālu. Vismaz 20 minūtes novietojiet līmvielu ADHESIVE istabas temperatūrā. Ja zobu

protēžu alveolārajā daļā līmviela ADHESIVE joprojām ir slapjā stāvoklī, izmantojiet gaisu, lai to pilnībā nožāvētu.

Piezīme.

- 1) Lietojiet līmvielu ADHESIVE zobu protēžu vaiga un lūpu daļā vietā, kur paredzēts ieklāt oderējuma materiālu.
- 2) Uzklājiet divus līmvielas ADHESIVE slāņus uz robežvietas tā, lai jaunais oderējuma materiāls stingri pielīmētos pie zobu protēzēm.
- 3) Līmviela ADHESIVE nesacietēs aptuveni desmit minūtes pēc uzklāšanas.
- 4) Līmviela ADHESIVE ir īpaši gaistoša, tādēļ uzreiz pēc lietošanas cieši uzskrūvējiet vāciņu.

(4) Mērīšana un sajaukšana

Iepildiet mērtraukā aptuveni vienu devu pūdera TOKUYAMA REBASE II POWDER uz katrām divām pipetēm iepildītām devām šķidrums TOKUYAMA REBASE II LIQUID.

Piezīme.

- 1) Izstrādājuma FAST un NORMAL komplektā ir ietverti atšķirīgi mērtrauki. Katram pulverim noteikti lietojiet atbilstošu trauku.
- 2) Šķidrumam paredzēto pipeti var izmantot gan izstrādājumam FAST, gan NORMAL. Kad devas ir izmērītas, ieberiet pulveri šķidrumā (izmantojot komplektā ietvertu gumijas trauku) un 5–10 sekundes lēnām maisiet ar lāpstiņu. Maisiet lēnām, lai neveidotos burbuļi.

Piezīme.

- 1) Vispirms traukā iepildiet šķidrumu un pēc tam pulveri, lai novērstu gaisa burbuļu veidošanos.
- 2) Maisot pārmērīgi ātri vai ilgi, var veidoties gaisa burbuļi un pasta var tikt samaisīta neviendabīgi. Tādējādi var tikt izveidota nelīdzena virsma vai materiāls nepilnīgi sacietēt.
- 3) Ja nepieciešams, sveķu viskozitāti var uzlabot, izmantojot lielāku daudzumu pulvera.

(5) Sveķu uzklāšana

Ar lāpstiņu uzklājiet sveķus uz zobu tās protēžu virsmas daļas, kas saskarsies ar mutes dobuma gļotādu.

Piezīme.

- 1) Ja sajaukšanai tika izmantots līdzeklis FAST, sveķi jāuzklāj 20–60 sekunžu laikā pēc sajaukšanas (ja apkārtējās vides temperatūra ir normāla). Ja sajaukšanai tika izmantots līdzeklis NORMAL — 30–90 sekunžu laikā.
- 2) Lietojiet sveķu pastu visām virsmām, kur paredzēts ieklāt oderējuma materiālu, jo īpaši zobu protēžu robežvietās, vaiga un lūpu daļā..
- 3) Uzmanieties, lai neuzklātu uz virsmas pārmērīgi daudz sveķu. Ja tiks uzklāts pārāk daudz sveķu, ieliekot mutē zobu protēzes, sveķi var ietecēt pacienta rīklē.

4) Viskozitāte un cietēšanas ilgums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Jo siltāka ir telpa, jo ātrāk izstrādājums sacietē. Jo aukstāka ir telpa, jo ilgāk izstrādājums sacietē.

Ja pulveris un šķidrums tiks maisīti pārāk ilgi, sacietēšanas laiks būs ilgāks.

(6) Zobu protēžu ievietošana

Pareizi ievietojiet zobu protēzes pacienta mutē. Lūdziet pacientu tās atbilstoši pa vidu sakost.

Piezīme.

1) Ja sajaukšanai tika izmantots līdzeklis FAST, zobu protēzes ievietojiet 60–90 sekunžu laikā pēc sajaukšanas. Ja sajaukšanai tika izmantots līdzeklis NORMAL — 90–120 sekunžu laikā.

2) Īpaši rūpīgi uzraugiet, lai pacients pareizi sakostu zobu protēzes.

3) Pārbaudiet, vai pacienta rīklē neietek sveķu pārpalikums.

4) Ja pacienta rīklē ietek sveķu pārpalikums, iztīriet to ar pirksta galu vai atbilstošu instrumentu.

(7) Muskuļu apstrāde un apgriešana

Kad ir izpildītas iepriekš aprakstītās darbības un sveķi ir sākuši sacietēt, veiciet atbilstošas procedūras mutes dobuma muskuļiem. Kad sveķu konsistence kļūst cietāka par pastu, izņemiet zobu protēzes no pacienta mutes un, ja nepieciešams, apgrieziet tās.

Piezīme.

1) Apgriešana

Ja sajaukšanai tika izmantots līdzeklis FAST, visas muskuļu apstrādes un apgriešanas procedūras obligāti veiciet 3 minūšu laikā pēc sajaukšanas. Ja sajaukšanai tika izmantots līdzeklis NORMAL — 5 1/2 minūšu laikā.

2) Procedūra pilnīgām zobu protēzēm

Zobu protēzes nav jāizņem no mutes, ja vien tām nav iegriezumu. Kad zobu protēzes ir ievietotas mutē, nofīriet sveķu pārpalikumu, un vienmēr atstājiet protēzes pacienta mutē tikmēr, kamēr materiāls pilnībā sacietē.

3) Procedūra daļējām zobu protēzēm vai iegriezumu gadījumā

Ja zobu protēzes ir daļējas, tām ir iegriezums, tās nosedz tikai daļu no saknes vai arī ir citi sarežģījumi, izņemiet zobu protēzes no mutes un pirms ārstēšanas pēdējā posma apgrieziet ekstraordināri. Citādi tās būs sarežģīti izņemti no mutes.

(8) Zobu protēžu atkārtota ievietošana un apkope mutes dobumā (ārstēšanas pēdējais posms)

Atkārtoti ievietojiet zobu protēzes mutē un neizņemiet tās tikmēr, kamēr materiāls pilnībā sacietē. Piezīme.

1) Ja tika izmantots līdzeklis FAST, neizņemiet zobu protēzes no pacienta mutes 3–5 1/2 minūtes pēc sajaukšanas. Ja tika izmantots līdzeklis NORMAL, neizņemiet zobu protēzes no pacienta

mutēs 5 1/2–8 minūtes pēc sajakšanas. Šajā laika posmā sveķi sacietēs. Sacietēšanas procesa laikā neizņemiet zobu protēzes no pacienta mutēs, jo skābekļa ietekmē sveķi var nesacietēt.

- 2) Ja sveķi nesacietē, jo zobu protēzes tika pārāk ātri izņemtas no mutēs, var tikt radīti nevēlami sarežģījumi, piemēram, nepietiekami sacietējusi virsma vai vāja pielāgojamība.

Cietinātāja TOKUSO RESIN HARDENER II lietošana

1. Lai veicinātu zobu protēžu oderējuma sacietēšanu, var izmantot cietinātāju TOKUSO RESIN HARDENER II.
2. Cietinātājs TOKUSO RESIN HARDENER II uzlabo virsmas cietību un atvieglo galējo zobu protēžu slīpēšanu.
3. Sagatavojiet tvertnē 40–60 °C (104–140 °F) ūdeni.
Noteikti pieļieiet pietiekamu daudzumu ūdens, lai pilnībā iegremdētu zobu protēzes.
4. Atšķaidiet 1 devu cietinātāja TOKUSO RESIN HARDENER II 200 ml ūdens.
5. Kad materiāls ir atbilstoši atšķaidīts, uz 3 minūtēm iegremdējiet zobu protēzes.
6. Izņemiet zobu protēzes un sāciet to slīpēšanu.

(9) Pārveide un slīpēšana

Kad materiāls ir pilnībā sacietējis, pārveidojiet to un slīpējiet, izmantojot karbīda urbi, slīpēšanas ripu, urbi ar silikona uzgali u.c.

(10) Pārbaude un pielāgošana

(11) Galīgā apstrāde

Par jebkādu nopietnu negadījumu, kas radies saistībā ar ierīci, lietotājam un/vai pacientam ir jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā lietotājs un/vai pacients atrodas.

SVARĪGA PIEZĪME. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai savainojumiem, ko ir izraisījis nepareiza šī produkta lietošana. Pirms lietošanas stomatologijas speciālistam ir jāpārliciecinās, ka šis produkts ir piemērots attiecīgajam pielietojumam.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja tiek mainītas produkta specifikācijas, var tikt mainīti arī norādījumi un piesardzības pasākumi.

LIETUVIŲ K.

Prieš naudodami TOKUYAMA REBASE II, perskaitykite visą informaciją, atsargumo priemonės, pastabas ir pateiktą medžiagą.

Turinys

Rinkinys:	TOKUYAMA REBASE II POWDER milteliai (80 g)	×1
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID skystis (50 ml)	×1
	ADHESIVE rišiklis (15 ml)	×1
	Mataavimo indelis (skirtas TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
	Lašintuvas (skirtas TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
	Guminis indelis (TOKUYAMA REBASE II POWDER ir LIQUID maišyti)	×1
	Mentelė (TOKUYAMA REBASE II paskleisti ant protezo)	×1
	Plastikinis indelis (skirtas ADHESIVE rišikliui)	×2
	Teptukas (skirtas ADHESIVE rišikliui)	×2
	TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
	Šaukštas (skirtas TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Papildymai: TOKUYAMA REBASE II POWDER milteliai (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID skystis (50 ml)
ADHESIVE rišiklis (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※ Tam tikruose regionuose gali nebūti tiekiamas FAST SET greitai kietėjantis ir (arba) NORMAL SET įprastai kietėjantis. Dėl tiekimo kreipkitės į savo vietinį platintoją.

Laikymas

1. Visą laiką laikykite medžiagą 0–25 °C (32–77 °F) temperatūroje. NENAUDOKITE medžiagos pasibaigus galiojimo laikui.
2. Baigę tvirtai uždarykite dangtelius.
3. Jei LIQUID nenaudosite ilgiau nei mėnesį, jį laikykite uždengę originaliu dangteliu. NELAIKYKITE LIQUID lašintuve.
4. Kad medžiaga nebūtų netyčia praryta ar išpilta, VISADA laikykite vaikams ir pacientams nepasiekiamoje vietoje.

■ **Utilizavimas**

1. Norėdami medžiagas išmesti, sumaišykite POWDER ir LIQUID ir leiskite sukietėti. Saugokitės karščio, sukuriamo kietėjančios medžiagos.
2. Likusį ADHESIVE rišiklį reikia sugerti sugeriamąja medžiaga, pavyzdžiui, marle ar vata, ir išmesti pagal federalines ir (arba) vietines taisykles. Nėkvėpuokite lakiosiomis medžiagomis.

■ **Klinikinės atsargumo priemonės**

1. Naudokite TOKUYAMA REBASE II, tik kaip nurodyta šiose instrukcijose. **NENAUDOKITE TOKUYAMA REBASE II** jokių kitu tikslu.
2. TOKUYAMA REBASE II skirtas naudoti tik licencijuotiems odontologijos specialistams.
3. Nenaudokite šio gaminio, jei apsauginė plomba pažeista arba jei prie turinio buvo liestasi.
4. Netepkite ADHESIVE rišiklio paciento burnoje ar ant jo dantenų. Tepti ADHESIVE rišiklį reikia ne paciento burnoje.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID skystis ir ADHESIVE rišiklis yra degūs. Nenaudokite arti atviros liepsnos. Naudokite gerai ventiliuojamoje vietoje.
6. Kaskart panaudoję nuvalykite miltelių matavimo indelį, guminių indelį, teptukus, plastikinius indelius ir mentelę alkoholiu.
7. Visada išsiaiškinkite, ar pacientas alergiškas arba turi padidėjusį jautrumą akrilo pagrindo monomerams. **NENAUDOKITE TOKUYAMA REBASE II** pacientams, kurie yra jautresni akrilatams. Jei pasireiškia bet koks jautrumo požymis, pacientams reikia nurodyti išsiimti protezą ir iškart kreiptis į savo odontologą.
 - Prieš naudodami TOKUYAMA REBASE II vieną savaitę stebėkite, ar senas protezas nesukelia gleivinės uždegimo ar audinių dirginimo.
 - Jei atsiranda padidėjusio jautrumo, paraudimo ar opų požymių, perbazuoto protezo nenešiokite.
8. Rekomenduojama visą laiką dėvėti vienkartinės pirštines (plastikines, vinilines, lateksines), kad išvengtumėte alerginių reakcijų į akrilo pagrindo monomerus tikimybės.
Jei ADHESIVE rišiklio patenka ant vienkartinių pirštinių, iškart nusimaukite ir išmeskite pirštines bei kiek įmanoma greičiau kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu.
 - Išėmę medžiagą iš paciento burnos, jam iškart liepkite skalauti burną vandeniu ar skalavimo skysčiu.
9. **VENKITE PATEKIMO Į AKIS.** Patekus į akis, gausiai plaukite akis vandeniu ir iškart kreipkitės pagalbos į gydytoją.
10. Venkite nesukietėjusių cheminių medžiagų patekimo ant odos. Patekus ant odos, valykite

paveiktą sritį alkoholiniais dezinfekantais, tada gausiai plaukite vandeniu.

11. Iškart pašalinkite perbazavimo medžiagos perteklių nuo gomurio, kad jis nenubėgtų pacientų į ryklę. TOKUYAMA REBASE II nėra rentgenokonstrastinė, įkvėptos ar prarytos medžiagos rentgeno nuotraukose nesimatys.
12. Nemaišykite TOKUYAMA REBASE II su jokiais medžiagomis, nenurodytomis šiose instrukcijose.
13. Kad poliruodami neįkvėptumėte dulkių, visada dėvėkite kaukę, rekomenduojamą federalinių ir (arba) vietinių įstatymų.

■ Klinikinis pritaikymas

1. Jei protezas dalinis arba jame yra neigiama niša, palikta šaknis ir t. t., išimkite protezą iš burnos, jį apdorokite išėmę iš burnos jam iki galo nesukietėjus ir vėl įdėkite, kad sukietėtų iki galo. Kitaip protezą bus sunku išimti iš burnos.
 - FAST POWDER greitai kietėjančius miltelius galima naudoti tik su FAST LIQUID greitai kietėjančiu skysčiu, o NORMAL POWDER miltelius galima naudoti tik su NORMAL LIQUID skysčiu.Nemaišykite FAST POWDER miltelių su NORMAL LIQUID skysčiu ir atvirksčiai. FAST POWDER matavimo indelis skiriasi nuo NORMAL SET indelio. Naudokite kiekvieno tipo atitinkamą matavimo indelį.
2. Standartinis gydymo laikas paremtas 23 °C / 73 °F (aplinkos) ir 37 °C / 98 °F (burnos) temperatūromis.


Esant didesnei kūno ar kambario temperatūrai, gydymo laikas trumpėja.
3. Kad susidarytų mažiau burbuliukų, maišykite TOKUYAMA REBASE II POWDER miltelius į TOKUYAMA REBASE II LIQUID skystį (baltas dangtelis ir balta etiketė).
4. Tępkite ADHESIVE rišiklį (mėlynas dangtelis ir mėlyna etiketė) tik ant protezo paviršiaus. Nemaišykite ADHESIVE rišiklio su TOKUYAMA REBASE II POWDER milteliais.

■ Paciento atsargumo priemonės


Pacientams reikia nurodyti prieš miegą protezą išsiimti ir nuvalyti.

■ Naudojimo instrukcijos

STANDARTINIS MILTELIŲ IR SKYSČIO SANTYKIS



STANDARTINIS GYDYMO LAIKAS



*Gydymo laikas skiriasi atsižvelgiant į kambario temperatūrą bei miltelių ir skysčio santykį.

- Jei perteklius pašalinamas ne burnoje, prieš prasidedant galutiniam kietėjimui visada įdėkite protezą į burną.
- Visada laikykite protezą paciento burnoje, kol medžiaga baigs kietėti.
- Standartinis kietėjimo laikas paremtas 23 °C / 73 °F (aplinkos) ir 37 °C / 98 °F (burnos) temperatūromis.

(1) Pritaikymo tikrinimas

(2) Protezo paviršiaus pašalinimas

Atsargiai pašalinkite seną dervą ir atidinkite naują protezo paviršiaus dervą, ypač gleivinės pusės, kraštų, žandų ir lūpų srityse, kurias reikia perbazuoti TOKUYAMA REBASE II.

Pastaba.

- 1) Sritis, kurių TOKUYAMA REBASE II neturi liesti, pavyzdžiui, dirbtinius dantis, protezo pagrindą ar tarpdančius reikia pirma padengti tarpikliu.
- 2) Didėjant perbazuojamam paviršiui, didėja dervos pastos pasipriešinimas tėkmei. Tokiu atveju pašalinkite daug senos dervos arba suformuokite angą, per kurią derva galėtų išbėgti.

(3) ADHESIVE rišiklio tepimas

Tepkite vieną sluoksnį ADHESIVE rišiklio teptuku ant visų paviršių, kuriuos reikia perbazuoti. Palikite nejudindami 20 sekundžių kambario temperatūroje. Jei ADHESIVE rišiklio skysčio lieka ant protezo alveolinės keteros srities, pūskite oru, kad jį išdžiovintumėte.

Pastaba.

- 1) Tepkite ADHESIVE rišikliu perbazuojamo protezo žandinę ir lūpinę puses.
- 2) Kraštų sritis tepkite ADHESIVE rišikliu dukart, kad perbazavimo medžiaga neatsiklijuotų nuo protezo.
- 3) Užteptas ADHESIVE rišiklis išlieka veiksmingas dešimt minučių.
- 4) Kadangi ADHESIVE rišiklis labai lakus, iškart panaudoję stipriai užsukite dangtelį.

(4) Matavimas ir maišymas

Naudokite apytiksliai vieną matavimo indelio žymą TOKUYAMA REBASE II POWDER miltelių dviem TOKUYAMA REBASE II LIQUID skysčio lašintuvo žymoms.

Pastaba.

- 1) FAST ir NORMAL miltelių matavimo indeliai skiriasi. Būtinai naudokite milteliams tinkamą indelį.
- 2) Skysčio lašintuvą galima naudoti ir FAST, ir NORMAL skysčiui. Pamatavę, supilkite miltelius į skystį (naudodami tiekiamą guminį indelį) ir švelniai maišykite mentele 5–10 sekundžių. Maišykite švelniai, kad susidarytų mažiau burbuliukų.

Pastaba.

- 1) Pirmą į indelį įpilkite skystį, tada pilkite miltelius, kad susidarytų mažiau burbuliukų.
- 2) Maišant per smarkiai ar per ilgai susidarys daugiau burbuliukų, bus gaunama nevientisa konsistencija. Dėl to paviršius taps šiurkštus ir medžiaga sukietės ne iki galo.
- 3) Jei reikia arba jei norima, dervos klampumą galima didinti pridedant daugiau miltelių.

(5) Dervos tepimas

Mentele tepkite dervą ant protezo paviršių, kurie liesis su burnos gleivine.

Pastaba.

- 1) Užtepkite dervą per 20–60 sekundžių (esant įprastai temperatūrai) nuo FAST medžiagos sumaišymo (NORMAL medžiagos – 30–90 sekundžių).
 - 2) Tepkite dervos pasta visus perbazuojamus paviršius, ypač protezo kraštus, žandų ir lūpų sritis.
 - 3) Neužtepkite per daug dervos ant paviršiaus. Užtepus per daug dervos, įdėjus protezą ji ims tekėti link paciento ryklės.
 - 4) Klampumas ir kietėjimas priklauso nuo temperatūros. Kuo aukštesnė kambario temperatūra, tuo kietėja greičiau. Kuo žemesnė kambario temperatūra, tuo kietėja lėčiau.
- Jei milteliai ir skystis maišomi per ilgai, sutrumpės darbo laikas.

(6) Protezo įdėjimas

Tinkamai įdėkite protezą pacientui į burną ir nurodykite jam tinkamai sukąsti centriniame santykyje.

Pastaba.

- 1) Įdėkite protezą per 60–90 sekundžių nuo FAST medžiagos sumaišymo (NORMAL medžiagos – 90–120 sekundžių).
- 2) Būkite atsargūs, kad įdėtumėte protezą esant tinkamam sąkandžiui.
- 3) Įsitikinkite, kad pacientui į ryklę nebėga dervos perteklius.
- 4) Jei dervos perteklius bėga pacientui į ryklę, pašalinkite perteklių piršto galiuku ar tinkamu instrumentu.

(7) Raumenų aktyvinimas ir protezo koregavimas

Atlikę pirmiau nurodytus veiksmus ir kai derva pradės kietėti, atlikite reikiamą burnos raumenų aktyvinimą. Kai derva sukietėja labiau nei iki pastos konsistencijos, išimkite protezą iš paciento burnos ir, jei reikia, nuimkite medžiagos perteklių.

Pastaba.

1) Laikas

Būtinai atlikite raumenų aktyvinimą ir pašalinkite medžiagos perteklių per 3 minutes nuo FAST medžiagos maišymo pradžios (5 1/2 minutės dirbant su NORMAL medžiaga).

2) Visų dantų protezo atveju

Protezo iš burnos išimti nereikia, nebent yra neigiamų nišų. Dervos perteklių pašalinkite burnoje ir laikykite protezą paciento burnoje, kol medžiaga baigs kietėti.

3) Neigiamų nišų ir dalinio protezo atveju

Jei yra neigiama niša, protezas dalinis, palikta šaknis ar yra kitų problemų, išimkite protezą iš

burnos, jį apdorokite išėmę iš burnos jam iki galo nesukietėjus. Kitaip protezą bus sunku išimti iš burnos.

(8) Protezo pakartotinis įdėjimas (galutinis kietėjimas) ir burnos priežiūra

Vėl įdėkite protezą į burną ir laikykite, kol medžiaga baigs kietėti.

Pastaba.

- 1) Palikite protezą nejudinamą 3–5 1/2 minučių nuo FAST medžiagos sumaišymo. Dirbdami su NORMAL medžiaga protezą laikykite nejudindami paciento burnoje 5 1/2–8 minutes. Per šį laiką derva sukietės. Šiuo periodu neišimkite protezo iš burnos, nes esant deguonies derva nesukietėja iki galo.
- 2) Išėmus protezą per anksti ir medžiagai nesukietėjus iki galo, paviršius bus nepakankamai kietas arba netikslus.

TOKUSO RESIN HARDENER II naudojimas

1. Kad perbazuotas protezas būtų dar kietesnis, galima naudoti TOKUSO RESIN HARDENER II.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II pagerina protezo pagrindo paviršiaus kietumą ir poliravimo savybes.
3. Paruoškite indą 40–60 °C (104–140 °F) temperatūros vandens. Įpilkite pakankamai vandens, kad pasinertų visas protezas.
4. Ištirpinkite TOKUSO RESIN HARDENER II 1 kaušelio ir 200 ml vandens santykiu.
5. Medžiagai visiškai ištirpus, mirkykite protezą 3 minutes.
6. Protezą išimkite, nuskalaukite ir nupoliruokite.

(9) Modifikavimas ir poliravimas

Medžiagai sukietėjus, protezą modifikuokite ir poliruokite karbido frezomis, silikoniniais instrumentais, apdorojimo ratukais ir t. t.

(10) Pritaikymo tikrinimas

(11) Užbaigimas

Naudotojas ir (arba) pacientas apie bet koki rimtą incidentą, įvykusį su prietaisu, turi pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

SVARBI PASTABA. Gamintojas neatsako už žalą ar sužalojimus, sukeltus netinkamai naudojant šį gaminį. Užtikrinti, kad gaminys tinkamas naudoti pagal norimą paskirtį, yra odontologijos specialisto asmeninė atsakomybė.

Specifikacijos gali keistis be įspėjimo. Pasikeitus gaminio specifikacijoms, taip pat gali pasikeisti instrukcijos ir atsargumo priemonės.

A TOKUYAMA REBASE II használata előtt olvasson el minden információt, óvintézkedést, megjegyzést és anyagot.

■ Tartalom

Készlet:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g).....	1 db
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	1 db
	ADHESIVE (15 ml)	1 db
	Mérőedény (a TOKUYAMA REBASE II POWDER-hez)	1 db
	Pipetta (a TOKUYAMA REBASE II LIQUID-hez)	1 db
	Gumicsésze (a TOKUYAMA REBASE II POWDER és LIQUID összekeveréséhez)	1 db
	Spatula (a TOKUYAMA REBASE II elosztatásához a fogsoron)	1 db
	Műanyag csésze (az ADHESIVE-hez)	2 db
	Ecset (az ADHESIVE-hez)	2 db
	TOKUSO RESIN HARDENER II	1 db
	Kanál (a TOKUSO RESIN HARDENER II-höz)	1 db

Utántöltők: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※A FAST SET és/vagy a NORMAL SET korlátozott rendelkezésre állása bizonyos területeken. A rendelkezésre állást illetően lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel.

■ Tárolás

1. Az anyagot mindig 0–25 °C-on (32–77 °F-on) tárolja.
NE használja az anyagot a lejárat dátumon túl.
2. A használatot követően szorosan zárja vissza a kupakokat.
3. Ha a LIQUID-et egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, tárolja az eredeti kupakjával lezárva. NE tárolja a LIQUID-et pipettával együtt.
4. A véletlen lenyelés vagy kiöntés elkerülésére MINDIG tartsa olyan helyen, ahol a gyermekek és a páciensek nem férnek hozzá.

■ Hulladékkezelés

1. Az anyagok ártalmatlanításához keverje össze a POWDER-t és a LIQUID-et, és hagyja kikeményedni. Vigyázzon, mert a kikeményedés közben hő szabadul fel.
2. A megmaradt ADHESIVE-t gézzel vagy pamuttal fel kell itatni, és a szövetségi és/vagy helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ügyeljen arra, hogy ne lélegezze be az illékony anyagokat.

■ Klinikai óvintézkedések

1. A TOKUYAMA REBASE II-t csak az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. NE használja a TOKUYAMA REBASE II-t más alkalmazás céljára.
2. A TOKUYAMA REBASE II-t kizárólag engedéllyel rendelkező fogászati szakemberek használhatják.
3. Ne használja a terméket, ha a biztonsági záruk sérültek, vagy ha a csomagolás tartalmát illetéktelenül módosították.
4. Ne alkalmazzon ADHESIVE-t a páciens száján vagy ínyén. Az ADHESIVE alkalmazása a páciens száján kívül történjen.
5. A TOKUYAMA REBASE II LIQUID és ADHESIVE gyúlékonyak. Ne használja nyílt láng közelében. Csak jól szellőző helyiségekben használja.
6. A por mérésére szolgáló edényt, a gumicsészét, az ecseteket, a műanyag csészéket és a spatulát használat után mindig tisztítsa le alkohollal.
7. Mindig állapítsa meg, hogy a páciens nem allergiás vagy túlérzékeny-e az akril alapú monomerekre. NE használja a TOKUYAMA REBASE II-t olyan betegeknél, akiknek a kórtörténetében előfordul az akrillal szembeni érzékenység. A pácienseket meg kell kérni, hogy az érzékenység első jelére vegyék ki a protézist, és haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a fogorvosukkal.
 - A TOKUYAMA REBASE II használata előtt végezzen egy hétig szöveti előkészítést, ha nyálkahártya-gyulladás vagy a régi fogsorból származó szöveti irritáció jeleit tapasztalja.
 - Ha túlérzékenység, kipirosodás és fekélyek jelei mutatkoznak, hagyja abba az újonnan alábélelt fogsor viselését.
8. Javasolt, hogy mindig használjon vizsgálati kesztyűt (műanyag, vinil, latex) az akril alapú monomerek miatti esetleges allergiás reakciók elkerülésére.

Ha az ADHESIVE érintkezésbe kerül a vizsgálati kesztyűvel, azonnal dobja ki a kesztyűket, és mossa meg alaposan a kezét vízzel.

 - Az anyagnak a páciens szájából történő eltávolítását követően kérje meg a páciens, hogy

végezzen azonnal öblítést vízzel vagy szájvízzel.

9. KERÜLJE AZ ANYAG SZEMBE KERÜLÉSÉT. Szembe kerülés esetén alaposan mossa ki a szemét vízzel, és azonnal kérjen orvosi segítséget.
10. Kerülje a még nem kikeményedett vegyszerek érintkezését a bőrrel. A bőrre kerülés esetén tisztítsa meg az érintett felületet alkohollal, majd alaposan öblítse le vízzel.
11. Azonnal távolítson el a palatális területről minden felesleges alábélelő anyagot, hogy elkerülje az anyag lefolyását a páciens torkán. A TOKUYAMA REBASE II átteresztí a röntgensugárzást, és a röntgenfelvételeken nem látszik a belélegzett vagy lenyelt anyag.
12. NE keverje össze a TOKUYAMA REBASE II-t a jelen útmutatóban nem szereplő anyagokkal.
13. Hogy polírozás közben elkerülje a kikeményített por belégzését, mindig viseljen a szövetségi és/vagy helyi hatóságok által előírt arcvédő maszkot.

■ Klinikai alkalmazás

1. Ha a fogsor részleges fogsor, vagy alámenős rész, maradék gyökér stb. található rajta, vegye ki a szájból, a végső kikeményedés előtt dolgozza ki extraorálisan, majd tegye vissza a végső kikeményedéshez. Másképpen nehéz lenne kivenni a fogsort a szájból.
 - A FAST POWDER kizárólag FAST LIQUID-del használható, a NORMAL POWDER pedig kizárólag NORMAL LIQUID-del.
Ne keverje össze a FAST POWDER-t NORMAL LIQUID-del, vagy fordítva.
A FAST POWDER mérőedénye különbözik a NORMAL SET-ben található mérőedénytől.
Az egyes típusokhoz használja a megfelelő mérőedényt.
2. A szabvány kezelési idő a 23 °C-os/73 °F-os (extraorális) és a 37 °C-os/98 °F-os (intraorális) hőmérsékleteken alapul.
A kezelési időt csökkenti a magasabb testhőmérséklet vagy a megnövekedett szobahőmérséklet által okozott hőmérséklet-emelkedés.
3. A buborékképződés minimálisra csökkentése érdekében keverje bele a TOKUYAMA REBASE II POWDER-t a TOKUYAMA REBASE II LIQUID-be (fehér kupak és fehér címke).
4. Az ADHESIVE-t (kék kupak és kék címke) csak a fogsor felületére vigye fel. Ne keverje össze az ADHESIVE-t a TOKUYAMA REBASE II POWDER-rel.

■ Óvintézkedések a páciensek számára


A pácienseket meg kell kérni, hogy lefekvéskor vegyék ki a fogsorokat, és tisztítsák meg.

SZABVÁNY POR-FOLYADÉK KEVERÉSI ARÁNY

Egy osztásköznyi por

: Két osztásköznyi folyadék


Egy osztásköznyi
por



Két osztásköznyi
folyadék

Megjegyzés: A FAST és a NORMAL különböző mérőedényt tartalmaz a por méréséhez.
Ügyeljen arra, hogy az egyes porokhoz a megfelelő mérőedényeket használja.

SZABVÁNY KEZELÉSI IDŐ



*A kezelési idő a szobahőmérséklettől és a por-folyadék aránytól függően változó.

- Ha a kidolgozás extraorálisan történik, a fogsort mindig közvetlenül a végső kikeményedés kezdete előtt helyezze vissza.
- A fogsort mindig tartsa a páciens szájában, amíg a végső kikeményedés be nem fejeződik.
- A szabvány kikeményedési idő 23°C-os/73°F-os (extraorális) és 37°C-os/98°F-os (intraorális) hőmérsékletre van megadva.

(1) Az illeszkedés ellenőrzése

(2) A fogsor felületének előkészítése

Óvatosan távolítsa el a régi gyantát, és tegye szabaddá a fogsorok felületén az új gyantát, különösen a nyálkahártya felőli oldalon lévő felületet, a marginális, bukkális és labiális területet, amelyeket újra alá kell bélelni TOKUYAMA REBASE II-vel.

Megjegyzés:

- 1) Azokat a területeket, amelyekkel a TOKUYAMA REBASE II nem érintkezhet, például a műfogakat, a fogsor-alaplemezt és az interdentális területet, először valamilyen elválasztó anyaggal kell bevonni.
- 2) A fogsor újraalábélelési területének növekedésével a gyanta pasztája nagyobb áramlási ellenállást mutat. Ebben az esetben távolítsa el a régi gyanta nagyobb mennyiségét, vagy készítsen egy nyílást, amelyen keresztül a gyanta ki tud folyni.

(3) Az ADHESIVE felvitele

Vigye fel az ADHESIVE-t az ecsettel egy rétegben a teljes alábélelendő területre. Hagyja az ADHESIVE-t 20 másodpercig szobahőmérsékleten állni. Ha továbbra is láthatók az ADHESIVE folyadék maradványai a fogsor alveolusszéli területein, szárítsa légbefúvóval, amíg teljesen száraz nem lesz a felület.

Megjegyzés:

- 1) Vigyen fel ADHESIVE-t az újból alábélelendő fogsor bukkális és labiális oldalára.
- 2) Vigyen fel ADHESIVE-t kétszer a marginális területre, hogy az újbóli alábélelésre szolgáló anyag ne jöjjön le a fogsorról.
- 3) Az ADHESIVE a felvitel után tíz percig marad hatékony.
- 4) Mivel az ADHESIVE rendkívül illékony, ügyeljen arra, hogy a kupakot szorosan csavarja vissza, közvetlenül a használatot követően.

(4) Kimérés és keverés

Adjon hozzá a pipettában lévő minden két osztásköznyit TOKUYAMA REBASE II LIQUID-hez a mérőedény mintegy egy osztásközének megfelelő mennyiségű TOKUYAMA REBASE II POWDER-t.

Megjegyzés:

- 1) A FAST és a NORMAL különböző mérőedényt tartalmaz a por méréséhez. Ügyeljen arra, hogy az egyes porokhoz a megfelelő mérőedényeket használja.
- 2) A folyadék adagolására szolgáló pipetta mind a FAST-hoz, mind a NORMAL-hoz használható. A kimérés után tegye a port a folyadékba (a mellékelt gumicsészével), és keverje óvatosan 5–10 másodpercig a spatulával, hogy a lehető legkevesebb buborék képződjön.

Megjegyzés:

- 1) A buborékképződés lehetőségének minimalizálására először a folyadékot tegye az edénybe, és utána a port.
- 2) A túlságosan élénk, vagy túl sokáig tartó keverés elősegíti a buborékok képződését, és egyenetlen sűrűséghez vezet. Ez durva felület létrejöttét idézi elő, és tökéletlen kikeményedést okoz.
- 3) Ha szükséges, vagy erre van igény, a gyanta viszkozitása növelhető a hozzáadott por mennyiségének növelésével.

(5) A gyanta felvitele

A spatula segítségével vigye fel a gyantát a fogsornak arra a felületére, amelyik érintkezni fog a szájnyálkahártyával.

Megjegyzés:

- 1) A gyantát az összekeverést követő 20–60 másodpercen belül (normál hőmérséklet esetén) kell

alkalmazni a FAST esetében (a NORMAL esetében pedig 30–90 másodpercen belül).

- 2) Vigye fel a gyanta pasztáját minden alábélelendő felületre, különösen a fogsor marginális, bukális és labiális területeire.
- 3) Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön túl sok gyanta a felületre. Ha túl sok gyantát visz fel a felületre, az ahhoz vezet, hogy a fogsor beillesztésekor a gyanta lefolyik a páciens torkán.
- 4) A viszkozitás és a kikeményedés hőmérsékletfüggőek. Minél magasabb a helyiség hőmérséklete, annál gyorsabban kikeményedik az anyag. Minél alacsonyabb a helyiség hőmérséklete, annál lassabb lesz a kikeményedés.

Ha túl sok idő elmegy a por és a folyadék összekeverésére, a rendelkezésre álló munkaidő lecsökken.

(6) A fogsor beillesztése

Illessze be a fogsort megfelelően a páciens szájába, és érje el, hogy harapjon rá megfelelően, a centrált helyzet elérésével.

Megjegyzés:

- 1) A fogsort az összekeverés megkezdését követően 60–90 másodpercen belül kell behelyezni a FAST esetében (a NORMAL esetében pedig 90–120 másodpercen belül).
- 2) Igen körültekintően járjon el, hogy elkerülje a fogsor nem megfelelő illeszkedését.
- 3) Ellenőrizze, hogy nem túl sok-e a gyanta, és nem folyik-e le a páciens torkán.
- 4) Amennyiben a felesleges gyanta lefolyik a páciens torkán, távolítsa el az ujjá hegyével vagy egy megfelelő eszközzel.

(7) Az izmok kezelése és kidolgozás

A fenti lépéseket követően, amikor a gyanta kezd kikeményedni, végezze el a szükséges izomkezelést a szájban. Amikor a gyanta keménysége elért egy képlékeny fázist, vegye ki a fogsort a páciens szájából, és távolítsa el róla a felesleges anyagot.

Megjegyzés:

- 1) Időzítés

Ügyeljen arra, hogy az izomkezelést és a kidolgozást a FAST esetében a keverés kezdetétől számított 3 percen belül elvégezze (a NORMAL esetében 5 1/2 percen belül).

- 2) Teljes fogsor esetén

Ha nincsenek alámenős részek, nincs szükség a fogsor szájából való eltávolítására. Távolítsa el a felesleges gyantát intraorálisan, és a fogsort tartsa a páciens szájában, amíg a kikeményedés be nem fejeződik.

- 3) Alámenős rész és részleges fogsor esetén

Abban az esetben, ha a páciensnél alámenős rész, részleges fogsor, maradék gyökér vagy más

problémák fordulnak elő, vegye ki a fogsort a szájából, és a végső kikeményedés előtt vágja le extraorálisan a felesleges és az alámenős részeket. Másképpen nehéz lenne kivenni a fogsort a szájából.

(8) A fogsor visszahelyezése és a szájban történő kezelése (végső kikeményedés)

Tegye vissza a fogsort, és tartsa a páciens szájában, amíg a végső kikeményedés be nem fejeződik.

Megjegyzés:

- 1) A fogsort tartsa rögzítve a páciens szájában az összekeverés megkezdésétől számított 3–5 1/2 percig a FAST esetében. A NORMAL esetében 5 1/2–8 percig tartsa rögzítve a fogsort a páciens szájában. Ezalatt az idő alatt a gyanta kikeményedik. Eközben ne vegye ki a fogsort a szájából, mert az oxigén gátolja a gyanta teljes kikeményedését.
- 2) A fogsor túl korai kivételéből eredő tökéletlen kikeményedés nemkívánatos problémákat okoz, például nem kielégítő felületi keménységet vagy rossz illeszkedést.

A TOKUSO RESIN HARDENER II használata

1. A kikeményedett fogsor újbóli alábélelése keménységének fokozására a TOKUSO RESIN HARDENER II használható.
2. A TOKUSO RESIN HARDENER II javítja a fogsor-alaplemez felületi keménységét és végső polírozásának minőségét.
3. Őntsön 40–60 °C-os (104–140 °F-os) vizet egy tartályba.
Gondoskodjon róla, hogy elég víz legyen a tartályban ahhoz, hogy teljesen belemerüljön a fogsor.
4. Oldjon fel 1 adagolókanányi TOKUSO RESIN HARDENER II-t 200 ml vízben.
5. Amikor az anyag teljesen feloldódott, merítse bele a fogsort 3 percre.
6. Vegye ki a fogsort, öblítse le és polírozza.

(9) Módosítás és polírozás

A végső kikeményedés után a fogsor módosításához és polírozásához használjon karbid fűrőt, szilikon hegyet, finírozókorongot stb.

(10) Az illeszkedés ellenőrzése

(11) Befejezés

A felhasználónak, illetve a pacienseknek jelentenie kell minden olyan súlyos eseményt a gyártónak, valamint a felhasználó, illetve a páciens címe szerinti tagállami illetékes hatóságnak, mely az eszköz alkalmazásával összefüggésben jelentkezett.

FONTOS MEGJEGYZÉS: A gyártó nem felel a termék helytelen használatából fakadó károkért

vagy sérülésekért. A fogorvos személyes felelőssége, hogy a használat előtt meggyőződjön arról, hogy a termék megfelel az adott alkalmazásra.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A termékspecifikáció megváltozásakor az utasítások és az óvintézkedések is módosulhatnak.

NEDERLANDS

Lees eerst alle informatie, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen over het materiaal, voor u TOKUYAMA REBASE II gebruikt.

Inhoud

Set: TOKUYAMA REBASE II-POWDER (80 g).....	×1
TOKUYAMA REBASE II-LIQUID (50 ml)	×1
ADHESIVE (15 ml)	×1
Maatdopje (voor TOKUYAMA REBASE II-POWDER)	×1
Druppelaar (voor TOKUYAMA REBASE II-LIQUID)	×1
Rubberen bekertje (voor het mengen van TOKUYAMA REBASE II-POWDER en -LIQUID) ..	×1
Spatel (om TOKUYAMA REBASE II op de prothese aan te brengen)	×1
Plastic bekertje (voor ADHESIVE)	×2
Borstel (voor ADHESIVE).....	×2
TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
Lepel (voor TOKUSO RESIN HARDENER II).....	×1

Navullingen: TOKUYAMA REBASE II-POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II-LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※In sommige regio's zijn FAST SET en/of NORMAL SET maar beperkt verkrijgbaar. Informeer bij uw plaatselijke leverancier naar de beschikbaarheid.

Bewaren

1. Bewaar het materiaal altijd bij temperaturen tussen de 0-25 °C (32-77 °F).
Materiaal NIET MEER GEBRUIKEN na de vervaldatum.
2. Breng na afronding de doppen weer goed aan.
3. Als de LIQUID meer dan een maand niet wordt gebruikt, sla de LIQUID dan op met de

originele dop. Bewaar de LIQUID NIET samen met de druppelaar.

4. Voorkom per ongeluk inslikken of morsen, door de materialen ALTIJD buiten bereik van kinderen en patiënten te houden.

■ Verwijderen

1. Meng POWDER en LIQUID en laat het materiaal uitharden voor u het afvoert als afval. Let er op dat het materiaal bij de uitharding warmte produceert.
2. Neem resterend ADHESIVE op met gaas of katoen en voer het af conform de landelijke en/of plaatselijke wet- en regelgeving. Voorkom inademing van de vluchtige stof.

■ Klinische voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik TOKUYAMA REBASE II alleen volgens deze gebruiksaanwijzing. GEBRUIK TOKUYAMA REBASE II NIET voor andere toepassingen.
2. TOKUYAMA REBASE II is alleen bedoeld om door gediplomeerde tandheelkundige professionals te worden gebruikt.
3. Gebruik dit product niet als de veiligheidszegels verbroken zijn of als er met de inhoud gerommeld is.
4. Breng ADHESIVE niet aan in de mond of op de slijmvliezen van de patiënt. Breng ADHESIVE alleen aan buiten de mond van de patiënt.
5. TOKUYAMA REBASE II-LIQUID en ADHESIVE zijn brandbaar. Niet gebruiken in de buurt van open vuur. Gebruik de materialen op een goed geventileerde plaats.
6. Maak het poedermaatdopje, het rubberen bekertje, de borstels, de plastic bekertjes en de spatel na gebruik altijd schoon met alcohol.
7. Onderzoek of uw patiënt allergisch of overgevoelig is voor monomeren op acrylbasis. Gebruik TOKUYAMA REBASE II NIET bij patiënten die in het verleden gevoelig zijn gebleken voor acryl. Informeer patiënten dat zij bij tekenen van overgevoeligheid meteen hun prothese uit hun mond moeten nemen en contact moeten opnemen met hun tandarts.
 - Als er sprake is van slijmvliesontstekingen of weefselirritatie als gevolg van de vorige prothese, behandel het weefsel dan gedurende een week, voor u TOKUYAMA REBASE II toepast.
 - De prothese met de nieuwe onderlaag moet niet meer worden gedragen als er tekenen zijn van overgevoeligheid, roodheid en zweren.
8. Gebruik altijd onderzoekshandschoenen (plastic, vinyl, latex) om allergische reacties door monomeren op acrylbasis te voorkomen.

Als het ADHESIVE in contact komt met onderzoekshandschoenen, gooi deze dan direct weg

en was uw handen daarna grondig met water.

- Laat de patiënt na verwijdering van het materiaal uit de mond van de patiënt direct spoelen met water of mondspoelmiddel.
9. VERMIJD CONTACT MET DE OGEN. Spoel bij contact met de ogen direct grondig met water en roep direct de hulp in van een arts.
 10. Vermijd contact van niet-uitgeharde materialen met de ogen. Reinig bij contact met de huid het aangetaste gedeelte direct met alcohol en spoel het daarna grondig af met water.
 11. Verwijder overtollig materiaal direct van het palatale gebied om te voorkomen dat het in de keel van de patiënt terecht komt. TOKUYAMA REBASE II is niet radiopaak en geaspireerd of ingeslikt materiaal kan dus niet met behulp van röntgenstraling worden gelokaliseerd.
 12. Meng TOKUYAMA REBASE II niet met de in deze instructies genoemde materialen.
 13. Voorkom inademing van stof van het uitgeharde materiaal door altijd een masker te dragen, als aanbevolen wordt op grond van landelijke en/of plaatselijke wet- en regelgeving.

■ Klinische toepassing

1. Als de te plaatsen prothese een gedeeltelijke prothese is, of als er sprake is van een ondersnijding of restwortel, neem de prothese dan uit de mond en snijd hem extra-oraal bij voor hij definitief uithardt. Plaats de prothese vervolgens weer terug om hem definitief te laten uitharden. Anders wordt het lastiger om de prothese uit de mond te krijgen.
 - FAST-POWDER mag alleen worden gecombineerd met FAST-LIQUID en NORMAL-POWDER alleen met NORMAL-LIQUID.
 - Meng FAST-POWDER niet met NORMAL-LIQUID, of vice versa.
 - Het maatdopje voor FAST-POWDER wijkt af van dat van NORMAL SET.
 - Gebruik voor ieder type materiaal het passende maatdopje.
2. De standaardbehandeling is gebaseerd op temperaturen van 23 °C / 73 °F (extra-oraal) en 37 °C / 98 °F (intra-oraal).


De behandelduur neemt af als de lichaamstemperatuur of de kamertemperatuur hoger liggen.
3. Om de vorming van luchtballen zoveel mogelijk te beperken, moet het TOKUYAMA REBASE II-POWDER in de TOKUYAMA REBASE II-LIQUID worden gedaan om te mengen (witte dop en wit etiket).
4. Breng het ADHESIVE (blauwe dop en blauw etiket) alleen aan op het oppervlak van de prothese. Meng het ADHESIVE niet met TOKUYAMA REBASE II-POWDER.

■ Voorzorgsmaatregelen voor de patiënt


Instrueer patiënten om hun prothese voor het naar bed gaan te verwijderen om hem te reinigen.

■ Gebruiksaanwijzing

STANDAARD MENGVERHOUDING POWDER-LIQUID



STANDAARD BEHANDELDUUR



*De behandelduur varieert al naar gelang de kamertemperatuur en de verhouding poeder-vloeistof.

- Als het bijwerken extra-oraal gebeurt, zorg dan dat de prothese altijd weer in de mond wordt geplaatst voor hij definitief uithardt.
- Laat de prothese in de mond van de patiënt tot hij helemaal is uitgehard.
- De standaard uithardingsduur is gebaseerd op temperaturen van 23°C / 73°F (extra-oraal) en 37°C / 98°F (intra-oraal).

(1) Controleren van de adaptatie

(2) Verwijderen van materiaal van het protheseoppervlak

Verwijder zorgvuldig het oude materiaal van het oppervlak van de prothese, om plaats te maken voor het nieuwe materiaal, vooral op het oppervlak aan de kant van de mucosa en op de marginale, buccale en labiale oppervlakken, waar een nieuwe onderlaag van TOKUYAMA REBASE II moet worden aangebracht.

Opmerking:

- 1) Zorg dat gebieden waar TOKUYAMA REBASE II niet op mag hechten, zoals kunstmatige gebitselementen, de prothesebasis of het interdentale gebied, eerst worden bewerkt met een laag scheidingsmiddel.
- 2) Naarmate het oppervlak van de onderlaag van de prothese groter wordt, krijgt de kunststofpasta een hogere vloeisweerstand. In dat geval moet u meer van het materiaal verwijderen, of een gat maken om de kunststof te laten wegstromen.

(3) Aanbrengen van het ADHESIVE

Breng het ADHESIVE met een borstel in één laag aan op alle gebieden die van een nieuwe onderlaag moeten worden voorzien. Laat het ADHESIVE 20 seconden inwerken op kamertemperatuur. Als er nog steeds vloeistof van het ADHESIVE te zien is op de alveolaire kam van de prothese, blaas het materiaal dan helemaal droog met lucht.

Opmerking:

- 1) Breng het ADHESIVE aan de buccale en labiale kant aan van de prothese die van een nieuwe onderlaag voorzien moet worden.
- 2) Breng op het marginale gedeelte twee keer ADHESIVE aan, zodat het onderlaagmateriaal niet loslaat van de prothese.
- 3) Het ADHESIVE werkt na het aanbrengen tien minuten.
- 4) Schroef direct na gebruik de dop heel goed op de verpakking, aangezien het ADHESIVE heel vluchtig is.

(4) Afmeten en mengen

Gebruik ongeveer één maateenheid van het TOKUYAMA REBASE II-POWDER in de maatdop op steeds twee maateenheden van de TOKUYAMA REBASE II-LIQUID in de druppelaar.

Opmerking:

- 1) FAST en NORMAL hebben een afwijkend poedermaatdopje. Gebruik voor ieder soort poeder het bijpassende dopje.
- 2) De druppelaar voor de vloeistof kan zowel voor FAST als NORMAL worden gebruikt. Doe na het afmeten het poeder in de vloeistof (gebruik daarvoor het meegeleverde rubberen

bekertje) en meng voorzichtig met de spatel, gedurende ongeveer 5 à 10 seconden. Meng voorzichtig, om luchtbelletjes tot een minimum te beperken.

Opmerking:

- 1) Doe de vloeistof eerst in het bekertje en daarna pas het poeder, om de vorming van luchtbelletjes zoveel mogelijk te beperken.
- 2) Te krachtig of te lang mengen kan tot de vorming van luchtbelletjes leiden, waardoor het materiaal een ongelijkmatige consistentie krijgt. Hierdoor wordt het oppervlak ruw en hardt het materiaal onvolledig uit.
- 3) Als dat nodig of gewenst is, kan de viscositeit van de kunststof worden verhoogd, door meer poeder te gebruiken.

(5) Aanbrengen van de kunststof

Breng de kunststof met de spatel aan op het oppervlak van de prothese dat in aanraking komt met het mondslijmvlies.

Opmerking:

- 1) Breng de kunststof bij het mengen van FAST binnen 20 à 60 seconden aan (bij een normale temperatuur). Voor NORMAL is dat binnen 30 à 90 seconden.
- 2) Breng de kunststofpasta aan op alle oppervlakken die van een nieuwe onderlaag voorzien moeten worden. Vooral op de marginale, buccale en labiale gedeelten van de prothese.
- 3) Zorg dat u niet teveel kunststof aanbrengt op het oppervlak. Als u teveel kunststof op het oppervlak aanbrengt, dan stroomt de kunststof bij het plaatsen van de prothese in de keel van de patiënt.
- 4) De viscositeit en uitharding zijn temperatuurafhankelijk. Hoe hoger de kamertemperatuur, hoe sneller het materiaal uithardt. Hoe lager de kamertemperatuur, hoe trager het materiaal uithardt. Als het vermengen van poeder en vloeistof te lang duurt, blijft er minder tijd over voor de verwerking.

(6) Plaatsen van de prothese

Plaats de prothese goed in de mond van de patiënt en laat hem of haar op de juiste manier dichtbijten in de centrische positie.

Opmerking:

- 1) Plaats de prothese bij FAST binnen 60 à 90 seconden na het begin van het mengen. Voor NORMAL is dat binnen 90 à 120 seconden.
- 2) Wees voorzichtig voor verkeerde occlusie bij plaatsing.
- 3) Zorg dat er geen overtollig materiaal in de keel van de patiënt terecht komt.
- 4) Als er onverhoopt toch overtollig materiaal in de keel van de patiënt loopt, verwijder het dan

met uw vingertop of met een geschikt instrument.

(7) Spierbehandeling en bijwerken

Begin na de bovengenoemde stappen en als de kunststof begint uit te harden met de noodzakelijke behandeling van de mondspieren. Als de kunststof een hardere consistentie krijgt dan een pasta, neem de prothese dan uit de mond en werk hem indien nodig bij.

Opmerking:

1) Tijdsplanning

Zorg dat de spierbehandeling en het bijwerken bij FAST binnen 3 minuten na het begin van het mengen is afgerond. Bij NORMAL zijn dat 5 1/2 minuut.

2) In het geval van een volledige prothese

De prothese hoeft niet uit de mond te worden genomen, tenzij er sprake is van ondersnijdingen. Verwijder overtollige hoeveelheden kunststof intra-oraal en laat de prothese in de mond van de patiënt tot hij helemaal is uitgehard.

3) In het geval van ondersnijdingen of een gedeeltelijke prothese

Als er bij de patiënt sprake is van een ondersnijding of restwortel of andere problemen, neem de prothese dan uit de mond en snijd hem extra-oraal bij voor hij definitief uithardt. Anders wordt het lastiger om de prothese uit de mond te krijgen.

(8) Opnieuw plaatsen en in de mond houden van de prothese (definitieve uitharding)

Plaats de prothese opnieuw in de mond van de patiënt en laat hem daar tot hij helemaal is uitgehard.

Opmerking:

- 1) Zorg dat de prothese gedurende 3 à 5 1/2 minuten na het begin van het mengen van FAST in de mond van de patiënt blijft. Voor NORMAL is dit 5 1/2 à 8 minuten na het begin van het mengen. Gedurende die tijd hardt de kunststof uit. Verwijder de prothese gedurende die tijd niet uit de mond, aangezien de aanwezigheid van zuurstof volledige uitharding van de kunststof tegen gaat.
- 2) Onvolledige uitharding door te vroege verwijdering van de prothese leidt tot ongewenste problemen, zoals een onvoldoende hard oppervlak of slechte adaptatie.

TOKUSO RESIN HARDENER II gebruiken

1. Voor extra hardheid van de uitgeharde prothese-onderlaag kan TOKUSO RESIN HARDENER II worden gebruikt.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II verbetert de hardheid van het oppervlak en de definitieve polijstafwerking van de prothesebasis.
3. Maak in een reservoir water van 40 à 60 °C (104-140 °F) klaar.

Zorg dat er voldoende water is om de prothese helemaal te kunnen onderdompelen.

4. Los 1 scheepje TOKUSO RESIN HARDENER II op in 200 ml water.
5. Laat het materiaal helemaal oplossen en dompel dan de prothese gedurende 3 minuten onder in de vloeistof.
6. Verwijder de prothese, spoel hem af en polijst hem.

(9) Aanpassen en polijsten

Gebruik na het definitief uitharden een carbideboor, siliconeninstrumenten en fineerschijfjes om de prothese aan te passen en te polijsten.

(10) Controleren van de adaptatie

(11) Afronding

Wij verzoeken de gebruiker en/of de patiënt om mogelijke ernstige incidenten die zich in verband met het medische hulpmiddel hebben voorgedaan te melden bij de fabrikant en bij de daartoe aangewezen instantie van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt woonachtig is.

BELANGRIJKE OPMERKING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van verkeerd gebruik van dit product. De gediplomeerd tandheekkundige is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van het product voor de juiste doeleinden.

De specificaties kunnen onaangekondigd worden gewijzigd. Als de productspecificaties wijzigen, kan dit ook invloed hebben op de instructies en voorzorgsmaatregelen.

Les alle opplysninger, merknader og materialer før bruk av TOKUYAMA REBASE II.

■ Innhold

Sett:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	×1
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	×1
	ADHESIVE (15 ml)	×1
	Målebeger (for TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
	Pipette (for TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
	Gummikopp (for blanding av TOKUYAMA REBASE II POWDER og LIQUID)	×1
	Spatel (for fordeling av TOKUYAMA REBASE II på protesen)	×1
	Plastbeger (for ADHESIVE)	×2
	Børste (for ADHESIVE)	×2
	TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
	Skje (for TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Refillere:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
	ADHESIVE (15 ml)
	TOKUSO RESINBASERT HERDER II

※FAST SET og/eller NORMAL SET er bare begrenset tilgjengelig i visse regioner. Kontakt din lokale forhandler for informasjon om tilgjengelighet.

■ Oppbevaring

1. Oppbevar alltid materialet ved 0 - 25 °C (32 - 77 °F).
IKKE bruk materialet etter utløpsdatoen.
2. Sett lokkene tett på når du er ferdig.
3. Hvis LIQUID ikke skal brukes på mer enn en måned, må du oppbevare LIQUID med originallokket påsatt. IKKE oppbevar LIQUID i pipetten.
4. Oppbevares ALLTID utenfor barns og pasienters rekkevidde for å unngå utilsiktet svelging eller søl.

■ Avfallshåndtering

1. For å avfallshåndtere materialene må POWDER og LIQUID blandes og få anledning til å

herdes. Vær oppmerksom på varmen som genereres av herdematerialet.

2. Gjenværende ADHESIVE skal absorberes med inert absorberende materiale som gas eller bomull og avfallshåndteres i samsvar med nasjonale og/eller lokale forskrifter. Unngå å puste inn den flyktige substansen.

■ Kliniske forsiktighetsregler

1. Bruk bare TOKUYAMA REBASE II i samsvar med denne bruksanvisningen. IKKE bruk TOKUYAMA REBASE II til andre formål.
2. TOKUYAMA REBASE II er kun beregnet på å brukes av lisensiert tannhelsepersonell.
3. Ikke bruk dette produktet hvis sikkerhetsforseglingene er brutt, eller hvis innholdet synes å være klusset med.
4. Ikke appliser ADHESIVE på pasientens munn eller tannkjøtt. Appliseringen av ADHESIVE må utføres utenfor pasientens munn.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID og ADHESIVE er brannfarlige. Skal ikke brukes i nærheten av åpen ild. Brukes i godt ventilert område.
6. Rengjør alltid målebeget for pulver, gummikoppen, børstene, plastkoppene og spatelen med alkohol etter hver bruk.
7. Fastslå alltid om pasienten er allergisk mot eller overfølsom overfor akrylbaserte monomerer. IKKE bruk TOKUYAMA REBASE II hos pasienter med en historie med overfølsomhet overfor akryl. Pasientene skal gis beskjed om å ta ut protesen og straks kontakte tannlegen ved første tegn til sensitivitet.
 - Før du bruker TOKUYAMA REBASE II, må du forbehandle vevet i en uke hvis det er tegn til inflammasjon av slimhinner eller vevsirritasjon fra den gamle tannprotesen.
 - Slutt å bruke den nyforexe tannprotesen hvis det er tegn til overfølsomhet, rødhet og sårdannelse.
8. Det anbefales å alltid bruke undersøkelseshansker (plast, vinyl eller lateks) for å unngå muligheten for allergiske reaksjoner fra akrylbaserte monomerer. Hvis ADHESIVE kommer i kontakt med undersøkelseshanskene, må du umiddelbart kaste undersøkelseshanskene og vaske hendene grundig med vann.
 - Når du har fjernet materialet fra pasientens munn, må du umiddelbart få pasienten til å skylle munnen med vann eller munnskyllemiddel.
9. UNNGÅ KONTAKT MED ØYNENE. Ved kontakt med øynene, må du skylle øynene grundig med vann og umiddelbart søke legehjelp.
10. Unngå at uherdede kjemikalier kommer i kontakt med huden. Ved kontakt med huden må du

- rengjøre det berørte området ved å gni det inn med alkohol. Skyll deretter grundig med vann.
11. Fjern umiddelbart overflødig foringsmateriale fra det palatale området for å unngå at materiale renner ned i pasientens hals. TOKUYAMA REBASE II er ikke røntgentett, og innåndet eller svelget materiale vil ikke oppdages med røntgen.
 12. Ikke bland TOKUYAMA REBASE II med andre materialer enn de som er angitt i denne bruk-sanvisningen.
 13. Bruk alltid maske som anbefalt i nasjonale og/eller lokale forskrifter når du polerer, slik at du unngår å puste inn herdet støv.

■ Klinisk applisering


1. Hvis tannprotesen er en partiell protese eller har undersnitt, rester av rot, etc., må du ta protesen ut av munnen, tilpasse den ekstraoralt før den endelige herdingen, og sette den inn igjen til endelig herding. Ellers vil det være vanskelig å ta tannprotesen ut av munnen.
 - FAST POWDER skal bare brukes sammen med FAST LIQUID, og NORMAL POWDER skal bare brukes sammen med NORMAL LIQUID.Ikke bland FAST POWDER med NORMAL LIQUID, eller vice versa.
Målebegeret for FAST POWDER skiller seg fra det for NORMAL SET.
Bruk korrekt målebeger for hver type.
2. Standard behandlingstid er basert på temperaturer på 23 °C/73 °F (ekstraoralt) og 37 °C/98 °F (intraoralt).
Behandlingstiden forkortes når temperaturen øker på grunn av høyere kroppstemperatur eller romtemperatur.
3. For å redusere bobledannelsen til et minimum, må du blande TOKUYAMA REBASE II POWDER i TOKUYAMA REBASE II LIQUID (hvitt lokk og hvit etikett).
4. Appliser bare ADHESIVE (blått lokk og blå etikett) på protesens overflate. Ikke bland ADHESIVE med TOKUYAMA REBASE II POWDER.

■ Forsiktighetsregler for pasienter


Pasientene må gis beskjed om å ta ut tannprotesene for rengjøring når de legger seg.

Bruksanvisning

STANDARD BLANDEFORHOLD POWDER/LIQUID



STANDARD BEHANDLINGSTID



*Behandlingstiden varierer, avhengig av romtemperatur og blandeforhold pulver/væske.

- Hvis tilpasningen finner stedekstraoralt, må du alltid sette tannprotesen inn i munnen igjen rett før den endelige herdingen starter.
- Hold alltid tannprotesen i pasientens munn, helt til endelig herding er fullført.
- Standard herdetid er gitt ved 23 °C/73 °F (ekstraoralt) og 37 °C/98 °F (intraoralt).

(1) Kontroll av tilpasningen

(2) Fjerning av protesens overflate

Du må fjerne gammelt resin forsiktig og eksponere proteseoverflatens nye resin, særlig overflaten på mukosal side, marginale, bukkale og labiale områder hvor det er nødvendig å utføre ny foring med TOKUYAMA REBASE II.

Merk:

- 1) I områder hvor TOKUYAMA REBASE II ikke skal ha kontakt, f.eks. kunstige tenner, protesebase eller det interdental området, skal det først legges et belegg med skillemiddel.
- 2) Ettersom overflaten med den nye foringen på protesen blir større, er det større motstand i strømmen av resinpasta. I et slikt tilfelle må du fjerne en stor mengde gammelt resin, eller laget et hull for å la resinet renne ut.

(3) Applisering av ADHESIVE

Appliser ADHESIVE i ett enkelt lag med børsten. Fordel over hele overflaten som skal få ny foring. La ADHESIVE være i 20 sekunder ved romtemperatur. Hvis flytende ADHESIVE fortsatt observeres på protesens alveolarkamområde, må du blåse med luft for å tørke det fullstendig.

Merk:

- 1) Appliser ADHESIVE på bukkal og labial side av protesen som skal få ny foring.
- 2) Appliser ADHESIVE to ganger på det marginale området slik at materialet i den nye foringen ikke går av protesen.
- 3) ADHESIVE vil forbli effektivt i ti minutter etter applisering.
- 4) Fordi ADHESIVE er ekstremt flyktig, må du passe på å skru lokket tett på umiddelbart etter bruk.

(4) Måling og blanding

Bruk ca. en del av TOKUYAMA REBASE II POWDER i målebegeret til to deler TOKUYAMA REBASE II LIQUID i pipetten.

Merk:

- 1) FAST og NORMAL leveres med ulike målebegre for pulver. Pass på å bruke hvert pulver med tilhørende målebege.
- 2) Pipetten for væske kan brukes både for FAST og NORMAL.
Etter målingen må du ha pulveret i væsken (bruk den inkluderte gummikoppen) og bland forsiktig med spatelen i 5-10 sekunder. Bland forsiktig for å redusere bobledannelsen til et minimum.

Merk:

- 1) Ha først væsken og deretter pulveret i koppen for å redusere bobledannelsen til et minimum.
- 2) Hvis du blander for heftig eller for lenge, dannes det lettere bobler, og det gir ujevn konsistens.

Det vil igjen gi en ru overflate og føre til ufullstendig herding.

- 3) Hvis det er nødvendig eller ønskelig, kan resinets viskositet økes ved å øke brukt pulvermengde.

(5) Applisering av resin

Appliser resin med spatelen på den overflaten på protesen som kommer i kontakt med slimhinnevev i munnen.

Merk:

- 1) Appliser resin innen 20 til 60 sekunder (ved normale temperaturer) etter blandingen for FAST (innen 30 til 90 sekunder for NORMAL).
- 2) Appliser resinpasta på alle overflater som skal ha ny føring, særlig i protesens marginale, bukkale og labiale områder.
- 3) Vær forsiktig så du ikke appliserer for mye resin på overflaten. Hvis det appliseres for mye resin på overflaten, fører det til at resinnet renner ned i pasientens hals når protesen settes inn.
- 4) Viskositet og herding er temperaturavhengig. Jo varmere romtemperaturen er, desto raskere skjer herdingen. Jo kaldere romtemperaturen er, desto saktere skjer herdingen.

Hvis det brukes for lang tid på blandingen av pulver og væske, forkortes tilgjengelig arbeidstid.

(6) Innsetting av protesen

Sett protesen korrekt inn i pasientens munn og la pasienten bite tennene korrekt sammen i sentrert posisjon.

Merk:

- 1) Sett inn protesen inne 60 til 90 sekunder etter at blandingen har startet for FAST (innen 90 til 120 sekunder for NORMAL).
- 2) Vær ekstremt forsiktig for å unngå feil plassering okklusalt.
- 3) Pass på at overflødig resin ikke renner ned i pasientens hals.
- 4) Hvis overflødig resin renner ned i pasientens hals, må du fjerne det med en fingerspiss eller med et egnet instrument.

(7) Muskelbehandling og tilpasning

Når punktene ovenfor er utført, og når resinnet begynner å bli hard, må du utføre nødvendig behandling av musklene i munnen. Når resinnet blir hardere enn pasta, må du ta protesen ut av pasientens munn og tilpasse den om nødvendig.

Merk:

1) Timing

Sørg for å fullføre all muskelbehandling og tilpasning innen 3 minutter etter at blandingen startet for FAST (innen 5 1/2 minutt for NORMAL).

2) Ved helprotese

Det er ikke nødvendig å ta protesen ut av munnen, med mindre det finnes undersnitt. Fjern resinoverskuddet intraoralt og hold tannprotesen i pasientens munn til herding er fullført.

3) Ved undersnitt og partiell protese

I tilfeller hvor pasienten har undersnitt, partiell protese, rester av rot eller andre problemer, må du ta protesen ut av munnen og tilpasse den ekstraoralt før den endelige herdingen. Ellers vil det være vanskelig å ta tannprotesen ut av munnen.

(8) Ny innsetting og vedlikehold av protesen i munnen (endelig herding)

Sett tannprotesen inn igjen og hold den i pasientens munn, helt til endelig herding er fullført.

Merk:

- 1) Hold protesen fiksert i pasientens munn i 3 til 5 1/2 minutt etterat blandingen startet for FAST. Hold protesen fiksert i pasientens munn i 5 1/2 til 8 minutter for NORMAL. Resinet herdes på denne tiden. Ikke ta protesen ut av munnen i dette tidsrommet, ettersom nærvær av oksygen hindrer at resinet herdes fullstendig.
- 2) Ufullstendig herding på grunn av at protesen ble tatt ut for tidlig, vil medføre uønskede problemer som utilstrekkelig hard overflate eller dårlig tilpasning.

Bruk av TOKUSO RESIN HARDENER II

1. TOKUSO RESIN HARDENER II kan brukes for å gjøre den herdede proteseføringen hardere.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II bedrer overflatens hardhet og den endelige poleringen av protesebasen.
3. Preparer vann på 40-60 °C (104-140 °F) i en beholder. Sørg for å ha tilstrekkelig vann til å senke protesen helt ned.
4. Oppløs 1 kule TOKUSO RESIN HARDENER II per 200 ml vann.
5. Senk protesen ned i 3 minutter når materialet er fullstendig oppløst.
6. Ta protesen ut, skyll og poler den.

(9) Modifisering og polering

Etter endelig herding må du bruke karbidbor, silikonspiss, pussehjul, etc. for å modifisere og polere protesen.

(10) Kontroll av tilpasningen

(11) Fullføring

Brukeren og/eller pasienten skal rapportere til produsenten, og til kompetent myndighet i medlemslandet hvor bruker og/eller pasient har sitt opphold, eventuelle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret.

VIKTIG MERKNAD: Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller personskader som skyldes feil bruk av dette produktet. Det er tannhelsepersonellens personlige ansvar å sikre at dette produktet er egnet til planlagt bruk, før det brukes.

Spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel. Når produktspesifikasjonene endrer seg, kan også bruksanvisningen og forsiktighetsreglene bli endret.

POLSKI

Przed użyciem TOKUYAMA REBASE II należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami, środkami ostrożności, uwagami i materiałami.

Zawartość

Zestaw:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	×1
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	×1
	ADHESIVE (15 ml)	×1
	Miarka (do TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
	Zakraplacz (do TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
	Kubek gumowy (do mieszania TOKUYAMA REBASE II POWDER i LIQUID)	×1
	Szpatułka (do nanoszenia TOKUYAMA REBASE II na protezie)	×1
	Kubek plastikowy (na ADHESIVE)	×2
	Pędzelek (do ADHESIVE)	×2
	TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
	Łyżka (do TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Uzupełnienia:	TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
	TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
	ADHESIVE (15 ml)
	TOKUSO RESIN HARDENER II

※Ograniczona dostępność FAST SET i/lub NORMAL SET w niektórych obszarach. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania informacji o dostępności.

Przechowywanie

1. Materiał należy zawsze przechowywać w temperaturze 0-25°C (32-77°F).
NIE stosować materiału po upływie terminu ważności.

2. Po zakończeniu pracy szczelnie zamknąć nasadkę.
3. Jeśli LIQUID nie będzie używany przez okres dłuższy niż miesiąc, należy przechowywać LIQUID z oryginalną nasadką. NIE przechowywać LIQUID z zakraplaczem.
4. W celu uniknięcia przypadkowego spożycia lub rozlania należy ZAWSZE przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i pacjentów.

■ Utylizacja

1. W celu usunięcia materiałów należy wymieszać POWDER i LIQUID i pozostawić do utwardzenia. Należy uważać na ciepło wytwarzane podczas utwardzania materiału.
2. Pozostałości ADHESIVE należy zebrać na gazę lub wacik i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i/lub lokalnymi. Unikać wdychania substancji lotnej.

■ Środki ostrożności podczas zastosowania klinicznego

1. TOKUYAMA REBASE II należy stosować zgodnie z podaną tutaj instrukcją. NIE używać TOKUYAMA REBASE II do innych zastosowań.
2. TOKUYAMA REBASE II jest przeznaczony do sprzedaży i użytku wyłącznie przez dyplomowanych specjalistów stomatologii.
3. Nie używać produktu w przypadku, gdy zabezpieczenia opakowania uległy uszkodzeniu lub gdy zawartość była naruszona.
4. Nie stosować ADHESIVE w jamie ustnej ani na dziąsłach pacjenta. Aplikacja ADHESIVE musi być przeprowadzana poza jamą ustną pacjenta.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID i ADHESIVE są łatwopalne. Nie używać w pobliżu ognia. Używać w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
6. Po każdym użyciu należy oczyścić miarkę do proszku, gumowy kubek, pędzelki, plastikowe kubki i szpatułkę alkoholem.
7. Należy zawsze ustalać, czy pacjent jest uczulony lub nadwrażliwy na monomery na bazie akrylu. NIE stosować TOKUYAMA REBASE II u pacjentów z wrażliwością na akryl w wywiadzie. Pacjentów należy poinstruować, aby wyjęli protezę i natychmiast skontaktowali się z lekarzem stomatologiem po zaobserwowaniu pierwszych oznak wrażliwości.
 - Przed użyciem TOKUYAMA REBASE II należy przeprowadzać kondycjonowanie tkanek przez tydzień, jeśli występują oznaki stanu zapalnego błon śluzowych lub podrażnienia tkanek, spowodowanego starą protezą.
 - Należy przerwać noszenie niedawno podścielonej protezy w przypadku jakichkolwiek oznak nadwrażliwości, zaczerwienienia i owrzodzenia.

8. W celu uniknięcia reakcji alergicznych związanych z monomerami na bazie akrylu zalecane jest zawsze używanie rękawic laboratoryjnych (foliowych, winylowych lub lateksowych). Jeżeli dojdzie do kontaktu ADHESIVE z rękawiczkami ochronnymi, należy natychmiast należy je wyrzucić i dokładnie umyć ręce wodą.
 - Po wyjęciu materiału z jamy ustnej pacjenta powinien on natychmiast przepłukać jamę ustną wodą lub płynem do płukania.
9. UNIKAĆ KONTAKTU Z O CZAMI. W przypadku styczności z oczami należy dokładnie przepłukać je wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
10. Unikać styczności nieutwardzonych substancji chemicznych ze skórą. W przypadku styczności ze skórą należy oczyścić alkoholem technicznym miejsce, które weszło w kontakt z produktem, a następnie dokładnie spłukać wodą.
11. Należy natychmiast usunąć nadmiar podkładu z okolicy podniebiennej w celu uniknięcia spłynięcia materiału do gardła pacjenta. TOKUYAMA REBASE II przepuszcza promieniowanie RTG i nie będzie możliwe wykrycie aspirowanego lub połkniętego materiału na zdjęciu RTG.
12. Nie mieszać TOKUYAMA REBASE II z innymi materiałami, niewymienionymi w niniejszej instrukcji.
13. W celu uniknięcia wdychania utwardzonego pyłu podczas polerowania należy zawsze nosić maskę zalecaną przez przepisy krajowe i/lub lokalne.

Zastosowanie kliniczne

1. Jeśli proteza jest protezą częściową lub ma podcienie, pozostałości korzenia itp., należy wyjąć protezę z jamy ustnej, dopasować ją poza jamą ustną przed końcowym utwardzaniem i ponownie włożyć w celu końcowego utwardzenia. W przeciwnym razie trudne będzie wyjęcie protezy z jamy ustnej.
 - POWDER FAST należy stosować wyłącznie z LIQUID FAST, a POWDER NORMAL należy stosować wyłącznie z LIQUID NORMAL.
 - Nie mieszać POWDER FAST z LIQUID NORMAL i odwrotnie.
 - Miarka dla POWDER FAST jest inna niż dla POWDER NORMAL.
 - Należy stosować odpowiednią miarkę dla odpowiedniego rodzaju.
2. Standardowy czas leczenia opiera się na temperaturze 23°C/73°F (poza jamą ustną) i 37°C/98°F (w jamie ustnej).

Czas leczenia skraca się przez wzrost temperatury spowodowany przez wyższą temperaturę ciała lub podwyższoną temperaturę pokojową.

3. W celu zminimalizowania powstawania pęcherzyków należy wmixować TOKUYAMA REBASE II POWDER do TOKUYAMA REBASE II LIQUID (biała nasadka i biała etykieta).
4. ADHESIVE (niebieska nasadka i niebieska etykieta) należy nanosić tylko na powierzchnię protezy. Nie mieszać ADHESIVE z TOKUYAMA REBASE II POWDER.


■ Środki ostrożności dotyczące pacjentów

Pacjentów należy poinstruować, aby wyjmowali protezy przed pójściem spać w celu oczyszczenia.

■ Instrukcja użycia


STANDARDOWE PROPORCJE MIESZANIA POWDER DO LIQUID

Jedna podziałka proszku : Dwie podziałki płynu



Uwaga: Proszki FAST i NORMAL są dostarczane z innymi miarkami do proszku. Należy upewnić się, że odpowiedni rodzaj proszku jest używany z odpowiednią miarką.

STANDARDOWY CZAS LECZENIA



*Czas leczenia zmienia się w zależności od temperatury pokojowej i proporcji proszek-żylica.

- Jeśli dopasowanie jest wykonywane poza jamą ustną, protezę należy zawsze wkładać z powrotem do jamy ustnej tuż przed rozpoczęciem końcowego utwardzania.
- Protezę należy zawsze trzymać w jamie ustnej pacjenta aż do zakończenia końcowego utwardzania.
- Standardowy czas utwardzania jest podany dla temperatury 23°C/73°F (poza jamą ustną) i 37°C/98°F (w jamie ustnej).

(1) Kontrola dopasowania

(2) Przygotowanie powierzchni protezy

Ostrożnie usunąć starą żywicę i odsłonić nową żywicę powierzchni protezy, zwłaszcza powierzchnię po stronie śluzówkowej, obszary brzożne, policzkowe i wargowe, w których mają być podścielane produktem TOKUYAMA REBASE II.

Uwaga:

- 1) Na obszary, które nie powinny mieć styczności z produktem TOKUYAMA REBASE II, takie jak sztuczne zęby, podstawa protezy lub przestrzenie międzyzębowe, należy najpierw nanieść warstwę separatora.
- 2) Wraz z powiększającą się powierzchnią podścielania protezy pasta żywiczna wykazuje większy opór podczas splywania. W takim przypadku należy usunąć dużą ilość starej żywicy lub zrobić otwór, aby żywica mogła wypływać.

(3) Aplikacja ADHESIVE

Nanieść pędzelkiem ADHESIVE jedną warstwą na wszystkie obszary powierzchni, która ma być

podścielona. Pozostawić ADHESIVE na 20 sekund w temperaturze pokojowej. Jeśli płyn ADHESIVE można nadal zaobserwować w obszarze grzebienia zębodołowego protezy, zastosować strumień powietrza w celu całkowitego osuszenia.

Uwaga:

- 1) Nanieść ADHESIVE na obszar policzkowy i wargowy protezy, która ma być podścielona.
- 2) Nanieść ADHESIVE dwukrotnie na obszar brzeżny, tak aby podkład nie oddzielił się od protezy.
- 3) ADHESIVE zachowuje skuteczność przez 10 minut po aplikacji.
- 4) Ponieważ ADHESIVE jest skrajnie lotny, natychmiast po użyciu należy koniecznie szczelnie zamknąć nasadkę.

(4) Odmierzanie i mieszanie

Należy stosować około jedną podziałkę TOKUYAMA REBASE II POWDER w miarce na dwie podziałki TOKUYAMA REBASE II LIQUID na zakraplaczu.

Uwaga:

- 1) Proszki FAST i NORMAL są dostarczane z innymi miarkami do proszku. Należy upewnić się, że odpowiedni rodzaj proszku jest używany z odpowiednią miarką.
- 2) Zakraplacz do płynu można używać do FAST i NORMAL.

Po odmierzeniu wsypać proszek do płynu (używając dostarczonego gumowego kubka) i delikatnie mieszać szpatułką przez około 5-10 sekund. Należy mieszać delikatnie, aby ograniczyć pęcherzyki do minimum.

Uwaga:

- 1) Najpierw należy umieścić płyn w kubku, a następnie proszek, aby zminimalizować powstawanie pęcherzyków.
- 2) Zbyt silne mieszanie lub zbyt długie będzie sprzyjać powstawaniu pęcherzyków, a rezultatem będzie niejednorodna konsystencja. A to spowoduje chropowatą powierzchnię i niepełne utwardzenie.
- 3) Jeśli jest to konieczne lub pożądane, lepkość żywicy można zwiększyć poprzez zwiększenie ilości zastosowanego proszku.

(5) Aplikacja żywicy

Nanieść szpatułką żywicę na powierzchnię protezy, która będzie miała styczność z błoną śluzową.

Uwaga:

- 1) Żywicę należy nanieść w ciągu 20-60 sekund (w normalnej temperaturze) po wymieszaniu w przypadku FAST (w przypadku NORMAL w ciągu 30-90 sekund).
- 2) Pastę żywiczną należy nanieść na wszystkie podścielane powierzchnie, zwłaszcza obszary

brzeżne, policzkowe i wargowe protezy.

- 3) Należy zachować ostrożność, aby nie nanieść zbyt dużej ilości żywicy. Naniesienie zbyt dużej ilości żywicy spowoduje, że będzie ona spływać do gardła pacjenta po włożeniu pacjenta.
- 4) Lepkość i utwardzanie są zależne od temperatury. Im większa temperatura pokojowa, tym szybsze jest utwardzanie. Im niższa temperatura pokojowa, tym wolniejsze jest utwardzanie. Jeśli mieszanie proszku i płynu zajmie zbyt dużo czasu, skróci się dostępny czas pracy.

(6) Włożenie protezy

Włożyć protezę właściwie do jamy ustnej pacjenta, który następnie powinien nagryźć ją prawidłowo w położeniu centralnym.

Uwaga:

- 1) Protezę należy włożyć w ciągu 60-90 sekund od rozpoczęcia mieszania w przypadku FAST (w przypadku NORMAL w ciągu 90-120 sekund).
- 2) Należy zachować skrajną ostrożność, aby uniknąć nieprawidłowego położenia zwarciowego.
- 3) Upewnić się, że nadmiar żywicy nie spływa do gardła pacjenta.
- 4) Jeśli nadmiar żywicy spływa do gardła pacjenta, należy usunąć go koniuszkiem palca lub odpowiednim instrumentem.

(7) Ruchy mięśni i dopasowanie

Po wykonaniu powyższych etapów i w czasie, gdy żywica zaczyna się utwardzać, pacjent powinien wykonywać ruchy mięśniami w jamie ustnej. Gdy żywica stanie się twardsza niż pasta, należy wyjąć protezę z jamy ustnej pacjenta i dopasować ją w razie potrzeby.

Uwaga:

- 1) Czas

Wszystkie ruchy mięśni i dopasowanie protezy należy zakończyć w ciągu 3 minut od rozpoczęcia mieszania w przypadku FAST (w ciągu 5 1/2 minuty w przypadku NORMAL).

- 2) W przypadku protezy całkowitej

Nie jest konieczne wyjmowanie protezy z jamy ustnej, chyba że występują podcienia. Usunąć nadmierną ilość żywicy w jamie ustnej i pozostawić protezę w jamie ustnej pacjenta aż do zakończenia utwardzania.

- 3) W przypadku podcieni i protezy częściowej

Jeśli u pacjenta ma podcienie, protezę częściową, pozostałości korzenia lub inne problemy, należy wyjąć protezę z jamy ustnej i dopasować ją poza jamą ustną przed końcowym utwardzaniem. W przeciwnym razie trudne będzie wyjęcie protezy z jamy ustnej.

(8) Ponowne włożenie protezy i wykańczanie protezy w jamie ustnej (końcowe utwardzanie)

Włożyć ponownie protezę i pozostawić ją w jamie ustnej pacjenta aż do zakończenia końcowego

utwardzania.

Uwaga:

- 1) Protezę należy trzymać w jamie ustnej pacjenta przez 3-5 1/2 minut od rozpoczęcia mieszania w przypadku FAST. W przypadku NORMAL protezę należy trzymać w jamie ustnej pacjenta przez 5 1/2-8 minut. Żywica utwardzi się w tym czasie. Nie wyjmować protezy z jamy ustnej w tym czasie, ponieważ obecność tlenu uniemożliwia kompletne utwardzenie żywicy.
- 2) Niepełne utwardzenie w rezultacie zbyt wczesnego wyjęcia protezy spowoduje niepożądane problemy, takie jak nieodpowiednia twardość powierzchni lub słabe dopasowanie.

Zastosowanie TOKUSO RESIN HARDENER II

1. W celu uzyskania dodatkowej twardości utwardzonego podkładu protezy można zastosować TOKUSO RESIN HARDENER II.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II poprawia twardość powierzchni i końcowe polerowanie podstawy protezy.
3. W pojemniku przygotować wodę o temperaturze 40-60°C (104-140°F).
Należy wlać wystarczającą ilość wody, aby proteza była całkowicie zanurzona.
4. Rozpuścić 1 łyżkę TOKUSO RESIN HARDENER II na 200 ml wody.
5. Po całkowitym rozpuszczeniu materiału zanurzyć protezę na 3 minuty.
6. Wyjąć protezę, wypłukać i wypolerować.

(9) Modyfikacje i polerowanie

Po końcowym utwardzeniu użyć wiertła węglowego, końcówki silikonowej, krążka wykańczającego itp. do modyfikacji i polerowania protezy.

(10) Kontrola dopasowania

(11) Zakończenie

Użytkownik i/lub pacjent powinni zgłaszać każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba użytkownika i/lub miejsce zamieszkania pacjenta.

WAŻNE: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłowym stosowaniem produktu. Lekarz stomatolog ponosi odpowiedzialność za upewnienie się przed użyciem, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Specyfikacja produktu może bez uprzedzenia ulec zmianie. Jeśli specyfikacja produktu ulega zmianie, instrukcje i środki ostrożności z nim związane mogą również ulec zmianie.

Pred použitím produktu TOKUYAMA REBASE II si láskavo prečítajte všetky informácie, bezpečnostné opatrenia a poznámky.

Obsah

Súprava: TOKUYAMA REBASE II POWDER (prášok) (80 g)	×1
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (tekutina) (50 ml)	×1
ADHESIVE (adhezívum) (15 ml)	×1
Meracia nádobka (na TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
Kvapkadlo (na TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
Gumený kališok (na miešanie produktov TOKUYAMA REBASE II POWDER a LIQUID)	×1
Špachtľa (na rozťahnutie produktu TOKUYAMA REBASE II na protézu)	×1
Plastová nádobka (na ADHESIVE)	×2
Kefka (na ADHESIVE)	×2
TOKUSO RESIN HARDENER II (vytvrdzovač živice)	×1
Lyžica (na TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Náhradné náplne: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※V určitých oblastiach je obmedzená dostupnosť produktov typu FAST SET alebo NORMAL SET. Ohľadom dostupnosti sa obráťte na miestneho predajcu.

Uchovávanie

1. Materiál vždy uchováajte pri teplotách 0 - 25°C (32 - 77°F).
Materiál NEPOUŽÍVAJTE po dátume expirácie.
2. Po ukončení uzáver fľaštičky dobre uzavrite.
3. Ak sa produkt LIQUID nebude používať dlhšie než mesiac, LIQUID uchováajte uzavretý pôvodným uzáverom. LIQUID neuchováajte uzavretý kvapkadlom.
4. Ak chcete zabrániť nežádúcemu požitiu alebo rozliatiu produktu, nenechávajte ho NIKDY v dosahu pacientov a detí.

■ Likvidácia

1. Pri likvidácii materiálov zmiešajte POWDER a LIQUID dohromady a nechajte to vytvrdnúť. Dávajte pozor na teplo vytvárané tuhnutím materiálu.
2. Zvyšný produkt ADHESIVE má byť absorbovaný gázou či vatou a zlikvidovaný podľa štátnych a miestnych predpisov. Vyhnite sa vdychovaniu prchavej látky.

■ Klinické bezpečnostné opatrenia

1. TOKUYAMA REBASE II používajte len podľa týchto pokynov. TOKUYAMA REBASE II NEPOUŽÍVAJTE na iné účely.
2. Produkt TOKUYAMA REBASE II je určený výhradne na použitie dentistom s licenciou.
3. Produkt nepoužívajte, ak sú bezpečnostné uzávery poškodené, alebo sa zdá, že došlo k neoprávnenému zásahu do produktu.
4. ADHESIVE nenanášajte do úst či na ďasná pacienta. K aplikácii produktu ADHESIVE musí dôjsť mimo úst pacienta.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID a ADHESIVE sú horľavé. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa. Používajte na dobre vetranom mieste.
6. Po každom použití vždy očistite meraciu nádobku na prášok, gumený kalíšok, kefky, plastové nádoby a špachtľu alkoholom.
7. Vždy zistite, či je pacient alergický alebo precitlivený na akrylové monoméry. NEPOUŽÍVAJTE TOKUYAMA REBASE II u pacientov s citlivosťou na akryl v anamnéze. Pacientov treba poučiť, aby si pri prvom znaku citlivosti vybrali protézu a hneď sa obrátili na dentistu.
 - Pred použitím produktu TOKUYAMA REBASE II vykonajte počas jedného týždňa úpravu tkaniva, ak pacient má príznaky zápalu sliznice alebo podráždenia tkaniva starou protézou.
 - Má prestať používať novo podloženú protézu, ak má znaky precitlivenosti, začervenania a má vredy.
8. Odporúčame, aby ste zakaždým použili vyšetrovacie rukavice (plastové, vinylové či latexové), a tak zabránili možným alergickým reakciám z akrylových monomérov. Ak sa ADHESIVE dostane do styku s vyšetrovacími rukavicami, rukavice si čo najskôr zložte, zahodte ich a ruky si dôkladne umyte vodou.
 - Po vytráení materiálu z úst pacienta si pacient musí hneď vypláchnuť vodou alebo ústnou vodou.
9. ZABRÁŇTE STYKU S OČAMI. Ak produkt príde do styku s očami, oči vypláchnite dôkladne vodou a hneď sa obráťte na lekára, aby vám pomohol.
10. Zabráňte styku nevytvrdnutej chemikálie s kožou. Ak produkt príde do styku s kožou,

zasiahnutú plochu hneď očistíte vtieraním alkoholu a potom dôkladne opláchnite vodou.

11. Nadbytočný podkladový materiál hneď odstráňte z podnebia, aby ste zabránili stečeniu materiálu do krku pacienta. TOKUYAMA REBASE II prepúšťa RTG žiarenie a RTG snímky nezobrazia vdychnutý či prehltnutý materiál.
12. Nemiešajte TOKUYAMA REBASE II s materiálmi neuvedenými v tomto návode.
13. Ak chcete zabrániť vdychovaniu vytvrdnutého prachu pri leštení, vždy noste masku odporúčanú štátnymi a miestnymi predpismi.

■ Klinická aplikácia

1. Ak je protéza čiastočná protéza, pacient má zubaradie nerovnakej výšky, zvyškový koreň a pod., vyberte protézu z úst, extraorálne ju orežte pred konečným vytvrdnutím a znovu ju vložte na konečné vytvrdnutie. Ináč bude ťažké vybrať protézu z úst.
 - Prášok FAST POWDER sa má používať len s tekutinou FAST LIQUID a prášok NORMAL POWDER sa má používať len s tekutinou NORMAL LIQUID.Nemiešajte prášok FAST POWDER s tekutinou NORMAL LIQUID a naopak. Meracia nádobka pre FAST POWDER sa líši od nádobky pre NORMAL SET. Používajte správnu meraciu nádobku pre každý druh.
2. Štandardná doba ošetrenia je založená na teplotách 23°C/73°F (extraorálne) a 37°C/98°F (intraorálne).


Doba ošetrenia sa skrakuje pri raste teploty (horúčka, vyššia teplota v ambulancii).
3. Ak chcete, aby bol vznik bublín minimálny, vmiešajte prášok TOKUYAMA REBASE II POWDER do tekutiny TOKUYAMA REBASE II LIQUID (biely uzáver a biely štítok).
4. ADHESIVE (modrý uzáver a modrý štítok) nanášajte len na povrch protézy. Nemiešajte ADHESIVE s práškom TOKUYAMA REBASE II POWDER.

■ Bezpečnostné opatrenia pre pacientov


Pacientov treba poučiť, aby sa pred spaním protézy vybrali na očistenie.

■ Návod na použitie

ŠTANDARDNÝ POMER MIEŠANIA PRAŠKU S TEKUTINOU



ŠTANDARDNÁ DOBA OŠETRENIA



*Doba ošetrovania sa mení podľa teploty ordinácie a pomeru prášok-tekutina.

- Ak sa orezávanie robí extraorálne, vždy, ešte pred začiatkom konečného vytvrdnutia, vložte protézu znovu do úst.
- Protézu vždy držte v ústach pacienta až do ukončenia konečného vytvrdnutia.
- Štandardná doba tuhnutia je daná pri teplote 23°C/73°F (extraorálna) a 37°C/98°F (intraorálna).

(1) Kontrola úpravy

(2) Odstránenie povrchu protézy

Opatrne odstráňte starú živicu a odkryte novú živicu z povrchu protézy, najmä povrch na strane sliznice, marginálne, bukálne a labiálne oblasti, kde je potrebné podloženie materiálom TOKUYAMA REBASE II.

Poznámka:

- 1) Miesta, s ktorými TOKUYAMA REBASE II nemá prísť do styku, napr. umelé zuby, báza protézy alebo medzizubné plochy, majú dostať náter separačného prípravku ako prvé.
- 2) Keďže povrch podloženia protézy sa zväčší, živicová pasta vykazuje vyšší odpor v toku. V takom prípade odstráňte veľké množstvo starej živice alebo vytvorte otvor, aby živica mohla vyteciť.

(3) Nanášanie produktu ADHESIVE

ADHESIVE naneste v jednej vrstve kefkou na všetky plochy povrchu, ktoré sa budú podkladať. Nechajte ADHESIVE 20 sekúnd pri izbovej teplote. Ak tekutý produkt ADHESIVE stále vidieť na mieste alveolárneho hrebeňa protézy, vyfúkajte ho vzduchom do úplného vyschnutia.

Poznámka:

- 1) ADHESIVE naneste na bukálnu a labiálnu stranu protézy, ktorá sa bude podkladať.
- 2) ADHESIVE naneste dvakrát na marginálnu oblasť tak, aby materiál podloženia nevytiekol von z protézy.
- 3) Produkt ADHESIVE bude účinný desať minút po nanosení.
- 4) Keďže produkt ADHESIVE je zvlášť prchavý, určite hneď po použití dobre zaskrutkujte uzáver.

(4) Meranie a miešanie

Použite asi jeden dielik prášku TOKUYAMA REBASE II POWDER v meracej nádobke na každé dva dieliky tekutiny TOKUYAMA REBASE II LIQUID v kvapkadle.

Poznámka:

- 1) Druhy FAST a NORMAL majú iné meracie nádobky na prášok. Každý prášok určite používajte so správnou nádobkou.
- 2) Kvapkadlo na tekutinu sa môže použiť buď na druh FAST alebo NORMAL.

Po nameraní vsypte prášok do tekutiny (dodávaným gumeným kalíškom) a zľahka 5 - 10 sekúnd premiešajte špachtľou. Miešajte zľahka, aby nevznikalo veľa bublín.

Poznámka:

- 1) Do nádobky nalejte najprv tekutinu a potom prášok, aby nevznikalo veľa bublín.
- 2) Príliš silným alebo dlhým miešaním sa uľahčuje vznik bublín a vzniká nerovnomerné zloženie zmesi. Toto potom vytvára hrubý povrch a spôsobuje neúplné vytvrdnutie.

3) Ak je to potrebné alebo požadované, viskozita živice sa môže zvýšiť zvýšením množstva použitého prášku.

(5) Nanášanie živice

Špachtľou nanášajte živicu na povrch protézy, ktorý príde do styku so sliznicou v ústach.

Poznámka:

- 1) Živicu naneste do 20 až 60 sekúnd (pri normálnej teplote) po zmiešaní pre druh FAST (pre druh NORMAL: do 30 až 90 sekúnd).
- 2) Živicovú pastu naneste na všetky podkladané plochy, zvlášť na marginálne, bukálné a labiálne oblasti protézy.
- 3) Dávajte pozor, aby ste nenaniesli príliš veľa živice. Nadmerné nanesenie živice spôsobí po zavedení protézy do úst vytečenie živice do krku pacienta.
- 4) Viskozita a tvrdnutie závisia od teploty. Čím vyššia teplota ambulancie, tým rýchlejšie tuhnutie. Čím nižšia teplota ambulancie, tým pomalšie tuhnutie.

Ak sa miešaniu prášku a tekutiny venuje príliš veľa času, doba na spracovanie bude kratšia.

(6) Zavedenie protézy

Protézu zaveďte do úst pacienta a nechajte ho zahryznúť správne v strede.

Poznámka:

- 1) Protézu zaveďte do 60 až 90 sekúnd od začiatku miešania pre druh FAST (pre NORMAL: do 90 až 120 sekúnd).
- 2) Dávajte zvlášť pozor, aby nedošlo k oklúznej malpozícii.
- 3) Dávajte pozor, či do krku pacienta nezateká živica.
- 4) Ak nadbytočná živica zateká do krku pacienta, odstráňte ju koncom prsta alebo vhodným nástrojom.

(7) Ošetrovanie svalov a orezanie

Po vykonaní predošlých krokov a keď živica začne tvrdnúť, vykonajte v ústach potrebné ošetrovanie svalov. Keď živica bude tvrdšia ako pasta, vyberte protézu z úst pacienta a orežte ju podľa potreby.

Poznámka:

- 1) Časový harmonogram
Určite vykonajte celé ošetrovanie svalov aj orezanie do 3 minút od začiatku miešania pre druh FAST (do 51/2 minúty pre druh NORMAL).
- 2) V prípade úplnej protézy
Vybrať protézu z úst nie je potrebné, ak tam nie je nerovnomerná výška zuboradia. Nadbytok živice vyberte intraorálne a protézu držte v ústach pacienta až do skončenia tvrdnutia.
- 3) V prípade zuboradia nerovnakej výšky a čiastočnej protézy

Ak je protézou čiastočná protéza, pacient má zuboradie nerovnakej výšky, zvyškový koreň a pod., vyberte protézu z úst a extraorálne ju orežte pred konečným vytvrdnutím. Ináč bude ťažké vybrať protézu z úst.

(8) Opätovné zavedenie a podržanie protézy (konečné vytvrdnutie)

Protézu znova zaveďte do úst a držte v ústach pacienta až do ukončenia konečného vytvrdnutia.

Poznámka:

- 1) Protézu držte nehybne v ústach pacienta 3 až 5 1/2 minúty od začiatku miešania pre druh FAST. Pre druh NORMAL držte protézu nehybne v ústach pacienta 5 1/2 až 8 minút. Živica počas tejto doby vytvrdne. Počas tejto doby protézu z úst nevyberajte, lebo prítomnosť kyslíka bráni úplnému vytvrdnutiu živice.
- 2) Neúplné vytvrdnutie v dôsledku predčasného vybratia zubnej protézy spôsobí neželané problémy, ako napr. neprimeranú tvrdosť povrchu alebo slabú adaptáciu.

Použitie produktu TOKUSO RESIN HARDENER II

1. Na dodanie tvrdosti vytvrdnutému opätovnému podloženiu zubnej protézy sa môže použiť TOKUSO RESIN HARDENER II.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II zlepšuje tvrdosť povrchu a konečné leštenie bázy zubnej protézy.
3. Do nádoby si pripravte vodu teplú 40 - 60°C (104 - 140°F). Skontrolujte, či ste naliali dosť vody na ponorenie protézy.
4. 1 naberačku produktu TOKUSO RESIN HARDENER II rozpustíte v 200 ml vody.
5. Po úplnom rozpustení materiálu, ponorte protézu na 3 minúty.
6. Protézu vyberte, opláchnite a vyleštite.

(9) Úprava a leštenie

Po konečnom vytvrdnutí použite karbidový vrtáček, silikónový hrot, kotúč na konečnú úpravu, atď. na úpravu a leštenie protézy.

(10) Kontrola úpravy

(11) Ukončenie

Používateľ a/alebo pacient má nahlásiť každý závažný prípad, ktorý sa vyskytne v súvislosti s pomôckou, výrobcovi alebo príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je používateľ a/alebo pacient usadený.

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE: Výrobca nezodpovedá za poškodenie alebo poranenie spôsobené nesprávnym použitím tohto produktu. Dentista osobne zodpovedá za zaistenie vhodného použitia

produktu ešte pred samotným použitím.

Technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia. Ak sa zmenia technické údaje produktu, môžu sa zmeniť aj návod a bezpečnostné informácie.

SUOMI

Lue kaikki tiedot, varoitukset, huomautukset ja materiaalit ennen TOKUYAMA REBASE II -tuotteen käyttöä.

Sisältö

Setti: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	×1
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	×1
ADHESIVE (15 ml)	×1
Mitta-astia (TOKUYAMA REBASE II POWDER -jauheelle)	×1
Pipetti (TOKUYAMA REBASE II LIQUID -nesteelle)	×1
Kumimalja (TOKUYAMA REBASE II POWDER -jauheen ja LIQUID-nesteen sekoittamiseen) ..	×1
Lasta (TOKUYAMA REBASE II -aineen levittämiseen proteesiin)	×1
Muovimalja (ADHESIVE-aineelle)	×2
Harja (ADHESIVE-aineelle)	×2
TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
Lusikka (TOKUSO RESIN HARDENER II -aineelle)	×1

Täyttöpakkaukset: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※Joillakin alueilla FAST SET- ja/tai NORMAL SET -tuotetta on rajoitetusti saatavana. Tiedustele saatavuutta jälleenmyyjältäsi.

Säilytys

- Säilytä materiaalia aina 0–25 °C:n (32–77 °F) lämpötilassa.
ÄLÄ käytä materiaalia viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Kiinnitä korkit tiukasti paikalleen käytön jälkeen.
- Jos LIQUID-nestettä ei käytetä yli kuukauteen, säilytä LIQUID-nestettä alkuperäisellä korkilla suljettuna. ÄLÄ säilytä LIQUID-nestettä pipetillä suljettuna.

4. Pidä tuote AINA poissa lasten ja potilaiden ulottuvilta, jotta vältetään aineen tahaton nieleminen tai vuotaminen.

■ Hävittäminen

1. Materiaalit hävitetään sekoittamalla POWDER ja LIQUID ja antamalla seoksen kovettua. Varo kovettuvasta materiaalista vapautuvaa lämpöä.
2. Jäljelle jäänyt ADHESIVE on imeytettävä harsoon tai pumpuliin ja hävitettävä maakohtaisten ja/tai paikallisten määräysten mukaisesti. Haihtuvaa ainetta ei saa hengittää.

■ Kliiniset varoitukset

1. Käytä TOKUYAMA REBASE II -ainetta aina tämän käyttöohjeen mukaisesti. ÄLÄ käytä TOKUYAMA REBASE II -ainetta muuhun käyttötarkoitukseen.
2. Ainoastaan laillistetut hammashoidon ammattilaiset saavat käyttää TOKUYAMA REBASE II -ainetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta, jos turvasinetit ovat murtuneet tai jos näyttää siltä, että niitä on manipuloitu.
4. Älä levitä ADHESIVE-ainetta potilaan suuhun tai ikeniin. ADHESIVE-ainetta on käytettävä potilaan suun ulkopuolella.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID ja ADHESIVE ovat tulenarkoja. Älä käytä avotulen lähellä. Käytä hyvin tuuletetulla alueella.
6. Puhdista jauheen mitta-astia, kumimalja, harjat, muovimaljat ja lasta alkoholilla aina käytön jälkeen.
7. Tarkista aina, onko potilaasi allerginen tai yliherkkä akryylipohjaisille monomeereille. ÄLÄ käytä TOKUYAMA REBASE II -ainetta potilaille, joilla on aiemmin esiintynyt herkkyyttä akryylille. Potilaita on ohjeistettava poistamaan proteesi välittömästi ja ottamaan yhteyttä hammaslääkäriin heti yliherkkyysoireiden ilmetessä.
 - Jos potilaalla on merkkejä limakalvotulehduksesta tai edellisen proteesin aiheuttamaa kudosaarsyystä, hoida kudosta yhden viikon ajan ennen TOKUYAMA REBASE II -aineen käyttöä.
 - Keskeytä uudelleeneristetyin proteesin käyttö, jos potilaalla ilmenee merkkejä yliherkkyydestä, punotusta tai haavaumia.
8. Suojakäsineiden (muovi, vinyyli, lateksi) käyttöä suositellaan akryylipohjaisten monomeerien aiheuttamien allergisten reaktioiden vaaran välttämiseksi.
Jos ADHESIVE-ainetta joutuu suojakäsineisiin, hävitä suojakäsineet välittömästi ja pese kädet perusteellisesti vedellä.

- Potilaan on huuhdeltava suu vedellä tai suuvedellä välttömästi, kun materiaali on poistettu potilaan suusta.
9. VARO AINEEN JOUTUMISTA SILMIIN. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät perusteellisesti vedellä ja käänny viipymättä lääkärin puoleen.
 10. Vältä kovettumattomien kemikaalien joutumista iholle. Jos ainetta joutuu iholle, puhdista alue alkoholilla ja huuhtelee sitten perusteellisesti vedellä.
 11. Poista ylimääräinen eristysmateriaali välttömästi suulaan alueelta, jotta materiaalia ei valu potilaan nieluun. TOKUYAMA REBASE II ei ole röntgenpositiivinen, ja röntgensäteet eivät havaitse hengitettyä tai nieltyä materiaalia.
 12. Älä sekoita TOKUYAMA REBASE II -ainetta sellaisten materiaalien kanssa, joita ei mainita tässä käyttöohjeessa.
 13. Kovettuneen polyn hengittämisen välttämiseksi kiillotuksen aikana on aina käytettävä hengityssuojainta maakohtaisten ja/tai paikallisten määräysten mukaisesti.


■ Kliininen käyttötarkoitus

1. Jos proteesi on osaproteesi tai siinä on allemeno tai juuren jäämiä, poista proteesi suusta, mutoile se suun ulkopuolella ennen lopullista kovettumista ja aseta sitten takaisin paikalleen lopullista kovettumista varten. Muussa tapauksessa proteesin poistaminen suusta on vaikeaa.
 - FAST POWDER -jauhetta saa käyttää ainoastaan FAST LIQUID -nesteessä, ja NORMAL POWDER -jauhetta saa käyttää ainoastaan NORMAL LIQUID -nesteessä. Älä sekoita FAST POWDER -jauhetta NORMAL LIQUID -nesteessä tai päinvastoin. FAST POWDER -jauheen mitta-astia on toisenlainen kuin NORMAL SET -setissä. Käytä kullekin tyyppille sopivaa mitta-astiaa.
2. Vakiohoitoaika perustuu 23 °C:n / 73 °F:n (suun ulkopuolella) ja 37 °C:n / 98 °F:n (suussa) lämpötiloihin.
Hoitoaika lyhenee lämpötilan noustessa korkeamman ruumiinlämmön tai huoneenlämpötilan vuoksi.
3. Ilmakuoplien välttämiseksi on TOKUYAMA REBASE II POWDER sekoitettava TOKUYAMA REBASE II LIQUID -nesteeseen (valkoinen korkki ja valkoinen etiketti).
4. Levitä ADHESIVE-ainetta (sininen korkki ja sininen etiketti) ainoastaan proteesin pinnalle. Älä sekoita ADHESIVE-ainetta ja TOKUYAMA REBASE II POWDER -jauhetta.


■ Potilasta koskevat varoitukset

Potilaita on kehotettava poistamaan proteesit yöksi puhdistamista varten.

JAUHEEN JA NESTEEN VAKIOSEKOITUSSUHDE



VAKIOHOITOAIKA



*Hoitoaika riippuu huoneenlämpötilasta ja jauhe/neste-suhteesta.

- Jos muotoilu tehdään suun ulkopuolella, aseta proteesi takaisin suuhun aina juuri ennen lopullisen kovettumisen alkamista.
- Pidä proteesi potilaan suussa, kunnes se on kovettunut kokonaan.
- Vakiokovettumisaika perustuu 23 °C:n / 73 °F:n (suun ulkopuolella) ja 37 °C:n / 98 °F:n (suussa) lämpötiloihin.

(1) Sopivuuden tarkastus

(2) Proteesin pinnan poistaminen

Poista varovasti vanhaa muovia hieman niin, että proteesin uusi muovipinta tulee näkyviin, erityisesti limakalvon puolella sekä reuna-, bukkaali- ja labiaalialueilla, jotka on eristettävä uudelleen TOKUYAMA REBASE II -aineella.

Huomautus:

- 1) Alueet, jotka eivät saa olla kosketuksessa TOKUYAMA REBASE II -aineen kanssa, kuten tekohampaat, proteesin pohjalevy tai hammasvälit, on ensin pinnoitettava eristysaineella.
- 2) Proteesin uudelleeneristyspinnan suurentuessa muovitahnan virtausvastus kasvaa. Poista siinä tapauksessa lisää vanhaa muovia tai tee reikä, josta muovi pääsee virtaamaan pois.

(3) ADHESIVE-aineen applikointi

Levitä harjalla yksi kerros ADHESIVE-ainetta kaikille uudelleeneristettäville alueille. Anna ADHESIVE-aineen kuivua 20 sekuntia huoneenlämmössä. Jos ADHESIVE-nestettä näkyy edelleen proteesin hammasharjanteessa, kuivaa se kokonaan ilmapuustilla.

Huomautus:

- 1) Levitä ADHESIVE-ainetta uudelleeneristettävän proteesin bukkaali- ja labiaalipuolelle.
- 2) Levitä ADHESIVE-ainetta kahdesti reuna-alueelle, jotta uudelleeneristysmateriaali ei irtoa proteesista.
- 3) ADHESIVE-aineen teho kestää kymmenen minuuttia applikoinnista.
- 4) Koska ADHESIVE on erittäin herkästi haihtuvaa, kiinnitä korkki tiukasti heti käytön jälkeen.

(4) Mittaus ja sekoitus

Annostele mitta-astiaan yksi asteikkoväli TOKUYAMA REBASE II POWDER -jauhetta kahta TOKUYAMA REBASE II LIQUID -nesteeseen pipetin asteikkoväliä kohti.

Huomautus:

- 1) FAST- ja NORMAL-tuotteiden mukana toimitetaan erilaiset jauheen mitta-astiat. Varmista, että käytät kullekin jauheelle oikeaa mitta-astiaa.
- 2) Nesteelle tarkoitettua pipettiä voidaan käyttää sekä FAST- että NORMAL-aineelle. Lisää jauhe nesteeseen (mukana toimitetulla kumimaljalla) mittauksen jälkeen ja sekoita lastalla varovasti noin 5–10 sekuntia. Sekoittamalla varovasti ehkäiset ilmakuplien muodostumista.

Huomautus:

- 1) Annostele maljaan ensin neste ja sitten jauhe ilmakuplien välttämiseksi.
- 2) Liian voimakas tai pitkäaikainen sekoittaminen edesauttaa ilmakuplien muodostumista ja johtaa epätasaiseen koostumukseen. Tämä puolestaan johtaa pintakarheuteen ja puutteelliseen kovettumiseen.

3) Tarvittaessa tai haluttaessa resiinin viskositeettia voidaan lisätä käyttämällä enemmän jauhetta.

(5) Muovin applikointi

Levitä muovi lastalla proteesin pinnalle, joka tulee olemaan kosketuksessa suun limakalvon kanssa.

Huomautus:

- 1) Levitä muovi 20–60 sekunnin kuluessa (normaalissa lämpötilassa) sekoittamisesta FAST-tuotetta käytettäessä (NORMAL-tuotetta käytettäessä 30–90 sekunnin kuluessa).
- 2) Levitä muovitahna kaikille eristettäville pinnoille, erityisesti proteesin reuna-, bukkaali- ja labiaalialueille.
- 3) Älä levitä pintaan liikaa materiaalia. Liian runsaasti annosteltua materiaalia voi virrata potilaan nieluun proteesin asettamisen jälkeen.
- 4) Viskositeetti ja kovettuminen riippuvat lämpötilasta. Mitä korkeampi huoneenlämpötila, sitä nopeampi kovettuminen. Mitä viileämpi huoneenlämpötila, sitä hitaampi kovettuminen.

Jos jauheen ja nesteen sekoittaminen kestää liian kauan, työskentelyaika on lyhyempi.

(6) Proteesin asettaminen paikalleen

Aseta proteesi asianmukaisesti potilaan suuhun ja pyydä potilasta painamaan se keskipurenta-asemaan.

Huomautus:

- 1) Aseta proteesi paikalleen 60–90 sekunnin kuluessa sekoittamisen aloittamisesta FAST-tuotetta käytettäessä (NORMAL-tuotetta käytettäessä 90–120 sekunnin kuluessa).
- 2) Varmista, ettei proteesi ole purennan kannalta väärässä asennossa.
- 3) Varmista, ettei muovia valu potilaan nieluun.
- 4) Jos muovia valuu potilaan nieluun, poista se sormenpäällä tai sopivalla instrumentilla.

(7) Suun liikkeet ja proteesin muotoilu

Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen ja muovin kovettumisen alkaessa varmista suun liikkeiden toimivuus. Kun muovi on saavuttanut plastisen vaiheen, poista proteesi potilaan suusta ja muotoile tarvittaessa.

Huomautus:

1) Ajanmääritys

Varmista, että proteesin sovitus ja muotoilu ovat valmiit 3 minuutin kuluessa sekoituksen alkamisesta FAST-tuotetta käytettäessä (NORMAL-tuotetta käytettäessä 5,5 minuutin kuluessa).

2) Kokoproteesi

Jos allmenoja ei ole, proteesia ei tarvitse poistaa potilaan suusta. Poista liiallinen muovi suunsisäisesti ja pidä proteesi potilaan suussa lopulliseen kovettumiseen saakka.

3) Allemenot ja osaproteesi

Jos potilaalla on allemeno, osaproteesi, juuren jäämiä tai muita ongelmia, poista proteesi suusta ja muotoile se suun ulkopuolella ennen lopullista kovettumista. Muussa tapauksessa proteesin poistaminen suusta on vaikeaa.

(8) Proteesin asettaminen uudelleen paikalleen ja hoito suussa (lopullinen kovettuminen)

Aseta proteesi uudelleen paikalleen ja pidä sitä potilaan suussa lopulliseen kovettumiseen saakka.
Huomautus:

- 1) FAST-tuotetta käytettäessä pidä proteesia paikallaan potilaan suussa 3–5,5 minuuttia sekoittamisen aloittamisesta. NORMAL-tuotetta käytettäessä pidä proteesia paikallaan potilaan suussa 5,5–8 minuuttia sekoittamisen aloittamisesta. Muovi kovettuu tänä aikana. Älä poista proteesia suusta tämän ajan kuluessa, sillä happi estää muovin täydellisen kovettumisen.
- 2) Jos proteesi poistetaan liian aikaisin ennen sen täydellistä kovettumista, seurauksena on ongelmia, kuten puutteellinen pinnan kovuus tai huono sopivuus.

TOKUSO RESIN HARDENER II -tuotteen käyttö

1. Kovettuneen proteesin kovuutta voidaan lisätä käyttämällä TOKUSO RESIN HARDENER II -tuotetta.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II parantaa pinnan kovuutta ja lopullista kiiltoa proteesin pohjalevyssä.
3. Laita astiaan vettä, jonka lämpötila on 40–60 °C:n (104–140 °F).
Varmista, että vettä on niin paljon, että proteesin voi upottaa siihen kokonaan.
4. Liuota 1 mittalusikallinen TOKUSO RESIN HARDENER II -materiaalia 200 ml:aan vettä.
5. Kun materiaali on liuennut kokonaan, upota proteesi 3 minuutiksi.
6. Poista proteesi, huuhtelee ja kiillota.

(9) Muokkaus ja kiillotus

Kun proteesi on kovettunut kokonaan, muokkaa ja kiillota proteesi esim. karbiditerällä, silikonikärjellä tai viimeistelylaikalla.

(10) Sopivuuden tarkastus

(11) Viimeistely

Käyttäjän ja/tai potilaan on ilmoitettava kaikista ilmenneistä, tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista valmistajalle sekä toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenmaassa, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Valmistaja ei vastaa tämän tuotteen asiattomasta käytöstä aiheutuvista

vaurioista tai vammoista. Hammashoidon ammattilaisen on henkilökohtaisesti varmistettava tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen ennen käyttöä.

Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tuotteen teknisten tietojen muuttuessa myös ohjeet ja varoitukset saattavat muuttua.

SVENSKA

Läs alla anvisningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar före användning av TOKUYAMA REBASE II.

Innehåll

Kit: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)	×1
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)	×1
ADHESIVE (15 ml)	×1
Mätkopp (för TOKUYAMA REBASE II POWDER)	×1
Pipett (för TOKUYAMA REBASE II LIQUID)	×1
Gummikopp (för blandning av TOKUYAMA REBASE II POWDER och LIQUID)	×1
Spatel (för fördelning av TOKUYAMA REBASE II på protesen)	×1
Plastkopp (för ADHESIVE)	×2
Pensel (för ADHESIVE)	×2
TOKUSO RESIN HARDENER II	×1
Sked (för TOKUSO RESIN HARDENER II)	×1

Refill: TOKUYAMA REBASE II POWDER (80 g)
TOKUYAMA REBASE II LIQUID (50 ml)
ADHESIVE (15 ml)
TOKUSO RESIN HARDENER II

※Begränsad tillgänglighet av FAST SET och/eller NORMAL SET i vissa områden. Kontakta din lokala distributör för information om tillgänglighet.

Förvaring

1. Förvara alltid materialet vid temperaturer på 0-25 °C (32-77 °F).
Använd INTE materialet efter att utgångsdatum har passerats.
2. Förslut flaskan ordentligt efter användning.

3. Om LIQUID inte används på längre tid än en månad ska den förvaras med originalhättan på. Förvara INTE LIQUID tillsammans med pipetten.
4. För att undvika oavsiktlig förtäring eller spill ska materialet ALLTID förvaras oåtkomligt för barn och patienter.

■ Avfall

1. Innan materialen kastas ska POWDER och LIQUID blandas så att de härdar. Tänk på att värme avges när materialet härdar.
2. Eventuella rester av ADHESIVE absorberas med gasväv eller bomull och hanteras enligt lokala bestämmelser. Undvik att andas in det flyktiga ämnet.

■ Försiktighetsåtgärder vid klinisk användning

1. Använd endast TOKUYAMA REBASE II enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Använd INTE TOKUYAMA REBASE II för andra ändamål.
2. TOKUYAMA REBASE II är endast avsett för yrkesmässig och behörig användning inom tandvården.
3. Använd inte produkten om förseglingen är bruten eller om innehållet inte verkar intakt.
4. Applicera inte ADHESIVE i patientens mun eller på mjukvävnad. ADHESIVE får endast appliceras utanför patientens mun.
5. TOKUYAMA REBASE II LIQUID och ADHESIVE är brandfarliga. Använd inte nära öppen eld. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
6. Rengör alltid mätkopp, gummikopp, penslar, plastkoppar och spatel med alkohol efter användning.
7. Ta reda på om patienten är allergisk eller överkänslig mot akrylbaserade monomerer. Använd INTE TOKUYAMA REBASE II på patienter med känd överkänslighet mot akrylmaterial. Patienter ska informeras om att ta ut proteserna och omedelbart kontakta sin tandläkare vid eventuella tecken på överkänslighet.
 - Innan TOKUYAMA REBASE II används ska en vävnadskonditionering göras under en vecka vid tecken på inflammation i mjukvävnaden eller irritation i vävnaden från den gamla proteserna.
 - Avbryt användningen av den rebaseade proteserna vid eventuella tecken på hypersensibilitet, rodnad eller sårbildning.
8. Undersökningshandskar (plast, vinyl, latex) rekommenderas vid all användning för att undvika risken för allergiska reaktioner mot akrylbaserade monomerer. Om ADHESIVE kommer i kontakt med undersökningshandskarna ska du omedelbart ta av

handskarna och tvätta händerna noga med vatten.

- Efter att materialet avlägsnats från patientens mun ska patienten omedelbart skölja med vatten eller munskölj.
9. UNDVIK KONTAKT MED ÖGONEN. Vid kontakt med ögonen, spola ögonen med riklig mängd vatten och sök omedelbart läkarvård för hjälp.
 10. Undvik hudkontakt med ohärdade kemikalier. Vid kontakt med huden, rengör utsatt område med alkohol och skölj sedan ordentligt med vatten.
 11. Avlägsna omedelbart allt materialöverskott från det palatinala området för att förhindra att materialet rinner ned i halsen på patienten. TOKUYAMA REBASE II är inte radiopakt och eventuellt material i lungor eller matsmältningsorgan upptäcks inte med röntgen.
 12. Blanda inte TOKUYAMA REBASE II med andra material som inte omnämns i den här bruksanvisningen.
 13. Undvik inandning av härdat damm i samband med polering och använd alltid ansiktsskydd enligt nationella eller lokala bestämmelser.

■ Klinisk användning


1. Om protesen är en delprotes eller har underskär, rotrester osv. ska protesen avlägsnas från munnen, trimmas extraoralt före sluthärdning och sätts tillbaka inför sluthärdning. Annars kan det bli svårt att avlägsna protesen från munnen.
 - FAST POWDER ska bara användas tillsammans med FAST LIQUID. NORMAL POWDER ska bara användas tillsammans med NORMAL LIQUID.Blanda inte FAST POWDER med NORMAL LIQUID eller tvärtom.
Mätkoppen som används för FAST POWDER är inte samma som för NORMAL SET.
Använd rätt mätkopp för varje materialtyp.
2. Normal behandlingstid baseras på en temperatur på 23 °C/73 °F (extraoralt) och 37 °C/98 °F (intraoralt).
Behandlingstiden blir kortare vid högre kroppstemperatur eller högre rumstemperatur.
3. För att minska risken för luftbubblor ska TOKUYAMA REBASE II POWDER blandas med TOKUYAMA REBASE II LIQUID (vit hätta och vit etikett).
4. ADHESIVE (blå hätta och blå etikett) appliceras endast på protesytan. Blanda inte ADHESIVE med TOKUYAMA REBASE II POWDER.

■ Anvisningar till patienten


Patienten ska informeras om att ta ut protesen och rengöra den vid sänggående.

Användarinstruktioner

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE PULVER-VÄTSKA



NORMAL BEHANDLINGSTID



*Behandlingstiden varierar beroende på rumstemperatur och förhållandet pulver-vätska.

- Om trimningen görs extraoralt ska protesen alltid sättas tillbaka i munnen precis innan sluthårdningen börjar.
- Ha alltid protesen i patientens mun tills sluthårdningen är klar.
- Den normala härdningstiden gäller vid 23°C/73°F (extraoralt) och 37°C/98°F (intraoralt).

(1) Kontrollera passformen

(2) Avlägsna protesytan

Avlägsna omsorgsfullt det gamla resinnet och exponera det nya resinnet på protesytorna. Var särskilt noggrann med ytan på den mukosala sidan, kanten, buckala och labiala områden som ska rebaseras med TOKUYAMA REBASE II.

Obs!

- 1) Områden som TOKUYAMA REBASE II inte ska komma i kontakt med, till exempel artificiella tänder, protesbas eller interdentalt område, måste först täckas med separerande medel.
- 2) Allt eftersom protesens rebaseringsyta blir större uppvisar resinpastan ett större motstånd i sitt flöde. I sådant fall kan en större mängd av det gamla resinnet tas bort eller så kan ett hål skapas för att resinnet ska kunna flyta ut.

(3) Applicera ADHESIVE

Applicera ADHESIVE i ett skikt med pensel på hela ytan som ska rebaseras. Låt ADHESIVE vila i 20 sekunder i rumstemperatur. Om ADHESIVE-vätska fortfarande kan observeras i protesens alveolarkristaområde måste området luftblästras helt.

Obs!

- 1) ADHESIVE appliceras på de buckala och labiala sidorna av proteserna som ska rebaseras.
- 2) Applicera ADHESIVE två gånger på kantområdet för att förhindra att rebaseringsmaterialet inte fäster på proteserna.
- 3) ADHESIVE är verksamt i tio minuter efter applicering.
- 4) Eftersom ADHESIVE är mycket flyktigt måste du tänka på att skruva åt hättan ordentligt direkt efter användning.

(4) Mäta upp och blanda

Mät upp ungefär en markering TOKUYAMA REBASE II POWDER i mätkoppens för varje två markeringar TOKUYAMA REBASE II LIQUID i pipetten.

Obs!

- 1) FAST och NORMAL levereras med olika pulvermätkoppar. Se till att använda varje pulver med rätt kopp.
- 2) Vätskepipetten kan användas både för FAST och NORMAL.
Efter uppmätning läggs pulvret i vätskan (med medföljande gummikopp). Blanda försiktigt med spateln i 5-10 sekunder. Blanda försiktigt så att mängden luftbubblor minimeras.

Obs!

- 1) Lägg vätskan i koppen först och därefter pulvret för att minimera mängden luftbubblor.
- 2) Om du blandar för hårt eller för länge bildas luftbubblor lättare och konsistensen blir ojämn.

Det i sin tur gör att ytan blir skrovlig och hårdningen ofullständig.

3) Vid behov eller om så önskas kan resinets viskositet ökas genom att mängden pulver ökas.

(5) Applicera resin

Använd spateln och applicera resin på protesytan som kommer i kontakt med munslemlinjan.

Obs!

1) För FAST appliceras resin inom 20 till 60 sekunder (vid normal temperatur) efter blandning (för NORMAL inom 30 till 90 sekunder).

2) Applicera resinpasta på alla ytor som ska rebaseras särskilt på kanten och protesens buckala och labiala områden.

3) Var försiktig så du inte applicerar för mycket resin på ytan. Om du applicerar för mycket resin på ytan kan resinet rinna ned i halsen på patienten när protesen insereras.

4) Viskositeten och hårdningen är temperaturberoende. Ju varmare rumstemperatur desto snabbare hårdning. Ju kallare rumstemperatur desto långsammare hårdning.

Om det tar för lång tid att blanda pulvret och vätskan blir arbetstiden kortare.

(6) Sätta protesen på plats

Sätt protesen ordentligt på plats i patientens mun och låt patienten bita ihop korrekt i central position.

Obs!

1) För FAST sätts protesen på plats inom 60 till 90 sekunder efter påbörjad blandning (för NORMAL inom 90 till 120 sekunder).

2) Var väldigt försiktig så att oklusal felplacering undviks.

3) Se till att inte eventuellt överskottsresin rinner ned i halsen på patienten.

4) Om överskottsresin rinner ned i halsen på patienten kan du avlägsna det med fingerspetsen eller lämpligt instrument.

(7) Muskelbehandling och trimning

Följ stegen ovan och när resinets börjar härda påbörjar du nödvändig behandling av munmuskulaturen. När resinets blivit hårdare än pastan avlägsnar du protesen från patientens mun och trimmar vid behov.

Obs!

1) Tidsåtgång

Se till att slutföra all muskelbehandling och trimning inom 3 minuter från tidpunkten då blandningen påbörjades för FAST (inom 5½ minuter för NORMAL).

2) Helprotes

Det finns inget behov att ta ut protesen från munnen om den inte har underskär. Avlägsna

överskott av resin intraoralt och låt proteserna sitta kvar i munnen på patienten tills härdningen avslutats.

3) Underskär och delprotes

Om patienten har underskär, delprotes, rotrestorer eller andra problem ska proteserna avlägsnas från munnen och trimmas extraoralt före sluthärdning. Annars kan det bli svårt att avlägsna proteserna från munnen.

(8) Återplacering (sluthärdning) och underhåll

Sätt tillbaka proteserna och låt dem sitta kvar i patientens mun tills sluthärdningen är klar.

Obs!

- 1) Låt proteserna vara fixerade i patientens mun i mellan 3 och 5½ minuter efter påbörjad blandning för FAST. För NORMAL ska proteserna vara fixerade i patientens mun i mellan 5½ och 8 minuter. Efter det har resinerna härdats. Lyft inte ut proteserna från munnen under tiden. Närvaron av syre förhindrar resinerna från att härda helt.
- 2) Ofullständig härdning till följd av att proteserna lyfts ut för tidigt skapar oönskade problem som till exempel otillräcklig ythårdhet eller dålig adaptation.

Använda TOKUSO RESIN HARDENER II

1. Om ytterligare hårdhet önskas för härdad protesbasering kan TOKUSO RESIN HARDENER II användas.
2. TOKUSO RESIN HARDENER II stärker protesbasens ythårdhet och ger bättre glans.
3. Håll upp vatten med en temperatur på 40-60 °C (104-140 °F) i en behållare.
Vattenmängden ska vara tillräcklig för att proteserna ska täckas helt.
4. Lös upp 1 sked TOKUSO RESIN HARDENER II per 200 ml vatten.
5. När materialet lösts helt läggs proteserna i lösningen och får ligga kvar i 3 minuter.
6. Lyft upp proteserna, skölj och polera.

(9) Modifiering och polering

Efter sluthärdning kan du använda hårdmetallborr, silikonpolerare, polerhjul m.m. för modifiering och polering av proteserna.

(10) Kontrollera passformen

(11) Klart

Användaren och/eller patienten ska rapportera allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

VIKTIG INFORMATION: Tillverkaren är inte ansvarig för sak- eller personskador orsakade av felaktig användning av produkten. Det är användarens eget ansvar att se till att produkten är lämplig för sin avsedda användning innan den används.

Specifikationerna kan när som helst komma att ändras. Om produktspecifikationerna ändras kan även bruksanvisningen, försiktighetsåtgärder och anvisningar också komma att ändras.